

LaboPol-30

ラボポール-30

取扱説明書

取扱説明書原本の翻訳



文書番号: 16337025-02_B-ja
発行日: 2025.04.07

著作権

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

無断複写・転載を禁じます。© Struers ApS.

目次

1 説明書について	8
2 安全性	8
2.1 使用目的	8
2.2 LaboPol-30安全に関する注意事項	9
2.2.1 ご使用の前に必ずお読みください	9
2.3 安全メッセージ	10
2.4 本説明書の安全メッセージ	11
3 はじめに	13
3.1 装置の説明	13
3.2 LaboPol-30 - 前面	14
3.2.1 制御パネル/試料移動機	15
3.3 LaboPol-30 - 背面	16
3.4 Struers知識	16
3.5 アクセサリーと消耗品	16
4 輸送と保管	17
4.1 輸送	17
4.2 長期保管または輸送	17
5 設置	18
5.1 装置の開梱	18
5.2 パッキングリストの確認	18
5.3 装置の持ち上げ	19
5.4 設置場所	20
5.5 電源供給	20
5.5.1 単相供給	21
5.5.2 2相供給	21
5.5.3 装置への接続	21
5.6 給水と排水	21
5.6.1 給水への接続	21
5.6.2 排水口への接続	22
5.7 循環ユニット	22
5.7.1 循環冷却ユニットを給水口に接続します。	22
5.7.2 循環冷却ユニットを排水口に接続します。	23
5.7.3 通信ケーブルの接続	23
5.8 研磨円板の取付	23

5.8.1 研磨円板の種類	24
5.9 騒音	24
5.10 振動	24
6 LaboUI	25
6.1 設置	25
6.1.1 装置の開梱	25
6.1.2 パッキングリストの確認	25
6.1.3 設置 – LaboUI	25
6.2 装置の操作	26
6.2.1 制御パネルの機能	26
6.2.2 水栓	27
6.2.3 スピン機能	28
6.2.4 スプラッシュガード	28
6.2.5 手動試料作製	28
6.2.6 装置のスタートとストップ	29
7 LaboForce-50	30
7.1 設置	31
7.1.1 装置の開梱	31
7.1.2 パッキングリストの確認	31
7.1.3 設置 – LaboForce-50	32
7.1.4 試料回転機の調整	33
7.2 装置の操作	35
7.2.1 制御パネルの機能	35
7.2.2 水栓	36
7.2.3 スpin機能	37
7.2.4 スプラッシュガード	37
7.2.5 試料の挿入	37
7.2.6 加圧力の調整	38
7.2.7 手動試料作製	38
7.2.8 装置のスタートとストップ	39
7.2.9 試料の取り外し	40
7.2.10 試料移動板の交換	41
8 LaboForce-100	41
8.1 設置	41
8.1.1 装置の開梱	41
8.1.2 パッキングリストの確認	42
8.1.3 設置 – LaboForce-100	42
8.1.4 装置への電気配線	43
8.1.5 圧縮空気接続口	43

8.1.6 試料回転機	43
8.1.7 フレキブル試料ホルダー	47
8.1.8 LaboDoser-100 (LaboForce-100搭載)	50
8.1.9 LaboDoser-10 (LaboForce-100搭載)	50
8.2 装置の操作	50
8.2.1 制御パネルの機能	50
8.2.2 水栓	52
8.2.3 スピン機能	52
8.2.4 スプラッシュガード	53
8.2.5 ディスプレイ	53
8.2.6 Main menu (メインメニュー)	54
8.2.7 画面操作	55
8.2.8 設定およびテキストの変更	55
8.2.9 ソフトウェアの設定	56
8.2.10 環境設定	56
8.2.11 Maintenance (メンテナンス) メニュー	60
8.3 試料作製工程	61
8.3.1 試料作製モード	61
8.3.2 試料作製プロセスの開始と停止	65
9 LaboForce-Mi	67
9.1 設置	68
9.1.1 装置の開梱	68
9.1.2 パッキングリストの確認	68
9.1.3 設置 – LaboForce-Mi	68
9.1.4 試料回転機	69
9.2 装置の操作	71
9.2.1 制御パネルの機能	71
9.2.2 水栓	72
9.2.3 スピン機能	73
9.2.4 スプラッシュガード	73
9.2.5 試料の挿入	73
9.2.6 加圧力の調整	73
9.2.7 試料の強制回転	74
9.2.8 手動試料作製	75
9.2.9 装置のスタートとストップ	76
9.2.10 試料の取り外し	77
9.2.11 試料移動板の交換	77
10 LaboDoser-10	77
10.1 装置の開梱	78

10.2 パッキングリストの確認	79
10.3 設置	79
10.4 LaboDoser-10の操作	81
10.5 ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤の交換	81
11 LaboDoser-100	82
11.1 設置	82
11.1.1 装置の開梱	82
11.1.2 パッキングリストの確認	82
11.1.3 LaboDoser-100の取り付け	83
11.2 LaboDoser-100の操作	84
11.2.1 ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤の交換	84
11.2.2 チューブを洗浄する	84
11.2.3 チューブの交換	85
12 メンテナンスと保守	86
12.1 一般的なお手入れ	87
12.2 毎日	87
12.3 毎週	87
12.3.1 LaboForce-100 – 試料回転ヘッド	87
12.4 毎月	88
12.4.1 LaboForce-50 – 加圧脚	88
12.4.2 LaboForce-100 – 水/油フィルターの排水	88
12.5 毎年	89
12.5.1 安全装置のテスト	89
12.5.2 非常停止	90
12.6 予備部品	90
12.7 サービスおよび修理	91
12.7.1 点検整備 – LaboForce-100	91
12.8 廃棄	92
13 トラブルシューティング	92
13.1 トラブルシューティング – LaboPol-30	92
13.2 LaboForce-50	93
13.3 LaboForce-100	94
13.3.1 「メッセージ」と「エラー」の2種類があります – LaboForce-100	94
13.4 LaboForce-Mi	98
14 技術データ	99
14.1 技術データ	99
14.2 安全回路カテゴリー/パフォーマンスレベル	100
14.3 騒音レベルと振動レベル	100
14.4 技術データ – 装置	100

14.5 制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)	100
14.6 図	101
14.6.1 図 – LaboPol-30	101
14.6.2 図 – 装置	104
14.7 法的および規制情報	104
15 製造者	104
適合宣言書	105

1 説明書について



注意

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。



注記

ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。



注記

特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。

2 安全性

2.1 使用目的

専門的な作業環境で使用してください。(微細構造研究所など)

本装置は、この目的およびこの種の装置専用に設計されている Struers の消耗品のみを使用するように設計されています。

本装置は、材料微細構造検査用の最高水準の(研磨または琢磨)手動または半自動の試料作製装置です。

本装置は、必ず訓練を受けた熟練の担当者が操作してください。

手動試料作製

LaboPol-30は、次の組み合わせで使用します。

- LaboUI

半自動試料作製

LaboPol-30は、次の組み合わせで使用します。

- LaboForce-50
- LaboForce-100 (LaboDoser-100あり/なし)
- LaboForce-Mi

以下の場合は本装置を使用しないでください

材料組織研究に適している個体材料以外を作製(研磨または琢磨)する。

本装置は、あらゆる種類の爆発性/可燃性の材料、機械加工、加熱、加圧時に安定しない材料に使用してはいけません。

モデル

LaboPol-30

2.2 LaboPol-30安全に関する注意事項



2.2.1 ご使用の前に必ずお読みください

組み合わせ: LaboUI、LaboForce-50、LaboForce-100、LaboForce-Mi、LaboDoser-100。

本情報に従わず、装置を適切に操作しない場合、深刻な怪我を負う、あるいは装置を損傷する可能性があります。

特定の安全に関する注意事項 – 残留リスク

1. オペレータは、適用される消耗品の取扱説明書、また必要に応じて安全データシートを読む必要があります。
2. 本装置は、作業の高さが適切な安全で安定性のある台に設置する必要があります。作業台は、装置と付属品の重さに耐えられる必要があります。
3. 本装置を冷水の給水栓に接続します。送水接続部に漏れが無いこと、排水が機能していることを確認してください。
4. 操作中は回転部品に近づかないでください。手動で研磨または琢磨を行う場合は、ディスクに触れないよう注意してください。ディスクが回転中にトレイから試料を取り出そうとしないでください。
5. 試料が試料ホルダーから外れないようにするために、試料が試料ホルダーにしっかりと固定されていることを確認してください。
6. 研磨剤および加熱された/鋭い試料から指を守るため、適切なグローブを着用してください。
7. 重い試料ホルダーを扱う場合には、保護靴の着用をお勧めします。
8. 回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。適切な安全服を着用してください。
9. 大きな音に長時間さらされると、個人の聴力に永久的なダメージを与える可能性があります。
地域の規制を上回る騒音に暴露される場合、耳栓を使用してください。
10. 手動研磨作業中は腕も振動します。長時間振動を受けると、不快感、関節への悪影響、または神経障害をもたらす可能性があります。
11. 本装置を点検保守整備する場合は、装置と電源を事前に遮断してください。コンデンサの残留電位がなくなるまで5分間待ちます。
12. 本装置は、あらゆる種類の爆発性/可燃性の材料、機械加工、加熱、加圧時に安定しない材料に使用してはいけません。

安全に関する注意事項

1. 本装置は、現地の安全基準を遵守して設置してください。機械のすべての機能および接続されている装置は、正常に機能している必要があります。
2. オペレータは、安全上の注意事項と取扱説明書、および接続された装置および付属品の説明書の関連セクションを読む必要があります。
3. 本装置は、訓練を受けた/熟練した担当者のみが運転および整備してください。
4. 本機にはスプラッシュガードを常設している必要があります。

5. 実際の電源電圧が、装置の銘板に記載されている電圧に対応していることを確認してください。本機は接地(アース)されなければなりません。常に現地の規制に従ってください。装置の分解または追加部品の取り付け前には、装置の電源を切り、プラグまたは電源ケーブルを外してください。
6. Struersでは、装置を離れ無人になるときは、給水栓を遮断するようお願いしています。
7. 消耗品には、本機種用に開発されている消耗品のみを使用してください。アルコール系消耗品: アルコール系消耗品の取り扱い、混合、充填、排水および廃棄については、現行の安全ルールに従ってください。
8. 取り付けられている試料回転ユニットを下げる際は、試料ホルダー（該当する場合）や試料移動板に手を近づけないでください。
9. 誤動作を確認した、または異音が聞こえた場合には、装置の電源をオフにして技術サービスに連絡してください。
10. 装置の電源を5分に1回以上オン/オフしないでください。電気部品の損傷が発生する可能性があります。
11. 出火した場合は、周囲の人々に注意を促し、消防署へ連絡してください。電源供給を遮断します。粉末消火器を使用してください。水は使用しないでください。
12. Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。
13. 本装置は、この目的およびこの種の装置専用に設計されている Struers の消耗品のみを使用するように設計されています。
14. 装置で誤使用、不適切な設置、改造、不注意、事故、不適切な修理を行った場合、Struersはユーザーまたは装置の損害に対して責任を負いません。
15. 保守または修理時本装置の一部分を分解する場合は必ず、適切な技術（電気機械、電子工学、機械、圧縮装置など）を持った技術者が行う必要があります。

2.3 安全メッセージ

Struersでは、潜在的な危険を示す標識を使用しています。



電気的危険

これは、電気的な危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



危険

これは、高いレベルの危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



警告

これは、中程度レベルの危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



挟まれ注意

これは、挟まれる危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷、中程度の怪我、重傷を負う可能性があります。

**高温危険**

これは、挟まれる危険が存在することを示しています。回避しないと、軽度あるいは中程度または深刻な怪我を負う可能性があります。

**注意**

これは、低いレベルの危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷または中程度の怪我を負うことにつながる可能性があります。

**非常停止**

非常停止

一般的な情報**注記**

これは、物的損害の危険性、あるいは慎重な取り扱いの必要性を示します。

**ヒント**

これは、追加情報およびヒントがあることを示しています。

2.4 本説明書の安全メッセージ

**警告**

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。

**挟まれ注意**

本機を操作中に指を挟まないよう注意してください。

重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。

**警告**

装置を取り外す、または追加部品を取り付ける場合は、装置の電源を切り、電力ケーブルを外し、5分待ってから行います。

**電気的危険**

電気装置を設置する際は、必ず電源を切ってから行ってください。

本機は接地(アース)されなければなりません。

実際の電源電圧が、装置の銘板に記載されている電圧に対応していることを確認してください。

電圧が間違っていると、電気回路を損傷する可能性があります。

**電気的危険**

循環冷却ユニットのポンプは必ずアース(接地)してください。

実際の電源電圧が、銘板またはポンプに記載されている電圧に対応していることを確認してください。

電圧が間違っていると、電気回路を損傷する可能性があります。

**注意**

大きな音に長時間さらされると、個人の聴力に永久的なダメージを与える可能性があります。

地域の規制を上回る騒音に暴露される場合、耳栓を使用してください。

**注意**

手動研磨作業中は腕も振動します。

長時間振動を受けると、不快感、関節への悪影響、または神経障害をもたらす可能性があります。

**注意**

操作中は回転部品に近づかないでください。

**注意**

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

**注意**

手動で試料作製する場合は、試料回転ヘッドの側面にあるスイッチを使用して、LaboForce-50の回転を無効にします

**注意**

手動で試料作製する場合は、試料回転ヘッドの側面にあるスイッチを使用して、LaboForce-Miの回転を無効にします。

**注意**

研磨剤および加熱された/鋭い試料から指を守るため、適切なグローブを着用してください。

**注意**

手動で研磨または琢磨を行う場合は、ディスクに触れないよう注意してください。

**注意**

ディスクが回転中にトレイから試料を取り出そうとしないでください。

**注意**

ディスクが回転中は、スプラッシュボウルおよびその付近に手を近づけないでください。

**警告**

安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。

Struersサービス部門に連絡してください。

**警告**

非常停止をリリース(解除)する前に、非常停止が作動した原因を調査し、必要な是正措置を講じてください。

**注意**

試料が試料ホルダーから外れないようにするために、試料が試料ホルダーにしっかりと固定されていることを確認してください。

**注意**

重い試料ホルダーを扱う場合には、保護靴の着用をお勧めします。

**挟まれ注意**

試料回転機を下げる際は、試料移動板に手を近づけないでください。

**警告**

安全上重要なコンポーネントは、最大20年の耐用年数の経過後に交換する必要があります。

Struersサービス部門に連絡してください。

**挟まれ注意**

本機を操作中に指を挟まないよう注意してください。

重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。

3 はじめに

3.1 装置の説明

LaboPol-30は、直径 230、250 または 300 mm の琢磨円板を使用して微細構造検査用試料作製(研磨/琢磨)を行うためのものです。

LaboPol-30は、LaboUIと併用して手動で試料を作製するためのものです。

LaboPol-30は、LaboForce-50、LaboForce-100、またはLaboForce-Miと併用して半自動で試料を作製するためのものです。試料回転機は、常に装置の左側面に設置します。

オペレータは、研磨/琢磨する作業面、および滴下する冷却液/研磨懸濁液を選択します。

冷却水は、オペレータが水栓を開けると供給されます。その他の液体は手動で、または別の供給ユニットによって供給されます。

LaboUIを使用して、試料作製時に試料を支えます。

LaboForce-50、LaboForce-100、およびLaboForce-Miを使用して、試料を装置、試料移動板、または試料ホルダーに配置します。

LaboUI、LaboForce-50、およびLaboForce-Miを使用して、円板の回転速度を設定してから工程を開始します。

LaboForce-100を使用して、工程パラメータを設定してから工程を開始します。

本機にはスプラッシュガードを常設している必要があります。

手動試料作製用に装置にはスプラッシュガードが付属しています。(直径 300 mm のディスク用)

その他のタイプの試料作製用スプラッシュガードは、別売りです。

オペレータは、制御パネルのスタートボタンを押して装置を開始します。

LaboUI、LaboForce-50、およびLaboForce-Miを使用して、制御パネル上のストップを押して装置を停止します。


LaboForce-100を使用する場合、工程が完了すると、装置は自動的に停止します。

オペレータは、試料を洗浄してから次の試料作製手順または検査を開始します。

アルコール系の懸濁液または潤滑剤を使用する際は、排気システムを使用してください。

非常停止が作動した場合、可動部品のすべての電源が遮断されます。

3.2 LaboPol-30 – 前面



- A 制御パネル/試料移動板に対する接続
- B 手動試料作製用スプラッシュガード(両ディスク用)
- C 試料作製用ディスクの位置(両ディスク)
- D 非常停止
- E 水栓
- F ストレージパッド



非常停止

LaboForce-50、LaboForce-100、LaboDoser-100、またはLaboForce-Mi が装置に取り付けられている場合、非常停止ボタンを作動させると、LaboForce-50、LaboForce-100、LaboDoser-100、LaboForce-Miも停止します。

注記

通常運転時、機械の運転停止のために非常停止を使用しないでください。

非常停止をリリース(解除)する前に、非常停止が作動した原因を調査し、必要な措置を講じてください。

- ・ 非常停止を作動するには、赤色の非常停止ボタンを押します。
- ・ 非常停止を解除するには、赤色の非常停止ボタンを時計回りに回します。

3.2.1 制御パネル/試料移動機

この装置は、以下のユニットに取り付けることができます。取付手順については、該当するセクションを参照してください。

LaboUI



- 参照 [制御パネルの機能 ▶26。](#)

LaboForce-50



- 参照 [制御パネルの機能 ▶35。](#)

LaboForce-100




- 参照 [制御パネルの機能 ▶50。](#)

LaboForce-Mi



- 参照 [制御パネルの機能 ▶71。](#)

3.3 LaboPol-30 – 背面




3.4 Struers知識

機械研磨は、顕微鏡検査用微細構造試料の最も一般的な作製方法です。

解析や検査の種類により、試料の研磨面に対し特別な要求が決められます。

完全な仕上がり、つまり真の構造を得るまで作製作業を進めることができます。試料面が特定の検査に対して許容できる程度になった時、試料作製作業を終了する事もできます。



3.5 アクセサリーと消耗品

アクセサリー

利用可能な範囲に関する詳細は、以下を参照してください:

- ラボシステムのカタログ (<https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem>)

消耗品

Struersの純正消耗品を使用してください。

他の製品には、ゴムシールなどを溶かす強力な溶剤が含まれている場合があります。Struersの純正消耗品以外を使用したことに直接関係する損傷の場合は、損傷した部品(シール、チューブなど)は保証の対象外となることがあります。

利用可能な範囲に関する詳細は、以下を参照してください:

- ストルアスの消耗品カタログ (<https://www.struers.com>)

4 輸送と保管

インストール後、ユニットを移動またはストレージに保管する必要がある場合は、以下のガイドラインを遵守ください。


- ・ 輸送前にユニットをしっかりと梱包してください。梱包が十分でないと、ユニットを損傷する可能性があります。その場合、保証は無効になります。Struersサービス部門に連絡してください。
- ・ 弊社では、元の梱包材を使用することを推奨しています。

4.1 輸送

- ・ ユニットを電源から外します
- ・ 給水口と排水口の接続を解除します。
- ・ 冷却システムが取り付けられている場合は、外します。特定のユニットについては、手順を参照してください。
- ・ スプラッシュガード、研磨ディスク、ボウルライナーを外します。
- ・ 本装置は、装置のベース下の左右を持って持ち上げます。



- 他にも、クレーンと2本のリフトストラップを使用して装置を持ち上げることができます。
- ストラップを脚の外側に来るよう、本装置の下に置きます。



- ・ 本装置を安定した面の上に置きます。

4.2 長期保管または輸送

注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

- ・ 装置とすべての付属品を十分に清掃してください。
- ・ ユニットを電源から外します
- ・ 給水口と排水口の接続を解除します。

- 冷却システムが取り付けられている場合は、外します。特定のユニットについては、手順を参照してください。
- スプラッシュガード、研磨ディスク、ボウルライナーを外します。
- 制御パネルまたは試料回転機を外します。
- アクセサリを取り外します。
- 本装置は、装置のベース下の左右を持って持ち上げます。
- 本装置とアクセサリを元の梱包に戻します。
- ストラップでボックスをパレットに固定します。

新しい設置場所

新しい場所では、必要な設備が設置されていることを確認します。

5 設置

5.1 装置の開梱

注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

- 箱上部の梱包用テープを切ります。
- 取り外し部品を外します。
- ボックスからユニットを取り出します。

5.2 パッキングリストの確認

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

箱の中身は以下のとおりです：

個	説明
1	LaboPol-30
2	電源供給ケーブル
1	使い捨て式ボウルライナー、透明プラスチック
1	手動試料作製用スプラッシュガード (300 mm円板用)
1	給水ホース。直径:19 mm/ $\frac{3}{4}$ インチ。長さ:2 m (6.6')
1	フィルタ・ガスケット
1	ガスケット付き異径リング、 $\frac{3}{4}$ ~ $\frac{1}{2}$ インチ

個	説明
1	排水ホース。直径:40 mm/1.6インチ。長さ:1.5 m (4.9')
1	排水用エルボパイプ
1	ホースクランプ
1	六角レンチ(クロスハンドル付き)6x150 mm (0.23x6インチ)
2	LaboUI、LaboForce-50、LaboForce-100またはLaboForce-Miの取り付け後に使用するキャップ
1	循環冷却ユニット用黄色キャップ
1	取扱説明書一式

5.3 装置の持ち上げ



挟まれ注意

本機を操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。



注記


薄い灰色の上部部品または水栓を持って装置を持ち上げないでください。
本機は必ず下から持ち上げてください。

重量	
LaboPol-30	33 kg (73 lbs)

1. 本装置は、装置のベース下の左右を持って持ち上げます。



- 他にも、クレーンと2本のリフトストラップを使用して装置を持ち上げることができます。
- ストラップを脚の外側に来るよう、本装置の下に置きます。



2. 本装置を作業台の上に置きます。
3. 装置は必ず4つの脚すべてがテーブル上に安定するように設置します。

5.4 設置場所



挟まれ注意

本機を操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。

- この装置は、電源、給水栓および排水口の近くに配置する必要があります。
- 保守技術者の作業がしやすいように、本装置の周辺には十分なスペースを確保してください。
- 本装置は、表面が平で安定性のあり、適切な高さの頑丈な作業台に設置します。
- 装置を移動する場合は、装置の前部を持ち上げ、ローラーを使ってゆっくりと所定の位置に移動します。
- 装置は必ず4つの脚すべてがテーブル上に安定するように設置します。
- 装置を水平に設置するため、ゴム製の脚を回して高さを調整します。

5.5 電源供給



警告

装置を取り外す、または追加部品を取り付ける場合は、装置の電源を切り、電力ケーブルを外し、5分待ってから行います。



電気的危険

電気装置を設置する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
本機は接地(アース)されなければなりません。
実際の電源電圧が、装置の銘板に記載されている電圧に対応していることを確認してください。
電圧が間違っていると、電気回路を損傷する可能性があります。



注記

電源が110 Vの国では、単巻変圧器が必要です。

電源ソケット

電源ソケットは簡単にアクセスできる必要があります。電源ソケットは、床から高さ0.6 m～1.9 m (2½フィート～6フィート) の位置で差し込みやすい場所になければなりません。1.7 m (5フィート6インチ) 以下が推奨されています。



注記

本装置には、次の2種類の電源ケーブルが用意されています。ケーブルに付属のプラグが使用する国で認定されていない場合は、認定プラグに交換する必要があります。

5.5.1 単相供給

単相供給

2ピン(欧州仕様)プラグは単相電源接続に使用します。



また、以下のようにリード線を接続する必要があります。

黄/緑	アース(接地)
茶	ライン(ライブ)
青	中性端子

5.5.2 2相供給

3ピン(北米 NEMA)プラグは 2 相電源接続に使用します。



また、以下のようにリード線を接続する必要があります。

緑	アース(接地)
黒	ライン(ライブ)
白色	ライン(ライブ)

5.5.3 装置への接続

- 電源ケーブルを装置 (C14 IEC 320 コネクタ) に接続します。
- ケーブルを電源に接続します。



5.6 給水と排水

湿式研磨用の水は主水栓または循環冷却装置(オプション)から供給されます。

次を参照してください: [循環ユニット ▶22](#)。

5.6.1 給水への接続

注記

冷水は、次の圧力で供給してください。1~9.9 bar (14.5~143 psi)



ヒント

新しい送水管の設置:

数分間水を流した状態にして管内を掃除した後で、装置を給水に接続してください。

給水ホースへの接続

給水口ホースの90° 角度の端を装置背面の給水口に接続します。

1. フィルタガスケットをカップリングナットに挿入します。このときに、ガスケットの平な面を給水口に向けてください。
2. カップリングツトをしっかりと締め付けます。

給水ホースの真っ直ぐな端を、冷却水の給水栓に取り付けます。

1. 必要に応じて、減速部品をガスケットと接続して、給水タップに接続します。
2. カップリングツトをしっかりと締め付けます。

5.6.2 排水口への接続

1. エルボ配管を排水管に接続します。
2. 排水ホースをエルボ配管に接続します。必要に応じて、パイプをホースに差し込みやすいようにグリースまたは石鹼で潤滑します。ホースクランプを使用してホースをパイプに固定します。
3. 排水ホースのもう片方の端を排水口につなぎます。必要に応じて、ホースを短くしてください。

注記

ホースが全長にわたって排水ドレンに向かって下向きに傾斜していることを確認してください。

排水ホースに鋭い曲がりがないことを確認します。

5.7 循環ユニット

適切に冷却するために装置に循環冷却ユニットを取り付けてください。

注記

循環冷却ユニットを装置に接続する前に、使用できるように準備する必要があります。このユニットの取扱説明書を参照してください。

電気的危険

循環冷却ユニットのポンプは必ずアース(接地)してください。


実際の電源電圧が、銘板またはポンプに記載されている電圧に対応していることを確認してください。

電圧が間違っていると、電気回路を損傷する可能性があります。

5.7.1 循環冷却ユニットを給水口に接続します。

循環冷却ユニットの接続は、以下の手順で行います。

1. 黄色のキャップを主水栓の給水口に取り付けます。
2. ポンプに取り付けられているホースの端からクイックカップリングを外します。
3. ホースクランプをスライドさせてホースに取り付け、装置背面の循環水用給水口に接続します。ホースクランプを締め付けます。



- 給水ホースのもう片方のクイックカップリングを冷却装置のポンプ排出口に直接つなげます。

5.7.2 循環冷却ユニットを排水口に接続します。



A 固定フィルタユニット

- 排水ホースを排水管に接続します。ホースクランプを使用してホースを固定します。
- ホースのもう一方の端を固定フィルタユニット上部のブラケットの取り付け穴に差し込みます。
- ホースが全長にわたって排水ドレンに向かって下向きに傾斜していることを確認してください。必要に応じて、ホースを短くしてください。

5.7.3 通信ケーブルの接続

- 通信ケーブルは、循環冷却ユニットの制御ボックスから装置背面のソケットに接続します。

5.8 研磨円板の取付

注記

研磨ディスクの下側の空洞と装置のコーンがきれいな状態であることを確認してください
ボウルライナーがきれいで、排水が適切な箇所に配置されていることを確認します。

手順

1. 研磨ディスクをゆっくりと駆動ピンの上に載せます。
2. 安全に取り付けられるまでゆっくりと回転させます。


5.8.1 研磨円板の種類

装置は、次の種類のディスクで使用できます。

研磨円板の種類	試料作製作業面
MD ディスク	MD 消耗品の場合。
湿式研磨円板	SiC 研磨紙の場合。
アルミニウムディスク	裏面に接着剤付きの消耗品の場合。

5.9 騒音

音圧レベルの値については、このセクションを参照してください。[技術データ▶99](#)

**運転中の騒音対策方法**

材料が異なれば騒音の特性も異なります。

手動試料作製


試料を試料作製面に押し付ける力を弱めると騒音が減少することがあります。処理時間が増加する可能性があります。

半自動試料作製

回転速度または試料を試料作製面に押し付ける力を低下させると騒音が減少することがあります。処理時間が増加する可能性があります。

5.10 振動


手と腕への総合的な振動暴露については、このセクションを参照してください。[技術データ▶99](#)を参照してください。

**運転中の振動対策方法**

手動で試料を作製すると、手および腕に振動が生じことがあります。振動を下げるには、圧力を下げるか、振動軽減グローブを使用してください。

6 LaboUI

前面



6.1 設置

6.1.1 装置の開梱



注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。
3. ボックスからユニットを取り出します。

6.1.2 パッキングリストの確認

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

箱の中身は以下のとおりです:

個	説明
1	LaboUI
1	取扱説明書一式

6.1.3 設置 – LaboUI




注記

本機は装置にしっかりと固定してください。

手順


制御パネルを装置の接続穴に挿入します。

1. 通信ケーブルを保護するプラスチックディスクを取り外します。
2. カラムの通信ケーブルを本装置の接続ポートに接続します。
3. カラムを接続穴まで下げます。



4. 黒いVリングを柱に沿って下にスライドさせ、接続穴にはめ込みます。
5. 六角レンチを使用して2個のネジを締め付けます。ネジは締め付け過ぎないでください。
6. 2個のカバーキャップで穴を塞ぎます。

六角レンチとカバーキャップはLaboPolに付属しています。



A Vリング
B ネジの締め付け

6.2 装置の操作

6.2.1 制御パネルの機能




注意
操作中は回転部品に近づかないでください。



注意
回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

A ディスク回転速度制御



ボタン	機能
	ディスク回転 <ul style="list-style-type: none"> ディスクを回転させます（「スピンドル」機能）。
	水 手動オーバーライド: <ul style="list-style-type: none"> ボタンを押して給水します。工程が実行されない場合は、給水されます。 ボタンを再度押して給水を停止します。
	スタート <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを開始します。
	ストップ <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを停止します。

6.2.2 水栓

自動での給水

処理中は、給水されます。

- 研磨中は、蛇口を開いて給水します。
- 琢磨中は、蛇口を閉じます。

注記

琢磨処理を開始する前に、必ず蛇口を閉じてください。

最適な結果を得るため、また水漏れを避けるため、蛇口は研磨ディスクの中央と左端の間に配置します。

手動での給水



給水を開始するには、水 ボタンを押して蛇口を開きます。

給水を停止するには、水 ボタンを押すか、蛇口を閉じます。

6.2.3 スピン機能

スピン機能を使用して、試料作製ディスクを高速で回転させる

- ・ 円板の表面から水分を取り除きます。
- ・ MD-DiscまたはSiC Foil/SiC Paperを取り外す前に水分を取り除きます。
- ・ MD-DiscまたはMD-Chem布を乾燥させます。

- ・ スpin機能を開始するには、ディスク回転 ボタンを長押しします。
- ・ スpin機能を停止するには、ディスク回転 ボタンを離します。



6.2.4 スプラッシュガード

手動試料作製


- ・ 手動試料作製用に装置にはスプラッシュガードが付属しています。(直径 300 mm のディスク用)

湿式研磨(プレーンパックSiC Paper用)

- ・ Wet Grinding Disc用手動研磨用防滴リングを使用します。

6.2.5 手動試料作製

手動で試料作製を行う場合は、試料を手で持ち、試料作製面にしっかりと押し付けます。

**注意**

研磨剤および加熱された/鋭い試料から指を守るため、適切なグローブを着用してください。

**注意**

手動で研磨または琢磨を行う場合は、ディスクに触れないよう注意してください。

**注意**

ディスクが回転中にトレイから試料を取り出そうとしないでください。

**注意**

ディスクが回転中は、スプラッシュボウルおよびその付近に手を近づけないでください。

6.2.6 装置のスタートとストップ

装置の始動

**警告**

安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。

**注意**

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

**注意**

操作中は回転部品に近づかないでください。

**注記**

アルコール系の懸濁液または潤滑剤を使用する際は、排気システムを使用してください。

1. ディスク回転速度を制御する速度を設定します。
2. スタートボタンを押します。装置が動作を開始します。
3. 必要に応じて、ディスク回転速度を調整します。



装置を停止する

- ・ ストップボタンを押します。



非常停止**注記**

装置の非常停止を作動させると、すべての可動部品が停止します。

**注記**

通常運転時、機械の運転停止のために非常停止を使用しないでください。


1. 非常停止ボタンを押して、非常停止を作動します。

**警告**



非常停止をリリース(解除)する前に、非常停止が作動した原因を調査し、必要な是正措置を講じてください。

2. 非常停止ボタンを回して、非常停止を解除します。

7 LaboForce-50

前面

- A 制御パネル
- B ディスク回転速度制御
- C LED ライト(見えない)
- D 試料回転ヘッド
- E 制御パネルのコラム

背面**A 回転スイッチ(試料回転ヘッド)****B ロックハンドル****C ネームプレート****試料回転機****A ハウジング****B 加圧力ゲージ****C クイックリリースリング****D 加圧調整ネジ****E 加圧脚****7.1 設置****7.1.1 装置の開梱****注記**

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。
3. ボックスからユニットを取り出します。

7.1.2 パッキングリストの確認

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

箱の中身は以下のとおりです：

個	説明
1	LaboForce-50
1	LaboPol-30およびLaboPol-60に取り付けるスペーサーとM4 ネジ(2 個)
1	スペーシングディスク
1	試料移動板取り付け用六角レンチ
1	取扱説明書一式

7.1.3 設置 – LaboForce-50

注記

本機は装置にしっかりと固定してください。


注記

制御パネルの速度コントロールノブを使用して試料回転機を動かさないでください。


手順

試料移動板を装置の接続穴に挿入します。

1. 通信ケーブルを保護するプラスチックディスクを取り外します。
2. カラムの通信ケーブルを本装置の接続ポートに接続します。




3. M4 ネジを使用してスペーサーをカラムの下部に埋め込みます。
4. カラムを接続穴まで下げます。
5. スペーサーが接続穴にしっかりと収まるまでカラムを回します。



A スペーサー

B M4ねじ

6. 黒いVリングを柱に沿って下にスライドさせ、接続穴にはめ込みます。
7. 六角レンチを使用して2個のネジを締め付けます。ネジは締め付け過ぎないでください。



A Vリング

B ねじの締め付け

7.1.4 試料回転機の調整


試料移動板の挿入

試料回転機は試料移動板を挿入してから調整してください。

認定試料移動板の場合は以下を参照してください。

- ・ [ラボシステムのカタログ](https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem) (<https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem>)


1. 左側のロックハンドルを使用して、試料移動板のロックを解除し、上方位置に動かします。
2. クイックリリースリングを引き、ハウジングを持ち上げます。
3. 試料移動板を差し込み、回して2個のピンが試料移動板の穴に合うようにします。
4. 試料移動板を上に押し、六角レンチを使用してネジを所定の位置に締め付けます。次を参照してください: A。
5. 試料移動板がしっかりと固定されていることを確認します。
6. ハウジングを元の位置に戻します。



A ネジ

試料移動板の高さの調整

1. 左側のロックハンドルを使用して、試料移動板のロックを解除し、上方位置に動かします。
2. 使用する「最も厚い」試料作製研磨面を選択し、研磨ディスクの上に置きます。通常、MD-Gekkoディスク上のSiC FoilまたはMD-Fugaディスク上のSiC Paper、またはMD-Altoです。
3. 付属のスペーシングディスクを試料作製面に置きます。
4. 試料回転ヘッドを支えた状態で、コラムを支えている2個のネジを緩めます。
5. 試料回転ヘッドを持ち上げて支えます。
6. 試料回転ヘッドを可能な限り下に押し下げます。
7. ロックハンドルを使用して試料回転ヘッドを操作位置にロックします。




A スペーシングディスク

8. 試料移動板がスペーシングディスクの上に来るまでカラムを下げます。
9. 試料移動板の水平位置を調整します。

試料移動板の水平位置を調整します。

MD-Disc

1. 試料回転ヘッドを右に移動します。
2. 試料移動板は、研磨円板の端から試料が3~4 mm はみ出る位置にします。




A ディスクの端

B 試料移動板

Wet Grinding Disc

1. 試料回転ヘッドを右に移動します。
2. 試料移動板を金属リングから2~3mmの位置に配置します。



A 金属リング

B 試料移動板

調整の完了

1. 2個のネジをしっかりと締め付けてください。試料移動板は取り外しません。
 2. 2個のネジキャップで穴を塞ぎます。
- 六角レンチとカバーキャップはパッケージに付属しています。

7.2 装置の操作


7.2.1 制御パネルの機能



注意
操作中は回転部品に近づかないでください。

**注意**

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

A ディスク回転速度制御

ボタン	機能
	ディスク回転 <ul style="list-style-type: none"> ディスクを回転させます（「スピinn」機能）。
	水 手動オーバーライド: <ul style="list-style-type: none"> ボタンを押して給水します。工程が実行されない場合は、給水されます。 ボタンを再度押して給水を停止します。
	スタート <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを開始します。
	ストップ <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを停止します。

7.2.2 水栓**自動での給水**

処理中は、給水されます。

- 研磨中は、蛇口を開いて給水します。
- 琢磨中は、蛇口を閉じます。

**注記**

琢磨処理を開始する前に、必ず蛇口を閉じてください。

最適な結果を得るため、また水漏れを避けるため、蛇口は研磨ディスクの中央と左端の間に配置します。

手動での給水



給水を開始するには、水ボタンを押して蛇口を開きます。

給水を停止するには、水ボタンを押すか、蛇口を閉じます。

7.2.3 スピン機能

スピン機能を使用して、試料作製ディスクを高速で回転させる

- ・ 円板の表面から水分を取り除きます。
- ・ MD-DiscまたはSiC Foil/SiC Paperを取り外す前に水分を取り除きます。
- ・ MD-DiscまたはMD-Chem布を乾燥させます。

- ・ スpin機能を開始するには、ディスク回転ボタンを長押しします。
- ・ スpin機能を停止するには、ディスク回転ボタンを離します。



7.2.4 スプラッシュガード

手動試料作製

- ・ 手動試料作製用に装置にはスプラッシュガードが付属しています。(直径 300 mm のディスク用)

半自動試料作製

- ・ 半自動試料作製用スプラッシュガードを使用します。

湿式研磨(プレーンパックSiC Paper用)


- ・ Wet Grinding Disc用手動研磨用防滴リングを使用します。

7.2.5 試料の挿入

1. 強制調整ネジの加圧脚を持ち上げて、試料用にスペースを作ります。
 2. 試料を試料移動板の穴の1つに入れてから加圧脚を下げます。
- 個々の試料を識別しやすくするため、各位置にマークがあります。

試料が高い場合

1. クイックリリースリングを引き、ハウジングを持ち上げます。 A フォースゲージ
2. 加圧脚を可能な限り高く持ち上げます。 B 加圧力調整ネジ
3. ハウジングを元の位置に戻します。 C 加圧脚



7.2.6 加圧力の調整




ヒント


最大の加圧と最大の速度を同時に適用しないでください。

1. 加圧力を調整する場合は、調整ネジをまわします。
ハウジング上の表示は、実際の力(ニュートン)に対応します。

A フォースゲージ
B 加圧力調整ネジ
C 加圧脚




表示	加圧力
(0)	0~5 N
1	10 N
2	20 N
3	30 N



7.2.7 手動試料作製

標準の試料移動板または試料ホルダーを使用して試料を作製できない場合は、手動で作製してください。
手動で試料作製を行う場合は、試料を手で持ち、試料作製面にしっかりと押し付けます。

**注意**

手動で試料作製する場合は、試料回転ヘッドの側面にあるスイッチを使用して、LaboForce-50の回転を無効にします。

**注意**

研磨剤および加熱された/鋭い試料から指を守るため、適切なグローブを着用してください。

**注意**

手動で研磨または琢磨を行う場合は、ディスクに触れないよう注意してください。

**注意**


ディスクが回転中にトレイから試料を取り出そうとしないでください。

**注意**

ディスクが回転中は、スプラッシュボウルおよびその付近に手を近づけないでください。

試料回転ヘッドを回転する

- 手動で試料作製する場合は、試料回転ヘッドの側面にあるスイッチを使用して、LaboForce-50の回転を無効にします。



A スイッチ

7.2.8 装置のスタートとストップ

装置の始動

**警告**

安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。

**注意**

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

**注意**

操作中は回転部品に近づかないでください。

**注記**

アルコール系の懸濁液または潤滑剤を使用する際は、排気システムを使用してください。

1. ディスク回転速度を制御する速度を設定します。
2. スタートボタンを押します。装置が動作を開始します。
3. 必要に応じて、ディスク回転速度を調整します。

**装置を停止する**

- ・ ストップボタンを押します。

**非常停止****注記**

装置の非常停止を作動させると、すべての可動部品が停止します。

**注記**

通常運転時、機械の運転停止のために非常停止を使用しないでください。

1. 非常停止ボタンを押して、非常停止を作動します。

**警告**

非常停止をリリース(解除)する前に、非常停止が作動した原因を調査し、必要な是正措置を講じてください。

2. 非常停止ボタンを回して、非常停止を解除します。


7.2.9 試料の取り外し

1. 試料を外すには、クリックリリースリングを引きます。
2. 試料を外したら、バネ式ハウジングを下部に戻します。

7.2.10 試料移動板の交換

直径の異なる試料を作製する場合は、別の試料移動板を使用します。試料は、必ず試料移動板の穴にぴったりと入った状態で使用してください。


1. 左側のロックハンドルを使用して、試料移動板のロックを解除し、上方位置に動かします。
2. クイックリリースリングを引き、ハウジングを持ち上げます。
3. ネジを緩めて試料移動板を外します。
4. 試料移動板を差し込み、回して2個のピンが試料移動板の穴に合うようにします。
5. 試料移動板を上に押し、六角レンチを使用してネジを所定の位置に締め付けます。
6. 試料移動板がしっかりと固定されていることを確認します。
7. 試料移動板が水平に設置されていることを確認します。
8. 必要に応じて、試料移動板の位置を調整します。参照 [試料移動板の水平位置を調整します。▶35](#)
9. 試料移動板は、研磨円板の端から試料が3~4 mm はみ出る位置にします。
10. ハウジングを元の位置に戻します。



A ネジ

8 LaboForce-100

前面



8.1 設置

8.1.1 装置の開梱

注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。
3. ボックスからユニットを取り出します。

8.1.2 パッキングリストの確認

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

箱の中身は以下のとおりです：

個	説明
1	LaboForce-100
1	接続部品。直径:6~1/8インチ
1	六角レンチ(クロスハンドル付き)、4 × 150
1	スペーシングディスク
1	ディスタンスピース、フレキブル試料ホルダーと共に使用
1	取扱説明書一式

8.1.3 設置 – LaboForce-100

注記


本機は装置にしっかりと固定してください。

注記

LaboForce-100の移動に多機能ノブノブを使用しないでください。

手順

1. 試料回転ヘッドを装置の支持穴に挿入します。
2. 六角レンチを使用して2個のネジを締め付けます。ネジは締め付け過ぎないでください。



A 支持穴

B ネジの締め付け

8.1.4 装置への電気配線



ヒント

支持穴の通信ケーブルはLaboForce-100に使用されません。

LaboForce-100に接続されているケーブルは、24 V電源とデータバスを提供し、本装置とLaboForce-100の通信を可能にします。

1. 装置の電源スイッチを切ります。
2. ケーブルを装置背面のLaboForce-100コネクタに接続します。

8.1.5 圧縮空気接続口

手順



注記

メインエアバルブはユニットの一部ではなく、設置する必要があります。試料回転ヘッドを取り付ける前にメインエアーバルブをセットしてください。

1. 圧縮空気ホースにクイックカップリングを取り付けて、ホースクランプで固定します。
2. 給気ホースをクイックカップリングに接続します。
3. 給気ホースのもう一方の端を試料回転機の圧縮空気入口に取り付けます。



注記

空圧は6 bar (87 psi)～9.9 bar (143 psi)の間を維持します。



ヒント

試料回転ヘッドには、レギュレータバルブを介して圧縮空気の連続的な供給が必要です。シューという音がかすかに聞こえても、空気漏れがあるという意味ではありません。

8.1.6 試料回転機

試料回転ヘッドは、単独試料用の試料移動板または複数試料用の試料ホルダーと併用できます。

試料ホルダーの挿入

試料ホルダーの挿入



注意

試料が試料ホルダーから外れないようにするために、試料が試料ホルダーにしっかりと固定されていることを確認してください。



注意

重い試料ホルダーを扱う場合には、保護靴の着用をお勧めします。

**挟まれ注意**

試料回転機を下げる際は、試料移動板に手を近づけないでください。

**注記**

試料ホルダーを使用する場合は、試料を支える固定ネジが試料ホルダーから突出しないようにします。
直径が異なる試料には、長さの異なるネジを使用してください。

**ヒント**

試料ホルダー内の試料最大高さは、32 mm です。
試料が 32 mm を超える場合は、試料ホルダーを試料回転ヘッドに置けません。

- 下降/上昇 ボタンを押して、試料回転ヘッドが完全に上昇している状態にします。



- 試料回転ヘッドの黒いボタンを押します。
- 試料移動板を差し込み、回して3個のピンが試料移動板の穴に合うようにします。
- 試料ホルダーを上に押して所定の位置にロックします。
- 試料回転ヘッドの黒いボタンを離します。試料ホルダーがしっかりと固定されていることを確認します。

**ヒント**

試料ホルダーを使用する場合は、高さを調整する必要はありません。

試料移動板の挿入

- 下降/上昇 ボタンを押して、試料回転ヘッドが完全に上昇している状態にします。




- 試料回転ヘッドの黒いボタンを押します。
- 試料回転板を差し込み、回して3個のピンが試料移動板の穴に合うようにします。
- 試料移動板を上に押して所定の位置にロックします。
- 試料回転ヘッドの黒いボタンを離します。試料移動板がしっかりと固定されていることを確認します。

試料移動板の高さの調整


以下は、試料移動板を使用する場合にのみ適用されます。

1. 試料移動板を取り付けた状態で、試料作製ディスクの上に試料作製面を置きます。
2. 使用する「最も厚い」試料作製研磨面を選択し、研磨ディスクの上に置きます。通常、MD-Gekkoディスク上のSiC FoilまたはMD-Fugaディスク上のSiC Paper、またはMD-Altoです。
3. 付属のスペーシングディスクを試料作製面に置きます。



A スペーシングディスク

4. LaboForce-100ヘッドを支えて、調整リングのネジを緩めます。



A V型溝
B ピン固定
C 調整リング
D ネジの締め付け

5. 「下降 / 上昇」ボタンを押して試料回転ヘッドを下げます。試料回転ヘッドが調整ネジに接触していないと、エラーメッセージが表示されます。



6. ピンが制御パネルのキャビネットのV型溝にあたるまで調整ネジを上に動かします。
7. 調整リングを締めてこの位置に固定します。
8. 多機能ノブノブを押して、エラーメッセージを消去します。

9. 下降 / 上昇ボタンを押して、試料回転ヘッドを上げます。



試料ホルダーまたは試料移動板の水平位置の調整


試料ホルダーまたは試料移動板が取り付けられている場合：

1. 「下降 / 上昇」ボタンを押して試料回転ヘッドを下げます。
2. 制御パネルの柱を支えている2個の留めネジを緩めます。
3. 手作業でスプラッシュガードを半自動試料作製用スプラッシュガードまたは湿式研磨ディスク用スプラッシュガードと交換します。
4. 試料回転ヘッドを右に移動します。



MD-円板の使用

1. 試料移動板は、研磨円板の端から試料が3~4 mm はみ出る位置にします。



A ディスクの端


B 試料移動板

湿式研磨円板の使用

- 試料移動板を金属リングから2~3mmの位置に配置します。

注記

カラムはゆっくりと回します。
無理やり回さないでください。



A 金属リング
B 試料ホルダー


調整の完了

- 2個のネジをしっかりと締め付けてください。試料移動板は取り外しません。
- 2個のネジキャップで穴を塞ぎます。

六角レンチとカバーキャップはパッケージに付属しています。

8.1.7 フレキブル試料ホルダー

- Main menu (メインメニュー)画面で、Flexible specimen holder methods (フレキブル試料ホルダーメソッド)を選択します。
- メニュー項目Flexible specimen holder methods (フレキブル試料ホルダーメソッド)がメインメニューで使用できない場合、ソフトウェアで有効にする必要があります。
 - Configuration (環境設定)メニューで Options (オプション)を選択します。
 - Flexible specimen holder (フレキブル試料ホルダー)を Yes (あり)に設定します。



フレキブル試料ホルダーの挿入



注意

試料が試料ホルダーから外れないようにするため、試料がフレキシブル試料ホルダーにしっかりとカバーされていることを確認してください。

**挟まれ注意**

試料回転機を下げる際は、フレキシブル試料ホルダーに手を近づけないでください。

手順**ヒント**

試料のサイズやStruersによる推奨に従い、十分な力を加えてください。

Struersメタログガイドメソッドは、面積が 7 cm^2 の試料をもとにしています。

該当する試料面積に応じてメソッドを調整します。

**ヒント**

試料作製工程を開始する前に、試料作製用作業面が十分に湿っていることを確認します。

1. 下降/上昇 ボタンを押して、試料回転ヘッドが完全に上昇している状態にします。
2. 試料回転ヘッドの黒いボタンを押します。



3. フレキシブル試料ホルダーを差し込み、回して試料回転機の3個のピンが穴に合うようにします。
4. フレキシブル試料ホルダーを上に押して所定の位置にロックします。
5. 試料回転ヘッドの黒いボタンを離します。フレキシブル試料ホルダーがしっかりと固定されていることを確認します。

フレキブル試料ホルダーの使用

1. 試料作製作業面に試料を配置します。
2. 「下降 / 上昇」ボタンを押して、フレキブル試料ホルダーを下げます。
3. フレキシブル試料ホルダーから試料が突出していないことを確認します。突出している場合は試料を調整します。



- 下降 / 上昇 ボタンを押して、フレキシブル試料ホルダーを上げます。
- 試料を調整します。

4. すべての試料が正しく配置されるまで繰り返します。




5. 試料作製工程を開始します。

設定した試料作製時間になると試料作製工程は自動停止します。


6. 次の試料作製工程を行う前に、フレキシブル試料ホルダーを清掃します。

**フレキシブル試料ホルダーの高さの調整**

1. ディスタンスピースを以下の図の通りに取り付けます。



A LaboForce-100
B ディスタンスピース



B ディスタンスピース



注記
 移動板または通常の試料ホルダーを使って作業する場合は、ディスタンスピースは必ず取り外すようにしてください。

フレキブル試料ホルダーの水平位置の調整

LaboForce-100、Tegramin-25またはTegramin-30でのフレキシブル試料ホルダーの使用:

1. 「下降 / 上昇」ボタンを押して試料回転ヘッドを下げます。
2. 制御パネルの柱を支えている2個の留めネジを緩めます。
3. 琉磨円板の端から試料が 1 mm を超えてはみ出ないような位置にフレキブル試料ホルダーを取り付けます。



8.1.8 LaboDoser-100 (LaboForce-100搭載)

LaboDoser-100をLaboForce-100と併せて使用する場合は、該当する装置の説明書を参照してください。

8.1.9 LaboDoser-10 (LaboForce-100搭載)

LaboDoser-10をLaboForce-100と併せて使用する場合は、テーブルスタンドが必要です。



8.2 装置の操作

8.2.1 制御パネルの機能



注意

操作中は回転部品に近づかないでください。



注意

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。



- A 制御パネル
- B 多機能ノブ
- C 試料回転ヘッド
- D 制御パネルのコラム

ボタン	機能
	<p>機能キー</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンをクリックして、目的に応じた制御類を作動します。機能は表示画面で異なりますので、各画面の最下行を参照してください。
	<p>ディスク回転</p> <ul style="list-style-type: none"> ディスクを回転させます（「スピンドル」機能）。 このボタンを押して回転を停止します。
	<p>下降 / 上昇</p> <p>このボタンを押して、単独試料を作製するとき、または試料移動板 や 試料ホルダーの位置を調整するときに試料回転ヘッドを下降 / 上昇します。</p>
	<p>水</p> <p>手動オーバーライド:</p> <ul style="list-style-type: none"> ボタンを押して給水します。工程が実行されない場合は、給水されます。 ボタンを再度押して給水を停止します。5分後に給水が自動停止します。
	<p>砥粒</p> <p>この機能は、供給ユニットが設置されている場合にのみ機能します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手動オーバーライド: このボタンを押すと供給ボトルからダイヤモンド懸濁液が供給されます。
	<p>潤滑剤</p> <p>この機能は、供給ユニットが設置されている場合にのみ機能します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 手動オーバーライド: このボタンを押すと供給ボトルから潤滑剤が供給されます。
	<p>スタート</p> <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを開始します。
	<p>ストップ</p> <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを停止します。
	<p>エスケープ</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押して、前の画面に戻るか、機能/変更をキャンセルします。

 A 多機能ノブノブ	<p>多機能ノブノブ</p> <ul style="list-style-type: none"> 多機能ノブノブを回して、画面のフォーカスを動かし、作業工程や設定を変更します。オプションが2つある場合は、押して切り替えます。 多機能ノブノブを押して、機能の選択や、選択した値を保存します。
---	--

8.2.2 水栓

自動での給水

処理中は、給水されます。

- 研磨中は、蛇口を開いて給水します。
- 琢磨中は、蛇口を閉じます。



注記
琢磨処理を開始する前に、必ず蛇口を閉じてください。

最適な結果を得るため、また水漏れを避けるため、蛇口は研磨ディスクの中央と左端の間に配置します。

手動での給水



給水を開始するには、水ボタンを押して蛇口を開きます。

給水を停止するには、水ボタンを押すか、蛇口を閉じます。

8.2.3 スピン機能

スピン機能を使用して、試料作製ディスクを高速で回転させる

- 円板の表面から水分を取り除きます。
- MD-DiscまたはSiC Foil/SiC Paperを取り外す前に水分を取り除きます。
- MD-DiscまたはMD-Chem布を乾燥させます。

150 rpm

- ・スピン機能を開始するには、ディスク回転ボタンを押します。
- ・スピン機能を停止するには、ディスク回転ボタンを再度押します。

**600 rpm**

- ・スピン機能を開始するには、ディスク回転ボタンを長押しします。
- ・スピン機能を停止するには、ディスク回転ボタンを離します。

**8.2.4 スプラッシュガード****手動試料作製**

- ・手動試料作製用に装置にはスプラッシュガードが付属しています。(直径 300 mm のディスク用)

半自動試料作製

- ・半自動試料作製用スプラッシュガードを使用します。

湿式研磨(プレーンパックSiC Paper用)

- ・Wet Grinding Disc用手動研磨用防滴リングを使用します。

8.2.5 ディスプレイ**注記**

説明書の画面は、ソフトウェアの実際の画面と異なる場合があります。


ディスプレイは、ソフトウェアのユーザーインターフェースです。

装置の電源を入れると、ディスプレイに構成と共にインストールされているソフトウェアのバージョンが表示されます。

ディスプレイはいくつかに分けられています。例を参照してください。

A タイトルバー

タイトルバーには、選択した機能が表示されます。



B 情報フィールド

このフィールドには、選択した機能の情報が表示されます。一部のフィールドは値を選択して変更できます。

C 機能キーのオプション

表示される機能は、表示する画面によって異なります。

8.2.6 Main menu (メインメニュー)

Main menu (メインメニュー) で、次のオプションを選択できます:

Specimen holder methods (試料ホルダーメソッド)



Single specimen methods (単独試料メソッド)



Manual preparation (手動試料作製)



メンテナンスおよび設定画面にもアクセスできます。

Maintenance (メンテナンス)



Configuration (環境設定)



8.2.7 画面操作



多機能ノブ

制御パネルのこのノブを使用してメニュー項目を選択します。

- ・ ノブを回して、メニュー や メソッドグループ の選択、または値の変更を行います。
- ・ ノブを押して、フィールドに値を入力、または項目を選択します。
- ・ ノブを回して数値の増減をし、押すことで2つのオプションを切り替えます。
 - オプションが2つのみの場合は、ノブを押して2つのオプションを切り替えることができます。
 - オプションが2つ以上の場合は、ポップアップボックスが開きます。

Escボタン

制御パネルのこのボタンを使用して前の機能または値に戻ることができます。



- ・ ボタンを押して、メインメニューに戻ります。
- ・ ボタンを押して、最後に使用した機能または値に戻ります。
- ・ ボタンを押して変更をキャンセルします。

8.2.8 設定およびテキストの変更

テキストの変更

テキスト値を変更するには、テキストを入力するフィールドを選択します。

1. 多機能ノブを押して、テキストエディタを作動します。
2. 必要に応じて、場面下部の**Upper case**(大文字)/**Lower case**(小文字)矢印を使用して、大文字と小文字を切り替えます。
3. テキストを入力します。
4. **Save & Exit**(保存して終了)を選択します。
5. ノブを押して、画面を終了します。



設定の変更

設定を変更するには、変更するフィールドを選択します。

1. 多機能ノブノブを回して、設定を変更したいフィールドに移動します。
2. 多機能ノブノブを押して、そのフィールドに入力します。
 - オプションが 2 つ以上ある場合:
多機能ノブノブを回して値のリストを上下にスクロールします。
 - オプションが 2 つの場合:
多機能ノブノブを押して、オプションを切り替えます。
3. Save & Exit (保存して終了)を選択します。
4. ノブを押して、画面を終了します。



8.2.9 ソフトウェアの設定

起動時 - 初回

参照 [画面操作 ▶55](#) を参照し、ディスプレイの操作方法を確認してください。

Select language (言語選択)

1. 使用する言語を選択します。必要に応じて、以下の手順で後から言語を変更できます。
 - Main menu (メインメニュー) から Configuration (環境設定) > Options (オプション) > Language (言語) を選択します。



2. Date (日付)

日付の設定を求められます。

2017 - 00 - 00

3. Time (時間)

時刻の設定を求められます。

00:00:00

起動時 - 日常操作

装置の電源を入れると、始動画面の直後に電源を切った時点で表示されていた画面が表示されます。

8.2.10 環境設定

設定とパラメータの数を設定できます。


1. Main menu (メインメニュー) から Configuration (環境設定) を選択します。
2. Configuration (環境設定) メニューから以下を選択します。



- User surface configuration (ユーザー作業面の設定): 特定のパラメータを設定します。



- 「Options (オプション)」を選択して一般項目を設定します。



User surface configuration(ユーザー作業面の設定)

「User surface configuration」画面では最大10の作業面を作成することができます。この画面では、作業面の名前変更や削除もできます。

1. Main menu (メインメニュー) から Configuration (環境設定) > User surface configuration (ユーザー作業面の設定) を選択します。



2. 「User surface configuration (ユーザー作業面の設定)」画面で、F1を押して、作業面の作成、名前変更、削除ができるメニューを表示します。
3. Rename (名前変更)を選択して、テキストエディタを作動し、名前を入力します。



Options (オプション) メニュー

Options (オプション) メニューから、次の設定にアクセスできます。

- Display brightness (ディスプレイの明るさ)
- Language (言語)
- Keyboard sound (キーボード音)
- Units (単位)
- Time (時間)
- Date (日付)
- Operation mode (操作モード)
- Auto continue mode (自動継続モード)
- Time to fill empty tube (空チューブ充填時間)
- Pump cleaning time (ポンプ洗浄時間)
- Disc diameter (ディスク直径)
- Flexible specimen holder (フレキブル試料ホルダー)

操作モード

ユーザーレベル

操作モードには3つの異なるユーザー レベルを選択できます。

・ Production (製造)	
メソッド	メソッドを選択して表示できます。
オプション	一部の設定を編集できます。
・ Development (開発)	
メソッド	メソッドを選択、表示、編集できます。
オプション	一部の設定を編集できます。
・ Configuration (環境設定)	
メソッド	メソッドを選択、表示、編集できます。ボトルを設定できます。
オプション	すべての設定を編集できます。

操作モードの変更

操作モードを変更する場合は、以下を行います。

1. Main menu (メインメニュー)から Configuration (環境設定) > Options (オプション) > Operation mode (操作モード)を選択します。
2. パスコードを入力します。
3. パスコードを入力します。次を参照してください: [新しいパスコード▶58](#)。
4. 「Select operation mode (操作モードの選択)」ダイアログが表示されたら、希望する操作モードを選択して、確定します。

新しいパスコード

メニューを開くと、パスコードを入力するよう促されます。デフォルトのパスコードは「2750」です。

パスコードを変更する

パスコードは、Operation mode (操作モード)メニューで変更できます。

注記

新しいパスコードは必ず書き留めてください。

パスコードを変更する場合は、以下を行います。

1. **Main menu**(メインメニュー)から **Configuration**(環境設定)>**Options**(オプション)を選択します。
2. パスコードを入力するフィールドを選択します。
3. **Enter pass code**(パスコードの入力)ダイアログが表示されたら、現在のパスコードを入力します。デフォルトのパスコードは「2750」です。
4. パスコードを変更してから確定します。

Auto continue mode

同じ消耗品を使用している限り、メソッドの次の手順には自動で続行できるよう設定できます。

1. **Configuration**(環境設定)>**Options**(オプション)>**Auto continue mode**(自動継続モード)の順に選択します。.

設定	定義
Off (オフ)	次の手順に移る際は装置が一旦停止します。
Equal cons. except SiC (同等の条件、SiCは除く)	この装置は自動で次の手順に進みますが、SiC Paperを研磨する際は、作業工程間で交換する必要があるため、作業工程の前に一旦停止します。
Always (常時)	装置は、自動的に次の手順に進みます。

Time to fill empty tube

この機能は、LaboDoser-100をLaboForce-100と併用する場合に適用されます。

チューブ充填時間を設定できます：

- 新しいボトルが取り付けられている場合
- 洗浄手順の後

手順

1. **Configuration**(環境設定)>**Options**(オプション)>**Time to fill empty tube**(空チューブ充填時間)の順に選択します。.
2. 必要に応じて、時間を設定します。
3. 選択を確定します。

Pump cleaning time

この機能は、LaboDoser-100をLaboForce-100と併用する場合に適用されます。

洗浄時にチューブから水を供給する時間を設定できます。

手順

1. **Configuration**(環境設定)>**Options**(オプション)>**Pump cleaning time**(ポンプ洗浄時間)の順に選択します。.
2. 必要に応じて、時間を設定します。

3. 選択を確定します。

Disc diameter(ディスク直径)

ディスクの直径を 250 mm から 300 mm (またはその逆) に変更すると、LaboForce-100は時間や供給量などの工程パラメータを自動的に再計算します。別のサイズのディスクを使用する場合でも、メソッドを調整する必要はありません。

手順

1. Configuration (環境設定) > Options (オプション) > Disc diameter (ディスク直径) の順に選択します。.
2. 使用するディスクのサイズを選択します。
3. 選択を確定します。

デフォルト値に戻す



ヒント

設定をデフォルト値にリセットする前に、カスタマイズした設定を書き留めておいてください。


1. 設定をデフォルト値に戻すには、リセットする値に印を付けます。
2. 制御パネルで F1 を押します。

8.2.11 Maintenance (メンテナンス) メニュー



Cleaning of tubes (供給チューブのクリーニング)

関連項目 [チューブを洗浄する ▶84](#)。



Cleaning of specimen mover head (試料回転ヘッドのクリーニング)

関連項目 [LaboForce-100 – 試料回転ヘッド ▶87](#)。



Reset configuration (環境設定のリセット)

関連項目 [設定値のリセット ▶60](#)。



Service information (サービス情報)

設定値のリセット

設定値をリセットすると、すべての設定パラメータがデフォルトの工場出荷時の値に戻ります。

**ヒント**

設定値をリセットする前には、必ずカスタマイズした値を書き留めてください。

1. Main menu (メインメニュー) から Maintenance (メンテナンス) > Reset configuration (環境設定のリセット) を選択します。
2. LaboForce-100 の電源を切り、電源を入れてから設定し直します。

8.3 試料作製工程

8.3.1 試料作製モード

Main menu (メインメニュー) では、3種類の異なる試料作製モードを選択できます。



Specimen holder methods (試料ホルダーメソッド)

試料は試料ホルダーに固定して作製します。



Single specimen methods (単独試料メソッド)

試料は単独試料として作製します。



Manual preparation (手動試料作製)

試料は手動で作製します。

試料ホルダーメソッドと単独試料メソッドは、最初は同じです。1つの画面でメソッドを作成すると、同じメソッドが別の画面でも自動的に作成されます。

適用する加圧力以外は、メソッド作成時は、メソッドのすべてのパラメータに同じ値が設定されます。単独試料の加圧力と試料ホルダーの加圧力の関係は1:6です。これは、単独試料モードでは30 N、試料ホルダーモードでは180 Nに相当します。

その後、時間などのメソッドパラメータを変更しても、対応するメソッドは新しい値で更新されません。つまり、試料のサイズや番号に基づいて個々のパラメータを設定することができます。

**ヒント**

メソッドの研磨面や懸濁液を変更すると、対応するメソッドに影響を及ぼします。

試料作製メソッドの選択

1. Main menu (メインメニュー)から試料作製メソッドを選択します。

- Specimen holder methods (試料ホルダーメソッド)

試料は試料ホルダーに固定して作製します。



または

- Single specimen methods (単独試料メソッド)

試料は単独試料として作製します。



2. メソッドを開いて、試料作製工程を個別に表示します。メソッドには4つの工程があります。

各工程で表面、懸濁液、潤滑剤、時間が表示されます。

試料作製メソッドを編集する

すべてのパラメータを変更して試料作製メソッドを最適化できます。

1. Main menu (メインメニュー)から試料作製メソッドを選択して開きます。
一般的な試料作製工程のデフォルト設定には規定値が表示されます。
 - ステップ1 は、面出し研磨工程です。
 - ステップ2 は、精研磨工程です。
 - ステップ3 は、研磨工程です。
 - ステップ4 は、最終研磨工程です。
2. 工程を個別に開いて、パラメータを変更します。
3. 変更するパラメータを選択します。
画面の左下隅には、選択したパラメータの説明が表示されます。
4. 新しい値を確定します。
5. Esc (Esc)を押して、前の画面に戻ります。

供給量の設定

LaboDoser-100が取り付けられている場合は、供給量を設定できます。

試料作製工程で懸濁液または潤滑剤を使用している場合は、懸濁液または潤滑剤を選択してから供給量を設定します。

ディスクの直径を 250 mm から 300 mm (またはその逆) に変更すると、LaboForce-100は時間や供給量などの工程パラメータを自動的に再計算します。別のサイズのディスクを使用する場合でも、メソッドを調整する必要はありません。ディスクの直径を変更する必要がある場合は、次を参照してください: [Disc diameter \(ディスク直径\) ▶60](#)。

「Level(供給量)」には、2つの値を設定できます。例: 2/7(事前供給量/供給量)



オプション	事前供給量	供給量	増減単位
供給量	0~10	0~20	1

例



事前供給量[例:2]

この値は、事前供給量で、実際に試料作製工程が開始される前に研磨面に塗布される懸濁液または潤滑剤の量です。

これは、作業面を潤滑させて、乾燥した作業面で試料作製を実行した場合の損傷を防ぎます。

適用量は、使用頻度と作業面の種類により異なります。頻繁に使用される作業面の場合は、使用頻度の低い作業面よりも値が小さくなります。



供給量[例:7]

この値は、試料作製工程で維持する供給レベルです。このレベルは研磨面のタイプに合わせて設定します。柔らかい毛羽立ちのある琢磨布は、硬い毛羽立ちのない布または精研磨ディスクより多くの潤滑剤が必要です。

精研磨ディスクは、琢磨布より少ない砥粒量で対応できます。

試料作製メソッドに工程を追加

試料作製メソッドに新しい工程を追加できます。試料作製メソッドには、最大20工程を設定できます。新しい工程は自動的にリストの最後に追加されます。

工程の変更は自動保存されます。

工程を追加または削除する:

- F1を押します。



試料作製メソッドを追加する

1. Main menu(メインメニュー)から試料作製モードを選択して開きます。

2. F1を押して、リストへのメソッドの追加、名前変更、削除を行います。

最大3つのメソッドが保存できます。



試料ホルダーまたは移動板を交換します。

直径の異なる試料を作製する場合は、別の試料ホルダーまたは試料移動板を使用する必要があります。

参照[試料ホルダーの挿入 ▶43](#)と[試料移動板の挿入 ▶44](#)。

単独試料の研磨に関するガイドライン

単独試料を作製する際に、粗い砥粒を使った粗研磨を使用しないでください。不必要に粗い砥粒を使用すると、平らな試料ができません。


何らかの理由で、粗い砥粒で研磨が必要な場合は、以下のガイドラインに従って平坦度を改善できます。

- ・ 試料の高さは、8~35 mm で、試料の直径の 0.7 倍を超えないようにしてください。
例: 試料の直径が 30 mm の場合、高さは $30 \times 0.7 = 21$ mm 以内にします。
- ・ 可能な限り最小の粒子を使用します。ただし、これにより全体的な試料作製時間が長くなります。
- ・ 試料の耐摩耗性と、耐摩耗性が類似する埋込み樹脂を使用します。
- ・ 研磨ディスクと試料回転ヘッドの回転数を両方とも 150 rpm に設定します。
- ・ 低い速度を使用する場合は、ディスクと回転ヘッドの両方で速度を下げます。
- ・ 同方向回転を使用します。
- ・ ディスクと試料回転ヘッドの両方を反時計回りに設定します。
- ・ 加圧力を弱くします。
- ・ 試料が研磨ディスクの中央を通過しない位置に試料回転ヘッドを配置します。
- ・ 試料移動板をできるだけ下げますが、試料作製作業面に触れないようにしてください。

手動試料作製

標準の試料移動板または試料ホルダーを使用して試料を作製できない場合は、手動で作製してください。

手動で試料作製を行う場合は、試料を手で持ち、試料作製面にしっかりと押し付けます。



注意

研磨剤および加熱された/鋭い試料から指を守るため、適切なグローブを着用してください。



注意

手動で研磨または琢磨を行う場合は、ディスクに触れないよう注意してください。



注意

ディスクが回転中にトレイから試料を取り出そうとしないでください。



注意

ディスクが回転中は、スプラッシュボウルおよびその付近に手を近づけないでください。

手順

1. Main menu (メインメニュー) から Manual preparation (手動試料作製) を選択します。
2. LaboDoser-100が取り付けられている場合は、次の 4 つの作業工程を実行できます。
3. 必要に応じて、懸濁液ボトルの番号を選択します。



4. 必要に応じて、供給量を選択します。



5. 潤滑剤ボトルの番号を選択します。



6. 必要に応じて、供給量または水を選択します。



7. 「Speed (速度)」でディスク回転速度を設定します。



8. Time (時間)で試料作製時間を設定します。



9. 次を参照してください: [試料作製プロセスの開始と停止 ▶65](#)。

8.3.2 試料作製プロセスの開始と停止

試料作製プロセスの開始



警告

安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。



注意

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。



注意

操作中は回転部品に近づかないでください。



注記

アルコール系の懸濁液または潤滑剤を使用する際は、排気システムを使用してください。

1. 試料作製メソッドを選択し、必要な工程があれば選択します。

2. 制御パネルのスタートボタンを押して試料作製を開始します。
ディスクが既定の速度で回転し始め、研磨剤の供給が始まります。

実行中の工程が画面上で緑色に点灯します。



試料作製処理の一時停止

1. 処理を一時停止するには、ストップボタンを押します。
一時停止された工程が画面上でオレンジ色に点灯します。



2. 処理が一時停止しています。ディスプレイに一時停止アイコンが表示されます。



- ・ 試料作製を継続するには、スタートボタンを押します。



試料作製処理の停止

設定した試料作製時間になるとプロセスは自動停止します。

1. 設定した試料作製時間より前にプロセスを停止させる場合は、ストップボタンを押します。
停止された工程が画面上でオレンジ色に点灯します。



2. 処理が一時停止しています。ディスプレイに一時停止アイコンが表示されます。



- ・ 試料作製を完全に停止する場合は、ストップボタンを再度押します。



非常停止

注記

装置の非常停止を作動させると、すべての可動部品が停止します。



注記

通常運転時、機械の運転停止のために非常停止を使用しないでください。




- 非常停止ボタンを押して、非常停止を作動します。

**警告**


非常停止をリリース(解除)する前に、非常停止が作動した原因を調査し、必要な是正措置を講じてください。

- 非常停止ボタンを回して、非常停止を解除します。

9 LaboForce-Mi

前面

- A 制御パネル
- B ディスク回転速度制御
- C LED ライト(見えない)
- D 制御パネルのコラム
- E 加圧調整カラム

背面

- A 回転スイッチ(試料回転ヘッド)
- B 金属ピン
- C ロックハンドル
- D ネームプレート

9.1 設置

9.1.1 装置の開梱

注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。
3. ボックスからユニットを取り出します。

9.1.2 パッキングリストの確認

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

箱の中身は以下のとおりです:

個	説明
1	LaboForce-Mi
1	スペーシングディスク
1	取扱説明書一式

9.1.3 設置 – LaboForce-Mi

注記

本機は装置にしっかりと固定してください。

注記


制御パネルの速度コントロールノブを使用して試料回転機を動かさないでください。

手順


試料移動板を装置の接続穴に挿入します。

1. 通信ケーブルを保護するプラスチックディスクを取り外します。

2. カラムの通信ケーブルを本装置の接続ポートに接続します。




3. 黒いVリングを柱に沿って下にスライドさせ、接続穴にはめ込みます。
4. 六角レンチを使用して2個のネジを締め付けます。ネジは締め付け過ぎないでください。




A Vリング
B ねじの締め付け

9.1.4 試料回転機



試料移動板の挿入


1. 試料移動板を差し込み、ピンが溝と合うまで押し込みます。
2. 試料移動板がしっかりと固定されていることを確認します。



A ピン固定
B 溝

試料移動板の高さの調整

1. 左側のロックハンドルを使用して、試料移動板のロックを解除し、上方位置に動かします。
2. 使用する「最も厚い」試料作製研磨面を選択し、研磨ディスクの上に置きます。通常、MD-Gekkoディスク上のSiC FoilまたはMD-Fugaディスク上のSiC Paper、またはMD-Altoです。
3. 付属のスペーシングディスクを試料作製面に置きます。
4. 試料回転ヘッドを支えた状態で、コラムを支えている2個のネジを緩めます。
5. 試料回転ヘッドを持ち上げて支えます。
6. 試料回転ヘッドを可能な限り下に押し下げます。
7. ロックハンドルを使用して試料回転ヘッドを操作位置にロックします。




A スペーシングディスク

8. 試料移動板がスペーシングディスクの上に来るまでカラムを下げます。
9. 試料移動板の水平位置を調整します。

参照試料移動板の水平位置を調整します。▶71。

試料移動板の水平位置を調整します。

1. 試料回転ヘッドを右に移動します。
- 試料移動板は、研磨円板の端から試料が3~4 mm はみ出る位置にします。



A ディスクの端

B 試料移動板

調整の完了

1. 2個のネジをしっかりと締め付けてください。試料移動板は取り外しません。

2. 2個のネジキャップで穴を塞ぎます。

六角レンチとカバーキャップはパッケージに付属しています。

9.2 装置の操作

9.2.1 制御パネルの機能



注意


操作中は回転部品に近づかないでください。



注意

回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。

A ディスク回転速度制御



ボタン	機能
	ディスク回転 <ul style="list-style-type: none"> ディスクを回転させます（「スピン」機能）。
	水 <p>手動オーバーライド:</p> <ul style="list-style-type: none"> ボタンを押して給水します。工程が実行されない場合は、給水されます。 ボタンを再度押して給水を停止します。
	スタート <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを開始します。
	ストップ <ul style="list-style-type: none"> 試料作製プロセスを停止します。

9.2.2 水栓

自動での給水

処理中は、給水されます。

- 研磨中は、蛇口を開いて給水します。
- 琢磨中は、蛇口を閉じます。

注記

琢磨処理を開始する前に、必ず蛇口を閉じてください。

最適な結果を得るため、また水漏れを避けるため、蛇口は研磨ディスクの中央と左端の間に配置します。

手動での給水



給水を開始するには、水 ボタンを押して蛇口を開きます。

給水を停止するには、水 ボタンを押すか、蛇口を閉じます。

9.2.3 スピン機能

スピン機能を使用して、試料作製ディスクを高速で回転させる

- ・ 円板の表面から水分を取り除きます。
- ・ MD-DiscまたはSiC Foil/SiC Paperを取り外す前に水分を取り除きます。
- ・ MD-DiscまたはMD-Chem布を乾燥させます。

- ・ スpin機能を開始するには、ディスク回転 ボタンを長押しします。
- ・ スpin機能を停止するには、ディスク回転 ボタンを離します。



9.2.4 スプラッシュガード

手動試料作製

- ・ 手動試料作製用に装置にはスプラッシュガードが付属しています。(直径 300 mm のディスク用)

半自動試料作製

- ・ 半自動試料作製用スプラッシュガードを使用します。

9.2.5 試料の挿入

1. クリックリースボタンを押します。
2. 強制表示カラムを持ち上げて、試料用にスペースを作ります。
3. 試料を試料移動板の穴の1つに入れてから加圧力表示カラムを下げます。
4. 個々の試料を識別しやすくするため、各位置にマークがあります。

9.2.6 加圧力の調整

加圧力の調整には 2 つの方法があります。

注記


使用していない加圧脚が試料作製作業面に触れないようにします。必要に応じて、リリースボタンを押して使用していない加圧脚を上に動かします。

粗調整

- A クリックリリースボタンを押します。
 B カラムを上下に動かして、正しい加圧力を調整します。

微調整

- C 加圧力を調整する場合は、調整ネジをまわします。



- D バネ式加圧表示カラムの印は、下表に示される実際の加圧力 (Newton) に対応します。

表示	加圧力
0	0 N
— 1	2.5 N
— 2	5 N
— 3	7.5 N
— 4	10 N
— 5	12.5 N
— 6	15 N
— 7	17.5 N
— 8	20 N

9.2.7 試料の強制回転


研磨工程中に試料の方向性研磨を防ぐため、LaboForce-Miでは試料を強制的に回転させることができます。

強制回転の使用

- 角度付きステンレス製ピンを下に移動させ、LaboForce-Miの左側のクリップに押し込みます。

強制回転の停止

- 角度付きステンレス製ピンを上に移動させ、LaboForce-Miの左側のクリップに押し込みます。




A 金属ピン

9.2.8 手動試料作製

標準の試料移動板または試料ホルダーを使用して試料を作製できない場合は、手動で作製してください。

手動で試料作製を行う場合は、試料を手で持ち、試料作製面にしっかりと押し付けます。



注意

手動で試料作製する場合は、試料回転ヘッドの側面にあるスイッチを使用して、LaboForce-Miの回転を無効にします。



注意

研磨剤および加熱された/鋭い試料から指を守るため、適切なグローブを着用してください。



注意

手動で研磨または琢磨を行う場合は、ディスクに触れないよう注意してください。



注意

ディスクが回転中にトレイから試料を取り出そうとしないでください。



注意

ディスクが回転中は、スプラッシュボウルおよびその附近に手を近づけないでください。

9.2.9 装置のスタートとストップ

装置の始動



警告
安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。



注意
回転部品のある装置で作業をする際は、服や髪の毛が回転部品に挟まれたりしないよう十分に注意してください。



注意
操作中は回転部品に近づかないでください。



注記
アルコール系の懸濁液または潤滑剤を使用する際は、排気システムを使用してください。

- ディスク回転速度を制御する速度を設定します。
- スタートボタンを押します。装置が動作を開始します。
- 必要に応じて、ディスク回転速度を調整します。



装置を停止する

- ストップボタンを押します。



非常停止



注記
装置の非常停止を作動させると、すべての可動部品が停止します。



注記
通常運転時、機械の運転停止のために非常停止を使用しないでください。

- 非常停止ボタンを押して、非常停止を作動します。





警告
非常停止をリリース(解除)する前に、非常停止が作動した原因を調査し、必要な是正措置を講じてください。

2. 非常停止ボタンを回して、非常停止を解除します。


9.2.10 試料の取り外し

1. 試料を外すには、クリックリリースボタンを押します。
2. 試料を外したら、加圧脚を下部に戻します。

9.2.11 試料移動板の交換

直径の異なる試料を作製する場合は、別の試料移動板を使用します。試料は、必ず試料移動板の穴にぴったりと入った状態で使用してください。

1. 試料移動板を引いて、シャフトから外します。
2. 試料移動板を差し込み、ピンが溝と合うまで押し込みます。
3. 試料移動板がしっかりと固定されていることを確認します。
4. 試料移動板が水平に設置されていることを確認します。
5. 試料移動板は、研磨円板の端から試料が3~4 mm はみ出る位置にします。



A ピン固定

B 溝

参照[試料移動板の水平位置を調整します。▶71。](#)

10 LaboDoser-10

LaboDoser-10 は、微細構造検査用材料の試料作製(研磨/琢磨)において、試料作製円板上にダイヤモンド懸濁液/潤滑剤を定量供給する滴下装置です。


本機は、この目的およびこの種の機器用に特別に設計されたStruersの消耗品を使用するように設計されています。

LaboDoser-10 は以下に取り付けることができます。

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

または、LaboDoser-10はLaboDoser-10テーブルスタンドに設置できます。

LaboPolに取り付けられたLaboDoser-10




A LaboDoser-10 ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤ボトル

B 調整可能バルブ

C 滴下ノズル

D 研磨円板

LaboDoser-10テーブルスタンドに取り付けられたLaboDoser-10



10.1 装置の開梱



注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。

3. ボックスからユニットを取り出します。

10.2 パッキングリストの確認

箱の中身は以下のとおりです:

個	説明
1	1.0リットルボトル付きLaboDoser-10ユニット
1	0.5リットルボトル用吸引チューブ
1	イージーコネクタキャップ取り外し用工具
1	六角レンチ 3 mm
1	ドーザーアーム用ブラケット
2	六角ソケットねじ
1	取扱説明書一式

10.3 設置



ヒント

ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤を長期間使用しない場合は、ボトルをボトルホルダーから外し、上向きに立てて保管してください。

LaboDoser-10は次のユニットの支柱に取り付けることができます。


- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

手順



注記

これはLaboForce-100には適用されません。



A ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤ボトル
B ドーザーアーム
C 調整可能バルブ
D 滴下ノズル
E 吸引チューブ

1. ブラケットと2個のネジを使用して、装置の支柱にドーザーのアームを取り付けます。
2. ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤が入った新しいボトルを使用する場合は、蓋を取り外し、工具を使用してボトルのイージーコネクタキャップを取り外します。



3. ラボドーザー-10のキャップには、1.0リットルボトル用の吸引チューブ(A)が取り付けられています。0.5リットルのボトルを使用する場合は、短いチューブ(B)に交換してください。




注記

必ず角度の付いた端が下を向くようにチューブを取り付けてください。

4. 調整弁付きのボトルキャップをStruersのダイヤモンド懸濁液/潤滑剤ボトルに取り付けます。
5. ボトルをドーザーアームに挿入します。

LaboDoser-10 (LaboForce-100搭載)

LaboForce-100搭載のLaboDoser-10を使用するには、テー
ブルスタンド(オプション)が必要です。



10.4 LaboDoser-10の操作

オペレータは、研磨ディスクに必要な量のダイヤモンド懸濁液/潤滑剤を供給する値を調整します。

1. 研磨ディスクに適した位置に供給ノズルを配置します。
2. 弁を開き、ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤の量を調整します。
3. 試料作製工程が完了したら、弁を閉じて供給を停止します。

10.5 ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤の交換

Struersでは、消耗品ごとに別のボトルキャップを使用することを推奨しています。

別の消耗品にボトルキャップを使用する:

1. ボトルを外します。
2. ボトルをしっかりと持ち、ボトルキャップを外します。
3. ボトルを空にしてから、中性洗剤液を充填します。
4. バルブを開き、供給ノズルを洗います。
5. 石鹼水ときれいな水を入れ替えて同じ手順を繰り返します。
6. Struersのダイヤモンド懸濁液/潤滑剤ボトルにボトルキャップを嵌めます。

11 LaboDoser-100

前面




A ノズル付き供給ブロック

B LaboDoser-100

C 非常停止 (LaboPolに搭載)

背面



A 接続番号を示すラベル

B 長いポンプチューブの接続部

C ネームプレート

D ポンプに電気を供給する電気ケーブル

E LaboDoser-100

F 短いポンプチューブ

G ポンプ

11.1 設置

11.1.1 装置の開梱



注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。
3. ボックスからユニットを取り出します。

11.1.2 パッキングリストの確認

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

箱の中身は以下のとおりです:



個	説明
1	LaboDoser-100
4	イージーコネクター
1	チューブセット <ul style="list-style-type: none"> ・ 短いチューブ 4 本 (ボトルからポンプ) ・ 長いチューブ 4 本 (ポンプからLaboDoser-100)
1	チューブに巻き付けるスパイラルケーブルラップ
4	アルコール系製品用ポンプ用のシリコンチューブ
1	取扱説明書一式

11.1.3 LaboDoser-100の取り付け

注記

ポンプと試料回転ヘッドの背面の接続部には、適切なポンプにチューブを接続できるように番号が付いています。

1. LaboDoser-100を装置の横に置きます。
2. チューブ付きイージーコネクターを Struers の 500 ml ダイヤモンド懸濁液ボトルに取り付けます。
3. 短いチューブをボトルから IN と記されたポンプに接続します。
4. 長いチューブの片方を試料回転機の背面に接続します。
5. 長いチューブの残りの端を OUT と記されたポンプに接続します。
6. 制御パネルのヘッドが自由に動かすことができるよう、チューブを張りすぎないようにしてください。
7. 電気ケーブルをポンプのコネクタと試料回転ヘッドに接続します。
8. スパイラルケーブルを電気ケーブルとチューブの周りに巻き付けます。



- A 接続番号を示すラベル
- B 長いポンプチューブの接続部
- C ポンプに電気を供給する電気ケーブル
- D イージーコネクター付きの短いポンプチューブ
- E ポンプ

11.2 LaboDoser-100の操作

LaboDoser-100はLaboForce-100からのみ操作できます。

LaboForce-100制御パネルの以下のボタンは、特にLaboDoser-100の操作に適用されます。

ボタン	機能
	砥粒 この機能は、供給ユニットが設置されている場合にのみ機能します。 <ul style="list-style-type: none"> 手動オーバーライド:このボタンを押すと供給ボトルからダイヤモンド懸濁液が供給されます。
	潤滑剤 この機能は、供給ユニットが設置されている場合にのみ機能します。 <ul style="list-style-type: none"> 手動オーバーライド:このボタンを押すと供給ボトルから潤滑剤が供給されます。

11.2.1 ダイヤモンド懸濁液/潤滑剤の交換


Struersでは、消耗品ごとに別のボトルキャップを使用することを推奨しています。

別の消耗品にボトルキャップを使用する:

- ボトルを外します。
- ボトルをしっかりと持ち、ボトルキャップを外します。
- ボトルを空にしてから、中性洗剤液を充填します。
- バルブを開き、供給ノズルを洗います。
- 石鹼水ときれいな水を入れ替えて同じ手順を繰り返します。
- Struersのダイヤモンド懸濁液/潤滑剤ボトルにボトルキャップを嵌めます。

11.2.2 チューブを洗浄する

異なるタイプのダイヤモンド懸濁液/潤滑剤に切り替える場合はチューブとイージーコネクターを掃除します。



LaboForce-100には、ボトルと供給ノズル間のチューブをクリーニングする自動クリーニング機能が搭載されています。

手順

- Main menu (メインメニュー) から Maintenance (メンテナンス) > Cleaning of tubes (供給チューブのクリーニング) を選択します。

2. 洗浄するチューブを選択します。

Bottle No.(ボトル番号):ドーザー内のボトルのID。

Status(ステータス): **Clean**(洗浄)または**Used**(使用済み)。

Selected(選択済み): **No**(番号)または**Yes**(あり)。

3. F1を押して洗浄プロセスを開始します。

4. 画面の指示に従います。




11.2.3 チューブの交換

アルコール系潤滑剤を使用した場合、ポンプに取り付けられているネオプレンチューブは時間の経過とともに硬化します。シリコンはアルコールに対する耐性が優れています。

チューブは、ユニット付属のシリコンチューブと交換できます。

手順

1. バックプレートを外します。
2. ポンプユニットからチューブを外します。
白色のコネクタは、LaboForce-100に接続されているチューブに付けたままにします。
3. ポンプのベースにある2個のタブを押し、シャフトからポンプを外します。



A タブ

4. 3つのローラーを外します。



5. ネオプレンチューブを外します。
6. ネオプレンチューブの2個の白いクリップ間の距離をメモします。
7. 白いクリップとコネクタを新しいシリコンチューブに移動します。




8. 新しいチューブをハウジングに取り付け、所定の位置にはめ込みます。
9. 3個のローラーをポンプ内部に押し入れます。
10. チューブをポンプ内に正しく取り付けます。



正しい

誤り



ポンプチューブが緩すぎる

ローラー間の過剰な体積は、液体の「波」でチューブを広げます。

チューブの耐用年数が短縮されます。

ポンプチューブを締めすぎている

チューブが引き伸ばされています。

チューブの耐用年数が短縮されます。

11. カバーをはめて、下のカバーを再度取り付けます。
12. ポンプをシャフトに戻します。
13. チューブを接続します。
14. チューブが正しく接続され、液体がLaboForce-100に送られることを確認します。

12 メンテナンスと保守

本装置の稼働時間と動作寿命を最大限に維持するには、適切なメンテナンスが必要です。メンテナンスは装置の安全な動作を継続する上で重要です。

このセクションに記載されているメンテナンス手順は、必ず訓練を受けた熟練の担当者が行ってください。

制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)

特定の安全関連部品については、この説明書の「技術データ」のセクション「制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)」を参照してください。

技術的な質問とスペアパーツ

技術的な質問またはスペアパーツのご注文の際は、シリアル番号と電圧/周波数をご提示ください。シリアル番号と電圧は装置の銘板に記載されています。

12.1 一般的なお手入れ

装置を長く使用するため、定期的に掃除することを強く推奨しています。

注記

表面には傷が付きやすいため、乾いた布は使用しないでください。
グリースや油は、エタノールまたはイソプロパノールで除去できます。

注記

アセトン、ベンゾール、その他類似する溶剤を絶対に使用しないでください。

装置を長期間使用しないとき、

- ・ 装置とすべての付属品を十分に清掃してください。

12.2 毎日

- ・ 柔らかく湿らせた布で、手の届く全ての表面の汚れを拭き取ります。
- ・ ボウルライナーに破片がないか確認し、破片がある場合は、清掃または処分してください。

12.3 每週

- ・ 柔らかく湿らせた布と一般的な家庭用洗剤で、手の届く全ての表面の汚れを拭き取ります。
- ・ 汚れがひどい場合は、Solopol Classicなどの洗浄剤を使用してください。

12.3.1 LaboForce-100 – 試料回転ヘッド

クリーニング

LaboForce-100には、試料に加圧する脚部を洗浄するための機能があります。また、単独試料用の試料移動板を固定するロックも洗浄できます。

加圧脚の加圧力は、ばねハウジングのねじで所定の位置に固定されている摩擦ピンによって発生します。

試料と試料ホルダーを加圧するための加圧脚とピストンを掃除します。

手順

1. 出口放出弁を押して水 / オイルフィルタを排水します。セクション [LaboForce-100 - 水 / 油フィルターの排水 ▶88](#)。
2. Main menu (メインメニュー) から Maintenance (メンテナンス) > Cleaning of specimen mover head (試料回転ヘッドのクリーニング) を選択します。
3. F1を押して表示されている機能のうち1つを作動します。

**注記**

絶対に無理な力を加えないでください。コンポーネントが正しく動かない場合は、Struers サービス部門に連絡してください。


- | | |
|------------|---------------------|
| - 脚を下げる | ピストンは洗浄して潤滑剤を塗布します。 |
| - 脚を上げる | 脚を操作位置に移動します。 |
| - ホルダーを上げる | 試料回転ヘッドを上げて洗浄します。 |
| - ホルダーを下げる | 試料回転ヘッドを操作位置に移動します。 |

12.4 毎月

12.4.1 LaboForce-50 - 加圧脚

加圧脚の加圧力は、ばねハウジングのねじで所定の位置に固定されている摩擦ピンによって発生します。

- ・ 六角レンチを使用してネジを締め付けます。



A ねじ


12.4.2 LaboForce-100 - 水/油フィルターの排水

試料回転ヘッドには、圧縮空気の供給時に余分な大量の水とオイルを取り除くための水/油フィルターが付いています。

定期的にフィルターを空にしてください。

手順

1. LaboForce-100下部の出口放出弁の位置を確認します。
2. 出口放出弁の下を布で押さえ、弁を押して水/オイルフィルタを空にします。



12.5 毎年

12.5.1 安全装置のテスト

安全装置は少なくとも毎年1回テストを行ってください。



警告

安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。



警告

安全上重要なコンポーネントは、最大20年の耐用年数の経過後に交換する必要があります。
Struersサービス部門に連絡してください。



注記

試験は有資格の技術者(電気機械、電子、機械、圧力装置などに関する)によって実施される必要があります。

非常停止



1. スタートボタンを押します。装置が動作を開始します。



2. 非常停止を押します。



3. 動作が停止しない場合は、ストップボタンを押します。
4. Struersサービス部門に連絡してください。

12.5.2 非常停止

テスト1

1. スタートボタンを押します。装置が動作を開始します。



2. 非常停止を押します。



3. 動作が停止しない場合は、ストップボタンを押します。
4. Struersサービス部門に連絡してください。

テスト2

1. 非常停止を押します。



2. スタートボタンを押します。



3. 装置が始動する場合は、ストップボタンを押します。
4. Struersサービス部門に連絡してください。



12.6 予備部品

特定の安全関連部品については、この説明書の「技術データ」のセクション「制御システムの安全関連部品(SRP/CS)」を参照してください。

技術的な質問とスペアパーツ

技術的な質問またはスペアパーツのご注文の際は、シリアル番号と製造年をご提示ください。この情報は、機械本体の銘板に記載されています。

詳しい情報、またはスペアパーツの入手可否の確認に関しては、Struersサービス部門にお問い合わせください。連絡先情報は、Struers.comに掲載されています。

12.7 サービスおよび修理

弊社では、年に1回、または運転1,500時間ごとに、定期点検と整備の実施を推奨しています。

装置を起動すると、合計操作時間と装置の保守情報が表示されます。

操作時間が1500時間を経過すると、保守点検を実施する必要があることをユーザーに通知するメッセージが表示されます。

注記

サービスは、必ず(電気機械、電子、機械、空気圧などに関する)資格を持つ技術者が実施してください。

Struersサービス部門に連絡してください。

12.7.1 点検整備 – LaboForce-100

装置の合計運転時間とサービスに関する情報は、始動時に画面に表示されます。

運転時間が1,500時間を経過すると、推奨する整備時期が経過したことをオペレータに警告するポップアップメッセージが現れます。

- Struersサービス部門に連絡してください。

サービス情報

LaboForce-100は、さまざまな部品の状態について詳しい情報を提供します。

ヒント

保守情報メニューと画面は英語専用です。

現地の保守担当者またはStruersサービス部門に連絡する際は、画面に表示されている名称や用語を使用してください。

サービス情報は読み取り専用です。装置の設定は変更/修正できません。

- Main menu(メインメニュー)から Maintenance(メンテナンス) > Service functions(サービス機能)を選択します。

Service functions(サービス機能)画面からさまざまな画面にアクセスできます。

- Device information(デバイス情報)
- Statistics(統計)
- Inputs(入力)
- Outputs(出力)
- Voltage and temperature monitor(電圧と温度モニター)
- Functional tests(機能テスト)
- Adjustment and calibration(調整と校正)

サービス情報は、Struersサービス部門と共有して装置の遠隔診断に使用できます。

12.8 廃棄



WEEE記号の付いた装置には、電気および電子部品が使用されているため、一般の廃棄物として廃棄できません。

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

消耗品および循環液の処分については、現地の規制に従ってください。

13 トラブルシューティング

13.1 トラブルシューティング - LaboPol-30

エラー	原因	動作
装置始動時にノイズが発生する、またはターンテーブルが回転しない。	ベルトが緩んでいます。	ベルトを増し締めしてください。 Struersサービス部門に連絡してください。
スタートスイッチを押しても装置が作動しない。	メインスイッチがオフになっています。	メインスイッチをオン位置にします。
	ヒューズが飛んでいる(本機の背面)。	ヒューズを交換してください。
排水が流れない。	排水ホースが折れ曲がっています。	排水ホースを真直ぐにしてください。
	排水ホースが詰まっています。	排水ホースを清掃してください。
	排水ホースが下流に向かって傾斜していません。	排水ホースが下降するように、敷設し直してください。
装置の下に水が漏れています。	給水ホースから漏れているか、ソレノイドバルブに不具合があります。	メインスイッチをオフ位置にします。ユニットを電源から外します給水を停止します。必要に応じて、給水から装置を外します。 Struersサービス部門に連絡してください。

エラー	原因	動作
冷却水が流れない	水道の蛇口が閉じられています。	給水をオンにします。
	内蔵の給水栓が閉じられています	給水をオンにします。
	内蔵の蛇口が詰まっています	給水栓を掃除してください
	給水フィルタが詰まっています。	フィルタの掃除には圧縮空気のみを使用します。

13.2 LaboForce-50

エラー	原因	対処
試料回転ヘッドが回転しない。	スイッチを「オフ」にします。	回転が必要な場合は、スイッチを「オン」にします。
試料ホルダーが振動します。	試料ホルダーのネジが緩んでいます。	試料ホルダーのネジを締め付けます。
	試料ホルダーが不安定です。	試料ホルダーを交換します。
研磨ディスクの回転が不均等、または停止する	加圧力が強すぎます。	加圧力を弱めてください。
研磨ディスクが停止する。	装置の周波数インバーターが停止しています。	装置の電源を切り、数分待ってから再始動してください。 エラーが解消されない場合: Struersサービス部門に連絡してください。
試料移動板が回転を始めます。	カラムのネジを緩めます。	即座にネジを締めます。
試料移動板が回転を始めます。	柱がしっかりと固定されています。	スペーサーが受部にしっかりと収まるまでカラムを回します。
同じメソッドで悪いまたは異常な試料が作製される。	圧力脚は単独で回転するため力が異なる場合があります。	ハウジングのネジを締めて摩擦を増やします。 「メンテナンス」セクションを参照してください。
試料が均一にならない	試料がディスクの中心を通過しています。	制御パネルの水平位置を調整します。

13.3 LaboForce-100

エラー	原因	動作
試料ホルダーが振動します。	試料ホルダーが不安定です。	試料ホルダーを交換します。
	試料ホルダーのネジを緩めます。	試料ホルダーのネジを締め付けます。
研磨ディスクの回転が不均等、または停止する	加圧力が強すぎます。	加圧力を弱めてください。
研磨ディスクが停止する。	装置の周波数インバーターが停止しています。	装置の電源を切り、数分待ってから再始動してください。 エラーが解消されない場合: Struersサービス部門に連絡してください。
カラムが回転を始めます。	カラムのネジを緩めます。	即座にネジを締めます。
試料が均一にならない	研磨ディスクの半径より大きい試料を使用しています	小さな試料を使用してください
	試料がディスクの中心を通過しています。	制御パネルの水平位置を調整します。
連続して研磨円板や琢磨円板が異常な消耗が起こる。	試料ホルダーのカップリングが摩耗しています。	カップリングを交換します。

13.3.1 「メッセージ」と「エラー」の2種類があります – LaboForce-100

エラー メッセージは、次の 2 つのクラスに分けられます。

- 「メッセージ」と「エラー」の2種類があります

メッセージ

メッセージは、装置の状態と軽度なエラーに関する情報を提供します。

エラー

操作を継続する前に、エラーの原因を修正する必要があります

「エンター」を押してエラー/メッセージを確認します。

#	エラーメッセージ	説明	動作
3	<p>Fatal error #3</p> <p>Machine failed during Power On Self Testing. Please reboot the machine. If the problem persists please contact Struers technical support</p> <p>Reason: #_ - Unknown error</p> <p>Ok</p>	<p>(起動時のセルフテストに失敗しました。 装置を再起動してください。 問題が解消されない場合は、ストルアス社の技術サポートに連絡してください。)</p> <p>(理由: #_ - 不明なエラー)</p>	<p>装置を再起動してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。 理由番号をメモしてください。</p>
28	<p>Error #28</p> <p>Specimen holder cannot be moved down. Down proximity sensor has not detected bottom position.</p> <p>Ok</p>	<p>(試料ホルダーが下降しません。 下側の近接センサが下部を検出しませんでした。)</p>	<p>試料ホルダーの動きを妨げる障害物がないことを確認してください。 空気圧システムを確認してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。</p>
29	<p>Warning #29</p> <p>No air or air pressure too low!</p> <p>Ok</p>	<p>(空気が出ないか、空圧が低すぎる！)</p>	<p>圧縮空気供給の圧力が低すぎます。</p> <p>圧縮空気供給を点検してください。</p>
30	<p>Error #30</p> <p>Pressure regulating error!</p> <p>Ok</p>	<p>(圧力調整エラー！)</p>	<p>圧縮空気供給の圧力が高すぎるか、低すぎます。</p> <p>圧縮空気供給を点検してください。 装置を再起動してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。</p>

#	エラーメッセージ	説明	動作
34	<p style="text-align: center;">Error # 34</p> <p>Specimen mover plate cannot be moved down. Down proximity sensor has not detected bottom position.</p> <p style="text-align: center;">➡ Ok</p>	(試料移動板が下降しません。 下側の近接センサが下部を検出しませんでした。)	試料移動板の動きを妨げる障害物がないことを確認してください。 空気圧システムを確認してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
46	<p style="text-align: center;">Error # 46</p> <p>Disc motor RPM's has not been reached.</p> <p style="text-align: center;">➡ Ok</p>	(円板モーターの回転が低すぎます。)	ディスクモーターが回転しない、設定した RPM に到達しません。 研磨処理が一時停止しています。
48	<p style="text-align: center;">Error # 48</p> <p>Frequency inverter error! The disc motor is overloaded. Fault code: 0.0 Thermal level: 0%</p> <p style="text-align: center;">➡ Ok</p>	(周波数インバーターエラー！ ディスクモーターが過負荷です。 故障コード:0.0 熱レベル:0%)	ディスクモーターが冷えるのを待ちます。 加圧力を弱めてから研磨処理を続けてください。
49	<p style="text-align: center;">Error # 49</p> <p>The disc motor is overheated! Please wait some minutes and reduce the load. Fault code: 0.0</p> <p style="text-align: center;">➡ Ok</p>	(ディスクモーターが過熱しています！ 数分待ってから負荷を減らしてください。) (故障コード:0.0)	ディスクモーターが冷えるのを待ちます。 加圧力を弱めてから研磨処理を続けてください。

#	エラーメッセージ	説明	動作
50	<p style="text-align: center;">Error #50</p> <p>Frequency inverter fault!</p> <p>Fault code: 0.0</p> <p style="text-align: center;">◀ Ok</p>	周波数インバーターにエラーが発生しています。	装置を再起動してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。 故障コードをメモしてください。
53	<p style="text-align: center;">Error #53</p> <p>Specimen mover motor power supply out of range or missing!</p> <p style="text-align: center;">◀ Ok</p>	(試料回転モーター電源が範囲外または停止しています！)	装置を再起動してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
55	<p style="text-align: center;">Error #55</p> <p>No communication to frequency inverter!</p> <p style="text-align: center;">◀ Ok</p>	(周波数インバーターと通信できません！)	装置を再起動してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
58	<p style="text-align: center;">Warning #58</p> <p>A bad electrical connection for the following output is detected:</p> <p style="text-align: center;">◀ Ok</p>	(次の出力に対して電気接続不良が検出されました:)	装置を再起動してください。 出力をメモしてください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
59	<p style="text-align: center;">Warning #59</p> <p>Specimen holder motor overload, please reduce the force.</p> <p style="text-align: center;">◀ Ok</p>	(試料ホルダーのモーター過負荷、加圧力を減らしてください。)	加圧力を減らすか、試料の回転速度 (RPM) を増やしてください。 工程を再始動します。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。

#	エラーメッセージ	説明	動作
26	<p style="text-align: center;">Information #26</p> <p>Specimen mover plate not lowered!</p> <p style="text-align: center;">Ok</p> <p>(試料移動板が下がらない!)</p>	<p>処理が開始されると、試料移動板の空圧ヘッドが下降しない。</p> <p>単一試料モード(SS)でメソッドが開始され、移動板が下がっていない場合に表示されます。</p>	<p>空圧ヘッドを下げます。</p> <p>工程を再始動します。</p>

13.4 LaboForce-Mi

エラー	原因	動作
試料ホルダーが振動します。	試料ホルダーのネジが緩んでいます。	試料ホルダーのネジを締め付けます。
	試料ホルダーが不安定です。	試料ホルダーを交換します。
研磨ディスクの回転が不均等、または停止する	加圧力が強すぎます。	加圧力を弱めてください。
研磨ディスクが停止する。	装置の周波数インバーターが停止しています。	装置の電源を切り、数分待ってから再始動してください。 エラーが解消されない場合は、Struersサービス部門に連絡してください。
カラムが回転を始めます。	カラムのネジを緩めます。	即座にネジを締めます。
試料が研磨ディスクの中心を通過すると、加圧調整ねじは単独で回転します。	圧力調整ねじとゴム製加圧脚との摩擦が高すぎます。	ゴム製加圧脚との接触面にオイルを滴下して摩擦を軽減します。
試料が均一にならない	試料がディスクの中心を通過しています。	制御パネルの水平位置を調整します。

14 技術データ

14.1 技術データ

研磨円板	直径	230 mm (9"), 250 mm (10"), 300 mm (12")
	回転速度	50~500 rpm、可変
	スピンドル	600 rpm
	スピンドル(ラボフォース-100)	150/600 rpm
	回転方向	反時計回転
	モーター出力、連続、S1	750 W (1 hp)
	トルク(300 rpm 時)	>24 Nm(ニュートンメートル)
安全規格		「適合宣言」を参照
動作環境	環境温度	5~40° C (41~104° F)
	湿度	< 85% RH (結露なきこと)
保管/輸送時条件	環境温度	-20~60° C (-4~140° F)
電源供給	電圧/周波数	200~240 V/50~60 Hz
	電源	1相 (N+L1+PE)または2相 (L1+L2+PE) 電気設備は「設置カテゴリ II」に準拠している必要があります。
	電力(通常負荷)	1300 W
	電力(無負荷)	16 W
	電流、定格負荷	5.7 A
	電流、最大負荷	11.2 A
	電流、最大負荷	5.5 A
安全回路カテゴリ/パフォー マンスレベル	非常停止	PL c, カテゴリ 1 ストップカテゴリ 0
残留電流遮断器 (RCCB)		タイプ A、30 mA(以上)を推奨
給水	圧力(水道水)	1~9.9 bar (14.5~143 psi)
	給水口	直径: ½" または ¾"
	排水口	直径: 40 mm (1½")

ノイズレベル	仕事場におけるA特性放射音 圧レベル	$L_{pA} = 65 \text{ dB(A)}$ 測定値。4 dB
振動レベル	宣言された振動放射	本体上部の合計振動暴露が 2.5 m/s^2 を超えないこと。
寸法と質量	幅	51 cm (15.20")
	奥行き	76.5 cm (30.1")
	高さ	25 cm (9.8")
	重量	33 kg (73 lbs)

14.2 安全回路カテゴリ/パフォーマンスレベル

安全回路カテゴリ/パ フォーマンスレベル	非常停止	PL c、カテゴリ 1 ストップカテゴリ 0
-------------------------	------	---------------------------




14.3 騒音レベルと振動レベル

ノイズレベル	仕事場におけるA特性 放射音圧レベル	$L_{pA} = 65 \text{ dB(A)}$ 測定値 不確定値 K = 4 dB EN ISO 11202 に準拠して測定実施
振動レベル	研磨作業中	本体上部の合計振動暴露が 2.5 m/s^2 を超えないこ と。

14.4 技術データ - 装置

個々の装置に対する技術データについては、各装置の説明書を参照してください。

14.5 制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)



安全関連部品	メーカー / メーカーの説明	メーカーのカタログ番号	電気基準	ストラスのカタログ番号
非常停止ボタン	Schlegel きのこ型ヘッド押ボタンスイッチ	ES Ø22 type RV	S1	2SA10400
非常停止接点	Schlegel モジュラーコンタクト、瞬時	1 NC type MTO	S1	2SB10071
モジュールホルダー	Schlegel モジュールホルダー。3エレメントMHR-3	MHR-3	S1	2SA41603
周波数インバーター	Lenze	i550-C0.75/230-1、標準I/O、STO	A2	2PU51075
リレー	Schneider Electric リレー 24 V DC DPDT	RPM21BD	K1	2KL02124
送水バルブ	ODE	21A2KV20、BDV08024CY	Y1	2YM12120


14.6 図

注記
特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。


14.6.1 図 - LaboPol-30

タイトル	番号
LaboPol-30/LaboPol-60、ブロック図	16333051 B
LaboPol-30、給水図	16331001 A
回路図	装置の銘板の図番号を参照し、Struersサービス部に Struers.com からお問い合わせください。

16333051 B



16331001 A



14.6.2 図 - 装置

個々の装置の図については、各装置の説明書を参照してください。

14.7 法的および規制情報

FCC通知

本装置は、FCC規則パート15に基づいたクラス B デジタルデバイスの規制に準拠していることが試験、実証されています。これらの制限は、住宅施設における有害な干渉に対して妥当な保護を提供するためです。本装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用しており、放射する可能性があります。本装置が説明書に従って設置、使用されない場合、無線通信に対する有害な妨害を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しない保証はありません。この装置が無線またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器の電源を切ってオンにすることで判断できる場合、ユーザーは以下のいずれか(またはすべて)の対処によって干渉を修正することが推奨されます。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 装置および受信機の間の距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに装置を接続します。

15 製造者

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup、デンマーク
電話: +45 44 600 800
ファックス: +45 44 600 801
www.struers.com

メーカーの責任

次の制約事項を遵守してください。制約事項に違反した場合は、Struersは法的義務を免除されることがありますので、ご注意ください。

本取扱説明書のテキストやイラストの誤記については、メーカーは責任を負いません。本取扱説明書の内容を、予告なしに変更する場合があります。本取扱説明書では、供給したバージョンの装置にはない付属品や部品について記載している場合があります。

メーカーは、使用的取扱説明書に従って装置が使用、保守、および維持されている場合にのみ、機器の安全性、信頼性、および性能に対する影響の責任を負うものとします。

適合宣言書

製造元	Struers ApS · Pederstrupvej 84 · DK-2750 Ballerup · デンマーク
名称	LaboPol-30
モデル	N/A (該当なし)
機能	研磨/琢磨装置
種類	633
カタログ番号	06336127 組み合わせ: 06206901 (LaboUI)、06356127 (LaboForce-50)、06366127 (LaboForce-100)、06386130 (LaboForce-Mi)、06376902 (LaboDoser-100)
シリアル番号	



モジュール H は、グローバルなアプローチを遵守



当社は、記載された製品が以下の法律、指令、規格に準拠していることを宣言します。

2006/42/EC	EN ISO 12100:2010)、EN ISO 13849-1:2015、EN ISO 13849-2:2012、 EN ISO 13850:2015)、EN ISO 14120:2015)、EN 60204-1:2018、EN 60204-1-2018/改定:2020
2011/65/EU	EN 63000:2018
2014/30/EU	EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN 61000-6-1:2007、EN 61000-6-3:2007、 EN 61000-6-3:2007/A1:2011、EN 61000-6-3-A1-AC:2012
追加規格	NFPA 79、FCC 47 CFR パート 15、サブパートB

技術ファイルの編集権限/
承認署名者

日付:[Release date]

en For translations see
bg За превод и вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη σελίδα για τη διεύθυνση σας.
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiate aadressilt
fi Katso käänökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetők el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见