

Tegramin-20 Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

CE

Numer dokumentu: 16017025-02_C_pl Data wydania: 2024.10.07

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej instrukcji jest własnością firmy Struers ApS. Powielanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody Struers ApS jest zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Struers ApS.

Spis treści

1	0 te	j instrukcji	6
	1.1	Akcesoria i materiały eksploatacyjne	6
2	Bez	pieczeństwo	6
	2.1	Przeznaczenie	6
	2.2	Środki bezpieczeństwa Tegramin-20	7
		2.2.1 Dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania	7
	2.3	Komunikaty bezpieczeństwa	8
	2.4	Komunikaty bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji	9
3	Roz	poczęcie pracy	12
	3.1	Opis urządzenia	12
	3.2	Widok ogólny	13
	3.3	Zatrzymanie awaryjne	17
4	Inst	alacja	17
	4.1	Rozpakuj urządzenie	17
	4.2	Sprawdź listę wysyłkową	18
	4.3	Podnieś urządzenie	18
	4.4	Lokalizacja	20
	4.5	Zasilanie	21
		4.5.1 Zasilanie jednofazowe	22
		4.5.2 Zasilanie 2-fazowe	22
		4.5.3 Podłączenie do urządzenia	23
	4.6	Dopływ i odpływ wody	23
		4.6.1 Podłącz urządzenie do zasilania wodnego	23
		4.6.2 Podłącz urządzenie do odpływu ścieków	23
		4.6.3 Montaż zaworu przełączającego - Opcjonalnie	24
		4.6.4 Regulacja przepływu wody	24
	4.7	Zespół recyrkulacyjny	25
		4.7.1Podłączanie układu chłodzenia z funkcją recyrkulacji do wlotu wody	25
		4.7.2Podłączanie układu chłodzenia z funkcją recyrkulacji do wylotu wody	26
		4.7.3 Podłączanie kabla komunikacyjnego	26
	4.8	Sprężone powietrze	26
	4.9	Zewnętrzny układ wyciągowy	27
	4.10) Montaż modułów dozujących	27
	4.11	L Montaż tarczy do preparatyki	29

	4.12	2 Hałas	29
5	Trai	nsport i przechowywanie	30
	5.1	Transport	30
	5.2	Długotrwałe przechowywanie lub transport	30
6	Kon	figuracja	31
	6.1	Przygotowanie urządzenia	31
		6.1.1 Funkcje panelu sterowania	31
		6.1.2 Pierwsze uruchomienie urządzenia	33
		6.1.3 Wyświetlacz	34
		6.1.4 Sygnały dźwiękowe	35
		6.1.5 Edytuj wartości	35
	6.2	Zmiana języka	37
	6.3	Zmień ustawienia	38
	6.4	Tryb pracy	38
	6.5	Nowy kod bezpieczeństwa	39
	6.6	Konfiguracja butelki	40
	6.7	Konfiguracja procesu preparatyki	43
		6.7.1 Wybierz tryb preparatyki	43
		6.7.2 Wybór metody preparatyki	44
		6.7.3 Utwórz metodę preparatyki	45
		6.7.4 Modyfikacja metody preparatyki	49
		6.7.5 Ustawienie poziomów dozowania	50
		6.7.6 Blokowanie i odblokowywanie metody preparatyki	50
	6.8	Resetowanie funkcji	51
		6.8.1 Resetowanie metod	52
		6.8.2 Resetowanie konfiguracji	53
7	Obs	ługa urządzenia	54
	7.1	Rozpoczęcie procesu preparatyki	54
	7.2	Zatrzymanie procesu	54
	7.3	Funkcja suszenia dysku	54
	7.4	Głowica dociskowa	55
		7.4.1 Umieszczanie próbek w płytce uchwytu próbek	55
		7.4.2 Włóż płytkę uchwytu próbek.	55
		7.4.3 Obniżanie głowicy dociskowej	55
		7.4.4 Wyreguluj wysokość płytki uchwytu próbki	56
		7.4.5 Wyreguluj poziome położenie płytki uchwytu próbek.	57
		7.4.6 Zalecenia dotyczące szlifowania pojedynczych próbek	57
	7.5	Preparatyka ręczna	58

8	Kon	serwacja i serwis	60
	8.1	Czyszczenie urządzenia	60
		8.1.1 Czyszczenie ogólne	60
	8.2	Codziennie	60
		8.2.1 Czyszczenie misy	60
	8.3	Raz w tygodniu	61
		8.3.1 Czyszczenie wężyków	62
		8.3.2 Czyszczenie głowicy dociskowej	62
		8.3.3 Opróżnij filtr wody/oleju	63
	8.4	Raz w roku	64
		8.4.1 Testuj urządzenia zabezpieczające	64
	8.5	W razie potrzeby	65
		8.5.1 Kalibracja wydajności pompy	65
		8.5.2 Regulacja czasu czyszczenia wężyka	67
		8.5.3 Zmień rurki	69
	8.6	Menu Service information (Informacje dotyczące czynności serwisowych)	71
	8.7	Części zamienne	71
	8.8	Serwis i naprawy	72
9	Uty	lizacja	72
10	Ro	związywanie problemów	73
	10.1	L Problemy ze szlifowaniem i polerowaniem	73
	10.2	2 Komunikaty o błędach	74
11	. Da	ne techniczne	87
	11.1	L Dane techniczne	87
	11.2	2 Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (SRP/CS)	90
	11.3	3 Schematy	91
	11.4	1 Informacje prawne i regulacyjne	95
12	Pro	oducent	95
	Dek	laracja zgodności	97

1 O tej instrukcji



PRZESTROGA

Urządzenie Struers może być używane wyłącznie w połączeniu z oraz zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.

Uwaga

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



Uwaga

Szczegółowe informacje znajdują się w wersji online niniejszej instrukcji.

1.1 Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Akcesoria

Informacje na temat dostępnego zakresu można znaleźć w następujących źródłach:

Broszura Tegramin (https://www.struers.com).

Materiały eksploatacyjne

Zalecane jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych Struers.

Inne produkty mogą zawierać agresywne rozpuszczalniki, które rozpuszczają np. uszczelki gumowe. Gwarancja może nie obejmować uszkodzonych części urządzenia (np. uszczelek i rur), jeśli uszkodzenie może być bezpośrednio związane z użyciem materiałów eksploatacyjnych niedostarczonych przez Struers.

Informacje na temat dostępnego zakresu można znaleźć w następujących źródłach:

Katalog materiałów eksploatacyjnych Struers (na stronie https://www.struers.com)

2 Bezpieczeństwo

2.1 Przeznaczenie

Tegramin-20 i Tegramin-20 z pokrywą

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w profesjonalnym środowisku pracy (np. w laboratorium materiałograficznym).

Urządzenie jest przeznaczone do użytku z materiałami eksploatacyjnymi Struers opracowanymi specjalnie do tego celu i tego typu urządzeń.

Urządzenie jest przeznaczone do profesjonalnego półautomatycznego przygotowywania materiałograficznego (szlifowanie lub polerowanie) materiałów do dalszej kontroli materiałograficznej.

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany/przeszkolony personel.

Nie używaj urządzenia do następujących celów	Preparatyka (szlifowanie lub polerowanie) materiałów innych niż stałe, nadających się do badań materiałograficznych.
	Urządzenia nie wolno wykorzystywać do wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i/lub łatwopalnych, jak również do materiałów, które nie zachowują stabilności podczas ogrzewania lub pod wpływem nacisku.
Model	Tegramin-20
	Tegramin-20 z pokrywą
	Tegramin-20 z trzema pompami dozującymi
	Tegramin-20 z pokrywą i trzema pompami dozującymi

2.2 Środki bezpieczeństwa Tegramin-20

2.2.1

Dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania

- 1. Zignorowanie tych informacji i niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych.
- Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszystkie funkcje urządzenia i wszystkich podłączonych do niego urządzeń muszą być sprawne.
- Upewnij się, że rzeczywiste napięcie zasilania elektrycznego odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.Urządzenie musi być uziemione. Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów. Przed demontażem urządzenia lub instalacją dodatkowych podzespołów należy zawsze wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę lub kabel.
- 4. Operator musi zapoznać się ze środkami ostrożności i instrukcją obsługi, a także z odpowiednimi rozdziałami instrukcji obsługi wszystkich podłączonych urządzeń i akcesoriów. Operator musi zapoznać się z Instrukcją Obsługi oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, z Kartami Charakterystyki dla stosowanych materiałów eksploatacyjnych.
- 5. Urządzenie to może być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany/przeszkolony personel.
- 6. Urządzenie musi być zawsze używane z założonym zabezpieczeniem przeciwrozbryzgowym.
- 7. Urządzenie musi być umieszczone na bezpiecznym i stabilnym stole o odpowiedniej wysokości roboczej. Stół musi być w stanie utrzymać co najmniej ciężar urządzenia i akcesoriów.

- 8. Urządzenie musi być umieszczone na bezpiecznym i stabilnym stole o odpowiedniej wysokości roboczej. Stół musi być w stanie utrzymać co najmniej ciężar urządzenia i akcesoriów.
- 9. Podłącz urządzenie do kranu z zimną wodą. Upewnij się, że przyłącza wody są szczelne i że wylot wody działa prawidłowo.
- 10. Struers zaleca odcięcie lub odłączenie głównego dopływu wody w przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru.
- 11. Materiały eksploatacyjne: należy używać wyłącznie materiałów eksploatacyjnych opracowanych specjalnie do użytku z tego typu urządzeniami materiałograficznymi. Materiały eksploatacyjne na bazie alkoholu: postępuj zgodnie z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi obchodzenia się z cieczami na bazie alkoholu, ich mieszania, napełniania, opróżniania i utylizacji.
- 12. Gdy dysk się obraca, należy upewnić się, że ręce nie dotykają krawędzi ani miski.Podczas ręcznego szlifowania lub polerowania należy uważać, aby nie dotknąć tarczy.Nigdy nie próbuj zabierać próbki, gdy tarcza nadal się obraca. (modele bez pokrywy)
- 13. Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne, aby chronić palce przed materiałami ściernymi oraz gorącymi/ostrymi próbkami.
- 14. Nie dotykać płytki uchwytu próbek lub uchwytu próbek podczas przesuwania ich w dół.
- Podczas pracy przy urządzeniach z obracającymi się częściami należy uważać, aby odzież i/lub włosy nie zostały pochwycone przez obracające się części. Noś odpowiednią odzież ochronną.
- 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub nietypowych odgłosów, należy zatrzymać urządzenie i wezwać serwis techniczny.
- 17. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego. Odczekaj 5 minut do rozładowania potencjału resztkowego kondensatorów.
- 18. Nie należy włączać i wyłączać urządzenia częściej niż raz na trzy minuty. Może dojść do uszkodzenia elementów elektrycznych.
- 19. W razie pożaru należy powiadomić osoby postronne oraz straż pożarną i odciąć zasilanie. Użyj gaśnicy proszkowej. Nie używać wody.
- 20. Urządzenie Struers może być używane wyłącznie w połączeniu z oraz zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.
- 21. W przypadku niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji, zaniedbania, wypadku lub nieprawidłowej naprawy urządzenia nie Struers ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika lub urządzenia.
- 22. Demontaż jakiejkolwiek części urządzenia w trakcie jego eksploatacji lub naprawy powinien być zawsze wykonywany przez wykwalifikowanego technika (elektromechanika, elektronika, mechanika, pneumatyka itp.).

2.3 Komunikaty bezpieczeństwa

Struers używa poniższych znaków, aby wskazać potencjalne zagrożenia.

ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE

Znak ten wskazuje na zagrożenie elektryczne, które, jeśli nie zostanie wyeliminowane, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Znak ten wskazuje na zagrożenie o wysokim poziomie ryzyka, które, jeśli nie zostanie wyeliminowane, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



OSTRZEŻENIE

Znak ten wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli nie zostanie wyeliminowane, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



RYZYKO ZMIAŻDŻENIA

Znak ten wskazuje na zagrożenie zmiażdżeniem, które może spowodować niewielkie, umiarkowane lub poważne obrażenia ciała, jeśli się go nie uniknie.



ZAGROŻENIE CIEPLNE

Znak ten wskazuje na zagrożenie związane z wysokimi temperaturami, które w przypadku wystąpienia może spowodować niewielkie, średnie lub poważne obrażenia ciała.



PRZESTROGA

Znak ten wskazuje na zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.



Wyłącznik awaryjny

Zatrzymanie awaryjne

Ogólne komunikaty



Uwaga Znak ten wskazuje na występowanie ryzyka uszkodzenia mienia lub potrzebę zachowania szczególnej ostrożności.



Wskazówka:

Oznacza, że dostępne są dodatkowe informacje i wskazówki.

2.4 Komunikaty bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji



ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE

Przed zainstalowaniem urządzeń elektrycznych należy wyłączyć zasilanie elektryczne.

Urządzenie musi być uziemione.

Upewnij się, że rzeczywiste napięcie zasilania elektrycznego odpowiada Niewłaściwe napięcie może uszkodzić obwód elektryczny.

ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE

Pompa układu chłodzenia w obiegu zamkniętym, musi być uziemiona. Upewnij się, że napięcie zasilania elektrycznego odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej pompy.

Niewłaściwe napięcie może uszkodzić obwód elektryczny.



RYZYKO ZMIAŻDŻENIA

Podczas pracy z urządzeniem należy uważać na palce. Podczas pracy z ciężkimi urządzeniami należy nosić obuwie ochronne.



OSTRZEŻENIE

Nie używaj wyłącznika awaryjnego do zatrzymywania urządzenia podczas normalnej pracy. Zanim zwolnisz wyłącznik awaryjny, zbadaj przyczyne jego aktywacji i podejmij

konieczne działania naprawcze.



OSTRZEŻENIE

Urządzenie Struers może być używane wyłącznie w połączeniu z oraz zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.



OSTRZEŻENIE

Operator musi zapoznać się ze środkami ostrożności i instrukcją obsługi, a także z odpowiednimi rozdziałami instrukcji obsługi wszystkich podłączonych urządzeń i akcesoriów.



OSTRZEŻENIE

Gdy dysk się obraca, należy upewnić się, że ręce nie dotykają krawędzi ani miski.



OSTRZEŻENIE

Podczas opuszczania głowicy dociskowej trzymaj ręce z dala od elastycznego uchwytu na próbki.



OSTRZEŻENIE

Podczas ręcznego szlifowania lub polerowania należy uważać, aby nie dotknąć tarczy.



OSTRZEŻENIE

Nie próbuj wyciągać próbki z uchwytu, gdy dysk się obraca.



OSTRZEŻENIE

Wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i odczekaj 5 minut przed demontażem urządzenia lub zamontowaniem dodatkowych elementów.



OSTRZEŻENIE

Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi systemami zabezpieczającymi. Skontaktuj się z serwisem Struers.

OSTRZEŻENIE

Komponenty kluczowe dla bezpieczeństwa muszą być wymienione po upływie maksymalnie 20 lat.

Skontaktuj się z serwisem Struers.



OSTRZEŻENIE

W przypadku stosowania zawiesin lub środków smarnych na bazie alkoholu należy podłączyć system wyciągu.



OSTRZEŻENIE

W razie pożaru należy powiadomić osoby postronne oraz straż pożarną i odciąć zasilanie. Użyj gaśnicy proszkowej. Nie używać wody.



PRZESTROGA

W przypadku pracy z materiałami eksploatacyjnymi na bazie alkoholu, należy wymienić wężyki na silikonowe dostarczone wraz z DP modułem dozującym.



PRZESTROGA

Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Używaj ochronników słuchu, jeśli narażenie na hałas przekracza poziomy

Uzywaj ochronników słuchu, jeśli narażenie na hałas przekracza poziomy określone przez lokalne przepisy.



PRZESTROGA

Ryzyko drgań ręki i ramienia podczas ręcznej preparatyki.

Długotrwałe narażenie na drgania może powodować dyskomfort, uszkodzenie stawu, a nawet uszkodzenie neurologiczne.



PRZESTROGA

Podczas pracy nie zbliżać się do obracających się części. Podczas pracy przy urządzeniach z obracającymi się częściami należy uważać, aby odzież i/lub włosy nie zostały pochwycone przez obracające się części.



PRZESTROGA

Przed zainstalowaniem powierzchni MD należy upewnić się, że MD-Disc jest całkowicie suchy. Użyj szmatki, aby osuszyć MD-Disc.



PRZESTROGA

Zawsze używaj okularów, rękawic i innej zalecanej odzieży ochronnej.



PRZESTROGA

Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne, aby chronić palce przed materiałami ściernymi oraz gorącymi/ostrymi próbkami.

3 Rozpoczęcie pracy

3.1 Opis urządzenia

Tegramin-20 to półautomatyczne lub ręczne urządzenie do preparatyki próbek materiałograficznych (szlifowanie/polerowanie) do pracy z tarczą do preparatyki o średnicy 200 mm.

Operator wybiera metodę przygotowywania, powierzchnię szlifowania/polerowania oraz zawiesinę płynu chłodzącego/ściernego, który będzie doprowadzany automatycznie.

Preparatyka półautomatyczna rozpoczyna się od zamocowania próbek w płytce uchwytu próbek.

W przypadku specjalnych zastosowań można wybrać preparatykę ręczną. Podczas przygotowywania próbki są przytrzymywane ręcznie.

W przypadku procesu półautomatycznego próbki są przytrzymywane przez stopy dociskowe głowicy dociskowej.

Operator uruchamia urządzenie ręcznie, naciskając przycisk Start.

Maszyna zatrzymuje się automatycznie, a operator czyści próbki przed kolejnym etapem przygotowywania lub kontroli.

Eksploatacja maszyny musi być zawsze prowadzona z założoną osłoną chroniącą przed odpryskami.

Zalecamy podłączenie maszyny do układu wyciągowego w celu usunięcia oparów z obszaru roboczego.

W przypadku modeli z pokrywą urządzenie zatrzymuje się, gdy pokrywa zostanie otwarta, chyba że wybrano opcję **Zezwolenie na pracę z otwartą pokrywą**.

W przypadku uruchomienia wyłącznika awaryjnego zasilanie wszystkich ruchomych części zostaje odcięte.

Modele Tegramin-20:

- Z pokrywą
- Bez pokrywy
- Z trzema pompami dozującymi
- Z pokrywą i trzema pompami dozującymi

3.2 Widok ogólny

Widok z przodu



Wymiary



- A Śruba regulacyjna wysokości płytki uchwytu próbek
- **B** Śruba regulacji poziomej



- A Wylot powietrza dla zaworu przełączającego
- B Wlot sprężonego powietrza
- **C** Zawór spustowy filtra wody/oleju w układzie sprężonego powietrza
- **D** Główny wyłącznik
- E Szuflada bezpieczników
- F Złącze zasilania
- G Port USB, do celów serwisowych
- H Przyłącze układu chłodzenia z recyrkulacją
- I Przyłącze zaworu przełączającego

- **J** Gniazdo do podłączenia pokrywy
- K Dopływ wody (przyłącze wody 3/4")
- L Wlot wody (z agregatu chłodniczego z recyrkulacją)
- M Moduł środka OP-S, woda płucząca
- N Rura odprowadzająca wodę
- Uchwyty wężyków układu dozującego
- P Zawór dławiący, woda płucząca po środku OP
- **Q** Zawór wody, pod kątem szlifowania na mokro

Pokrywa



Opcjonalnie dostępna jest pokrywa standardowa.

Gniazdo do podłączenia pokrywy



A Zaślepka

Aby urządzenie mogło działać bez zamontowanej pokrywy, należy zamontować zaślepkę.

3.3 Zatrzymanie awaryjne



OSTRZEŻENIE

Nie używaj wyłącznika awaryjnego do zatrzymywania urządzenia podczas normalnej pracy.

Zanim zwolnisz wyłącznik awaryjny, zbadaj przyczynę jego aktywacji i podejmij konieczne działania naprawcze.



- Aby aktywować zatrzymanie awaryjne, należy nacisnąć czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego.
- Aby zwolnić przycisk zatrzymania awaryjnego, obróć czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego w prawo.

4 Instalacja

4.1 Rozpakuj urządzenie

Uwaga

Zalecamy zachowanie wszystkich oryginalnych opakowań i mocowań do wykorzystania w przyszłości.

Do podniesienia urządzenia z palety potrzebny jest podnośnik i dwa pasy transportowe.



Uwaga Pasy muszą być zatwierdzone do użytku stanowiąc co najmniej dwukrotność masy maszyny.

- 1. Odkręć śruby w podstawie skrzyni.
- 2. Podnieś górną część skrzyni.

3. Zdejmij metalowe wsporniki mocujące urządzenie do palety za pomocą klucza imbusowego 4mm.

4.2 Sprawdź listę wysyłkową

Opcjonalne akcesoria mogą być dołączone do opakowania.

Opakowanie zawiera następujące elementy:

Szt.	Opis	
	Tegramin	
	Modele:	
1	– Bez pokrywy: Zamontowana zaślepka.	
	– Z pokrywą: Zamontowana pokrywa.	
	 Z pompami: Moduły dozujące są zamontowane 	
2	Przewody zasilające	
1	Osłona chroniąca przed odpryskami	
1	Wąż dopływu wody. Średnica: 19 mm (¾"). Długość: 2 m (6,6')	
1	Uszczelka filtra	
1	Pierścień redukcyjny z uszczelką, ¾" to ½"	
1	Wąż odpływu wody. Średnica: 40 mm (1,6"). Długość: 1,5 m (4,9')	
2	Zaciski węża	
1	Złączka układu sprężonego powietrza do wężyka Średnica 6 mm (1/8")	
1	Klucz imbusowy z uchwytem krzyżowym, 6 x 150 mm (0,2 x 6")	
1	Zestaw instrukcji obsługi	

4.3 Podnieś urządzenie



RYZYKO ZMIAŻDŻENIA

Podczas pracy z urządzeniem należy uważać na palce.

Podczas pracy z ciężkimi urządzeniami należy nosić obuwie ochronne.

Waga	
Tegramin-20 bez pokrywy	52,5 kg (116 lb)
Tegramin-20 z pokrywą	58 kg (128 lb)



1. Umieść 2 pasy do podnoszenia pod urządzeniem w taki sposób, aby znajdowały się po zewnętrznej stronie stóp.

Upewnij się, że pasy są wystarczająco długie, aby uniknąć wywierania nacisku na pokrywę (około 3-3,5 m / 10-11,5 ft).



Pasy do podnoszenia na urządzeniu z pokrywą bezpieczeństwa Pasy do podnoszenia na urządzeniu bez pokrywy bezpieczeństwa

- 2. Użyj rozpórki do podnoszenia, aby oddzielić od siebie 2 pasy poniżej punktu podnoszenia.
- 3. Umieść urządzenie na stole warsztatowym.
- 4. Unieś przód urządzenia i ostrożnie ustaw je w odpowiednim miejscu za pomocą rolek.

4.4 Lokalizacja



RYZYKO ZMIAŻDŻENIA

Podczas pracy z urządzeniem należy uważać na palce. Podczas pracy z ciężkimi urządzeniami należy nosić obuwie ochronne.

- 1. Wykręcić śrubę mocującą blokadę transportową na wale stożkowym.
- 2. Nacisnąć czarny przycisk zwalniający i usunąć blokadę transportową.
- Urządzenie musi być umieszczone na bezpiecznym i stabilnym stole o odpowiedniej wysokości roboczej. Stół musi być w stanie utrzymać co najmniej ciężar urządzenia i akcesoriów.



- Urządzenie należy umieścić blisko źródła zasilania elektrycznego, głównego źródła wody i odpływu ścieków.
- Aby ułatwić dostęp serwisantom, należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia.
- Aby przenieść urządzenie, unieś jego przednią część i ostrożnie przesuń go na miejsce za pomocą rolek.
- Urządzenie musi bezpiecznie spoczywać wszystkimi 4 stopami na stole.
- Upewnij się, że za urządzeniem jest wystarczająco dużo miejsca, aby całkowicie otworzyć pokrywę.
- Upewnij się, że za urządzeniem jest wystarczająco dużo miejsca na węże wlotowe i wylotowe.
- Urządzenie musi być eksploatowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub podłączone do systemu wyciągowego.
- Upewnij się, że za urządzeniem jest wystarczająco dużo miejsca na wąż wyciągowy.
- Upewnij się, że po obu stronach urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na tacę na butelki.

Oświetlenie

 Upewnij się, że stanowisko pracy jest odpowiednio oświetlone. Unikaj oślepiających świateł (oślepiających źródeł światła w bezpośrednim polu widzenia operatora) i odbić (źródeł światła).

Do oświetlenia elementów sterujących i innych stref roboczych zalecany jest strumień świetlny wynoszący co najmniej 300 lumenów.

Warunki otoczenia		
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	Działanie 5-40°C (40-105°F)
		Przechowywanie: 0-60°C (32- 140°F)
	Wilgotność	Działanie 35-85% wilgotności względnej bez kondensacji
		Przechowywanie: 0-90% wilgotności względnej bez kondensacji

4.5 Zasilanie



OSTRZEŻENIE

Wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i odczekaj 5 minut przed demontażem urządzenia lub zamontowaniem dodatkowych elementów.



ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE

Przed zainstalowaniem urządzeń elektrycznych należy wyłączyć zasilanie elektryczne.

Urządzenie musi być uziemione.

Upewnij się, że rzeczywiste napięcie zasilania elektrycznego odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić obwód elektryczny.



Uwaga

W krajach z zasilaniem elektrycznym 110 V wymagany jest transformator automatyczny.

Dane dotyczące układów elektrycznych		
	Napięcie/częstotliwość	200–240 V (50–60 Hz)
	Moc, wlot	1-fazowe (N+L1+PE) lub 2-fazowe (L1+L2+PE)
		Instalacja elektryczna musi być zgodna z "kategorią II instalacji"
Zecilerie	Moc, nominalne obciążenie	680 W
Zasitanie	Moc, pusty załadunek	9 W
	Prąd, obciążenie nominalne	3,4 A
	Prąd, maksymalne obciążenie	6,3 A
	Natężenie prądu przy największym obciążeniu	1,85 A

Gniazdo zasilania

Gniazdo zasilania elektrycznego musi być łatwo dostępne. Gniazdo zasilania elektrycznego musi znajdować się na wysokości od 0,6 m do 1,9 m / od 2½" do 6' nad poziomem podłoża. Zaleca się nie więcej niż 1,7 m / 5' 6".



Uwaga

Urządzenie jest dostarczane z 2 rodzajami kabli zasilających. Jeśli wtyczka dostarczana na tych kablach nie jest dopuszczona do użytku w danym kraju, należy ją wymienić na zatwierdzoną wtyczkę.

4.5.1 Zasilanie jednofazowe

Zasilanie jednofazowe

Wtyczka 2-stykowa (European Schuko) jest przeznaczona do stosowania w jednofazowych połączeniach zasilania elektrycznego.



Przewody muszą być podłączone w następujący sposób:

Żółty/Zielony	Uziemienie
Brązowy	Przewód (pod napięciem)
Niebieski	Neutralny

4.5.2 Zasilanie 2-fazowe

Wtyczka 3-stykowa (Ameryka Północna NEMA) jest przeznaczona do stosowania w 2-fazowych połączeniach zasilania elektrycznego.

Przewody muszą być podłączone w następujący sposób:

Zielony	Uziemienie
Czarny	Przewód (pod napięciem)
Biały	Przewód (pod napięciem)

4.5.3 Podłączenie do urządzenia

- Podłącz kabel zasilający do urządzenia (złącze C14 IEC 320).
- Podłącz kabel do zasilania elektrycznego.

4.6 Dopływ i odpływ wody

Woda do szlifowania na mokro jest dostarczana z głównego źródła wody lub z zamkniętego układu chłodzenia (opcja).

4.6.1 Podłącz urządzenie do zasilania wodnego



Uwaga

Zasilanie zimną wodą musi mieć ciśnienie w zakresie: 1-10 barów (14,5-145 psi)



Wskazówka:

Nowe instalacje przewodów wodnych:

Przed podłączeniem urządzenia do sieci wodociągowej, pozostaw płynącą wodę na kilka minut, aby wypłukać wszelkie zanieczyszczenia z rury.

Podłączanie węża dopływu wody

Podłącz końcówkę węża dopływu wody pod kątem 90° do wlotu wody z tyłu urządzenia:

- 1. Włóż uszczelkę filtra do nakrętki łączącej płaską stroną do węża dopływu wody.
- 2. Mocno dokręć nakrętkę łączącą.

Podłącz prosty koniec węża dopływu wody do kranu dopływu wody zimnej:

- 1. W razie potrzeby podłącz redukcje z uszczelką do kranu dopływu wody.
- 2. Mocno dokręć nakrętkę łączącą.

4.6.2 Podłącz urządzenie do odpływu ścieków

Uwaga

- 1. Podłącz kolanko do rury odpływowej ścieków.
- Podłącz wąż odprowadzający ścieki do kolanka. W razie potrzeby nasmaruj smarem lub mydłem, aby ułatwić wsunięcie rury do węża. Za pomocą zacisku do węży przymocuj wąż do rury.
- Poprowadź drugi koniec węża odpływowego do odpływu ścieków.W razie potrzeby skróć wąż.



Upewnij się, że wąż odprowadzający wodę ściekową jest na całej długości Upewnij się, że w wężu odpływowym nie ma żadnych ostrych zagięć.

4.6.3 Montaż zaworu przełączającego - Opcjonalnie

- 1. Zamontuj wąż odpływu do rury odpływowej w urządzeniu.
- 2. Zamontuj drugi koniec węża wylotowego wody na rurze oznaczonej **From Tegramin** na zaworze przełączającym.
- 3. Zamontuj wąż o długości 1,5 m (5 ft) na rurze oznaczonej **Cooli** i poprowadź jego przeciwległy koniec do agregatu chłodniczego z recyrkulacją.
- 4. Przymocuj wąż za pomocą opaski zaciskowej.
- 5. Zamontuj drugi odcinek węża o długości 1,5 m (5 ft) na rurze oznaczonej **Drain** i umieść drugi koniec węża w odpływie.
- 6. Przymocuj wąż za pomocą opaski zaciskowej.
- 7. Podłącz wąż sprężonego powietrza do wlotu sprężonego powietrza w urządzeniu, a drugi koniec do zaworu przełączającego oznaczonego **Connect to Tegramin**.
- 8. Podłącz wtyczkę do gniazda z tyłu urządzenia oznaczonego Shift valve.



Uwaga

Upewnij się, że wąż odprowadzający wodę ściekową jest na całej długości nachylony w dół w kierunku odpływu. Upewnij się, że w wężu odpływowym nie ma żadnych ostrych zagięć. W razie potrzeby skróć waż.

4.6.4 Regulacja przepływu wody



- A Zawór dławiący, woda płucząca po B Zawór wodny środku OP
- Przepływ wody chłodzącej podczas szlifowania można regulować za pomocą zaworu wody.
- Użyj zaworów dławiących, aby wyregulować przepływ wody do chłodzenia tarczy i płukania po OP.

4.7 Zespół recyrkulacyjny

Aby zapewnić optymalne chłodzenie, należy podłączyć urządzenie do zespołu recyrkulacyjnego.



ZAGROŻENIE ELEKTRYCZNE

Pompa układu chłodzenia w obiegu zamkniętym, musi być uziemiona. Upewnij się, że napięcie zasilania elektrycznego odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej pompy. Niewłaściwe napięcie może uszkodzić obwód elektryczny.



Uwaga

Przed podłączeniem urządzenia recyrkulacyjnego do urządzenia należy przygotować je do użycia. Patrz instrukcja obsługi tego urządzenia.

Uwaga

Po podłączeniu urządzenia zarówno do zasilania wodnego, jak i układu chłodzenia z recyrkulacją, należy również zainstalować zawór przełączający odpływu.

W przeciwnym razie może dojść do opróżnienia lub przepełnienia agregatu chłodniczego z recyrkulacją.

4.7.1 Podłączanie układu chłodzenia z funkcją recyrkulacji do wlotu wody

W celu podłączenia układu chłodzenia z funkcją recyrkulacji należy wykonać następujące czynności:

- 1. Założyć żółtą zatyczkę (dostarczoną) na dopływ wody do głównego źródła wody.
- 2. Zdejmij szybkozłączkę z jednego końca węża dostarczonego z pompą.
- Nasuń zacisk węża na wąż i podłącz do wlotu wody recyrkulacyjnej z tyłu urządzenia. Dokręć obejmę przewodu.



4. Podłącz szybkozłączkę na drugim końcu węża wlotowego bezpośrednio do wylotu pompy układu chłodzenia.

4.7.2 Podłączanie układu chłodzenia z funkcją recyrkulacji do wylotu wody





- 1. Podłącz wąż odpływu do rury odpływowej. Zamocuj wąż za pomocą zacisku.
- 2. Drugi koniec węża poprowadź do otworu montażowego we wsporniku filtra statycznego.
- 3. Upewnij się, że wąż odprowadzający wodę ściekową jest na całej długości nachylony w dół w kierunku odpływu.W razie potrzeby skróć wąż.

4.7.3 Podłączanie kabla komunikacyjnego

 Podłącz kabel komunikacyjny ze skrzynki sterującej urządzenia chłodzącego z funkcją recyrkulacji do gniazda z tyłu urządzenia.

4.8 Sprężone powietrze



Uwaga

Urządzenie wymaga ciągłego przepływu sprężonego powietrza przez zawór regulatora. Słaby, syczący dźwięk nie oznacza wycieku powietrza w układzie.



- 1. Zamontuj element łączący na wężu sprężonego powietrza.
- 2. Zabezpiecz element łączący za pomocą dostarczonego zacisku węża.
- 3. Podłącz wąż zasilania sprężonym powietrzem do szybkozłączki.
- 4. Podłącz drugi koniec węża do wlotu sprężonego powietrza w urządzeniu.

Uwaga

Ciśnienie powietrza musi wynosić 6-10 barów (87-145 psi). Przepływ powietrza musi wynosić 3,5-4,0 l/min (0,9-1,1 gal/min). Zalecana jakość powietrza: Dostarczane powietrze musi być klasy 5.6.4. lub wyższej, zgodnie z wymogami normy ISO 8573-1.

4.9 Zewnętrzny układ wyciągowy

Dla Tegramin wyłącznie z pokrywą



OSTRZEŻENIE W przypadku stosowania zawiesin lub środków smarnych na bazie alkoholu należy podłączyć system wyciągu.

Podłącz rurę o średnicy 50 mm (2") do wylotu z tyłu urządzenia, na wsporniku pokrywy i podłącz ją do systemu wyciągu.

Minimalna wydajność:50 m³/h (1766 ft³/h) przy 0 mm (0") słupa wody.

4.10 Montaż modułów dozujących



PRZESTROGA

W przypadku pracy z materiałami eksploatacyjnymi na bazie alkoholu, należy wymienić wężyki na silikonowe dostarczone wraz z DP modułem dozującym. Patrz Zmień rurki **~** 69.

- 1. Zdejmij osłony.
- Wsuń moduły dozujące w odpowiednie miejsca z tyłu urządzenia, jak pokazano na poniższej ilustracji.
- 3. Przymocuj moduły dołączonymi śrubami.
- Podłącz krótki odcinek wężyka pod kątem 90°, a przezroczysty wężyk do złączy z tyłu urządzenia.
- 5. Poprowadź długie rurki od pomp do butelek z lubrykantem / zawiesiną i podłącz je do złącza na górze butelki.



A Uchwyty na wężyki

6. Umieść wężyki w uchwycie na wężyki.

Dozowanie środka OP



A Przyłącze wody do płukania po środku OP

B Zamknięcie

Aby zamontować moduł z pompą OP:

- 1. Docisnąć pierścień złącza do środka i usunąć niebieskie zatyczki z przyłącza wody do płukania po środku OP.
- 2. Poprowadź wężyk od pompy OP (Pump No. 7).
- 3. Wciśnij pierścień złącza do środka.
- 4. Włóż wężyk do złącza.



Wskazówka: Wężyki z modułów dozowania 2 DP są opatrzone numerem 1/3 lub 2/4. W zależności od umiejscowienia modułów dozujących należy usunąć niezgodne numery na obu końcach wężyka.

4.11 Montaż tarczy do preparatyki



PRZESTROGA

Upewnij się, że MD-Disc jest całkowicie suchy przed zamontowaniem powierzchni MD. Użyj szmatki, aby osuszyć MD-Disc.



Uwaga

Upewnij się, że zagłębienie znajdujące się pod dyskiem oraz stożek mocujący są czyste.

Upewnij się, że wkładka misy jest czysta, a odpływ prawidłowo umiejscowiony.

Procedura

 Ostrożnie umieścić dysk na trzpieniu prowadzącym.Powoli obracaj, aż do bezpiecznego zablokowania.

4.12 Hałas

Informacje na temat wartości poziomu ciśnienia akustycznego można znaleźć w tej sekcji: Dane techniczne ► 87.



PRZESTROGA

Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Używaj ochronników słuchu, jeśli narażenie na hałas przekracza poziomy określone przez lokalne przepisy.

Jak radzić sobie z hałasem roboczym podczas działania

Różne materiały mają różne parametry akustyczne.

Preparatyka ręczna	Aby zmniejszyć hałas, należy zmniejszyć siłę, z jaką próbka jest dociskana do powierzchni dysku. Czas procesu może się wydłużyć.
Preparatyka półautomatyczna	Aby obniżyć poziom hałasu, zmniejsz prędkość obrotową i/lub siłę, z jaką próbki są dociskane do powierzchni dysku. Czas procesu może się wydłużyć.

5 Transport i przechowywanie

Jeśli po instalacji konieczne jest przeniesienie lub przechowywanie urządzenia, należy postępować zgodnie z kilkoma wytycznymi.

- Przed transportem należy bezpiecznie zapakować urządzenie.Niedostateczne opakowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.Skontaktuj się z serwisem Struers.
- Zalecamy używanie oryginalnych opakowań i mocowań.

5.1 Transport

- 1. Dokładnie wyczyść urządzenie i wszystkie akcesoria.
- 2. Odłącz doprowadzanie zawiesin/lubrykantów oraz upewnij się, że wężyki są puste.
- 3. Zdjąć tarczę przygotowującą.
- 4. Umieść uchwyt transportowy głowicy przenośnika i zabezpiecz go śrubą.
- 5. Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.
- 6. Odłącz dopływ i odpływ wody.
- 7. Odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
- 8. Odłącz system chłodzenia, jeśli jest zainstalowany. Patrz instrukcja obsługi danego urządzenia.
- 9. Umieść ściereczkę w misce, aby zebrać pozostałą wodę (jeśli jest obecna).
- 10. Zdejmij osłonę przeciwrozbryzgową, dysk i wkładkę misy.
- 11. Do podniesienia urządzenia należy użyć podnośnika i dwóch pasów do podnoszenia.
- 12. Umieść pasy pod urządzeniem w taki sposób, aby znajdowały się po zewnętrznej stronie stóp.
- 13. Ułóż pasy i rozpórkę do podnoszenia zgodnie z opisem w sekcji Podnieś urządzenie > 18.
- 14. Ustawić maszynę w nowym miejscu.

5.2 Długotrwałe przechowywanie lub transport



Uwaga

Zalecamy zachowanie wszystkich oryginalnych opakowań i mocowań do wykorzystania w przyszłości.

- Informacje na temat przygotowania urządzenia do transportu można znaleźć w, patrz także. Transport > 30.
- Umieść urządzenie i akcesoria w oryginalnym opakowaniu.
- Przymocuj pudełka do palety za pomocą pasów.

W nowej lokalizacji

W nowej lokalizacji sprawdzić, czy dostępne są odpowiednie instalacje.

6 Konfiguracja

6.1 Przygotowanie urządzenia

6.1.1 Funkcje panelu sterowania



PRZESTROGA

Podczas pracy nie zbliżać się do obracających się części.



PRZESTROGA

Podczas pracy przy urządzeniach z obracającymi się częściami należy uważać, aby odzież i/lub włosy nie zostały pochwycone przez obracające się części.



Lubrykant



Sterowanie ręczne

- Naciśnij przycisk, aby dozować lubrykant.
- Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać podawanie lubrykantu.

Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy zainstalowany jest moduł dozujący.

Ścierny

Sterowanie ręczne



- Naciśnij przycisk, aby dozować zawiesinę diamentową.
- Aby zatrzymać dozowanie zawiesiny diamentowej, naciśnij przycisk ponownie.

Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy zainstalowany jest moduł dozujący.



Obniżanie/podnoszenie

Opuszcza i podnosi głowicę dociskową.

Obróć

Obraca płytkę uchwytu próbek.



Wybór języka przy pierwszym uruchomieniu.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlony monit o wybranie języka. Użyj pokrętła wielofunkcyjnego, aby wybrać język i zaakceptować zmiany.

Select language
English
Deutsch
Français
Español
日本語
中文

Ustaw datę i godzinę.

Użyj pokrętła wielofunkcyjnego, aby wybrać i ustawić datę i godzinę.

6.1.2

Adjust Date	Adjust Time
<mark>2010</mark> – 06 – 18 Save & Exit	12:00:00 Save & Exit
Esc Cancel	Esc Cancel

Wybierz Save & Exit (Zapisz i wyjdź), aby powrócić do Main menu (Menu główne).

6.1.3 Wyświetlacz

Po włączeniu urządzenia wyświetlacz pokazuje konfigurację i wersję oprogramowania.

Po uruchomieniu, na wyświetlaczu pojawi się widok wyświetlany jako ostatni przed wyłączeniem urządzenia.

Wyświetlacz jest podzielony na dwa główne obszary:



- A Nagłówek: Ten obszar pokazuje, na którym poziomie oprogramowania się znajdujesz.
- **B** Pola informacyjne: Ten obszar informuje o wszelkich parametrach i wartościach powiązanych z procesem wskazanym w nagłówku.

Nawigacja na wyświetlaczu

Do nawigacji po wyświetlaczu służą przyciski na panelu sterowania.

Patrz Funkcje panelu sterowania > 31.

6.1.4 Sygnały dźwiękowe

Dźwięk	Opis
Krótki dźwięk	Krótki sygnał dźwiękowy po naciśnięciu przycisku oznacza potwierdzenie wyboru.
	Można włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy: wybierz Configuration (Konfiguracja).
Długi dźwięk	Długi sygnał dźwiękowy po naciśnięciu przycisku oznacza, że klawisz nie może być aktywowany w danym momencie.
	Nie można wyłączyć tego sygnału dźwiękowego.

6.1.5 Edytuj wartości

Edytuj wartości liczbowe

Options	
Option item	Settings
Display brightness:	100 7/
Operation mode:	Configuration
Auto continue mode:	Off
Keyboard sound:	On
Language:	English
Grinding water source:	Recirculation
Level measuring in bottles:	Yes
Default value	

1. Obróć pokrętło, aby wybrać wartość, którą chcesz zmienić.

Options	
Option item	Settinos
Display brightness:	100 🔷
Operation mode:	Configuration
Auto continue mode:	Off
Keyboard sound:	On
Language:	English
Grinding water source:	Recirculation
Level measuring in bottles:	Yes
	L
Default value	.

2. Naciśnij pokrętło, aby edytować wartość. Wokół wartości pojawi się pole przewijania.



Uwaga Jeśli dostępne są tylko dwie opcje, wyskakujące pole nie jest wyświetlane. Naciśnięcie pokrętła (Potwierdź) umożliwia przełączanie między tymi dwiema opcjami.

- 3. Obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość liczbową (lub aby przełączać się między dwiema opcjami).
- 4. Naciśnij pokrętło, aby zaakceptować nową wartość. Jeśli naciśniesz Esc, zmiany zostaną cofnięte do pierwotnej wartości.

Edytuj wartości alfanumeryczne

Options	
Option item	Settings
Display brightness:	100 %
Operation mode:	Configuration
Auto continue mode:	Off
Keyboard sound:	On
Language:	English
Grinding water source:	Recirculation
Level measuring in bottles:	Yes
Default value	

1. Obróć pokrętło, aby wybrać wartość tekstową, którą chcesz zmienić.
| Options | |
|-----------------------------|---------------|
| Option item | Settings |
| Display brightness: | 100 % |
| Operation mode: | Configuration |
| Auto continue mode: | Off |
| Keyboard sound: | Off |
| Language: | English |
| Grinding water source: | Tap water |
| Level measuring in bottles: | Yes |
| Default value | |

2. Naciskaj pokrętło, aby przełączać się między 2 opcjami.



Uwaga

Jeśli dostępne są więcej niż dwie opcje, zostanie wyświetlone wyskakujące pole. Obróć pokrętło, aby wybrać właściwą opcję.

3. Naciśnij Esc, aby zaakceptować opcję i wrócić do poprzedniego menu lub obróć pokrętło, aby wybrać i edytować inne opcje w menu.

6.2 Zmiana języka

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Configuration (Konfiguracja).
- 2. Wybierz **Options** (Opcje).
- 3. Wybierz Language (Język).

Options	
Option item	Settings
Display brightness:	100 %
Operation mode:	Configuration
Auto continue mode:	Off
Keyboard sound:	On
Language:	English
Grinding water source:	Recirculation
Level measuring in bottles:	Yes
Default value	~ ~

4. Naciśnij pokrętło, aby otworzyć menu wyboru języka.



- 5. Wybierz język, którego chcesz użyć.
- 6. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór.
- 7. Naciśnij Esc, aby powrócić do menu Configuration (Konfiguracja).

6.3 Zmień ustawienia

W razie potrzeby możesz zmienić kilka ustawień, takich jak **Display brightness** (Jasność wyświetlacza) lub **Keyboard sound** (Dźwięk klawiatury).

Procedura

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Configuration (Konfiguracja).
- 2. Wybierz **Options** (Opcje).
- 3. Zmień dowolne ustawienie według potrzeb.
- 4. Naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór.
- 5. Naciśnij Esc, aby powrócić do menu Configuration (Konfiguracja).

6.4 Tryb pracy

W trybie pracy możesz wybrać spośród 3 różnych poziomów użytkownika:

- Production (Produkcja): Możesz wybierać i wyświetlać metody, ale nie możesz ich edytować.
- Development (Tworzenie): Możesz wybierać, wyświetlać i edytować metody.
- **Configuration** (Konfiguracja): Możesz wybierać, wyświetlać i edytować metody. Możesz także skonfigurować butelki.

Zmiana trybu działania

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Configuration (Konfiguracja).
- 2. Wybierz **Options** (Opcje).

- 3. Wybierz **Operation mode** (Tryb pracy).
- 4. Wybierz **Pass code** (Kod bezpieczeństwa).



- 5. Użyj klawiszy F1 i F2, aby przesuwać się od lewej do prawej, a pokrętła, aby zmienić cyfry.
- Wprowadź aktualny kod bezpieczeństwa.
 Domyślny kod bezpieczeństwa to 2750.
- 7. Zmień kod bezpieczeństwa na własny.

Select operation mode
Production Development
Configuration

- 8. Naciśnij pokrętło, aby wybrać **Configuration** (Konfiguracja).
- 9. Wybierz żądane ustawienie **Operation mode** (Tryb pracy).
- 10. Naciśnij pokrętło, aby zapisać ustawienia.

6.5 Nowy kod bezpieczeństwa

Aby utworzyć nowy kod bezpieczeństwa:

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Configuration (Konfiguracja).
- 2. Wybierz **Options** (Opcje).
- 3. Wybierz **Operation mode** (Tryb pracy).

0	Operat		
Option it	Operation mode:	Configuration	tings
Display bi	Pass code:		100 %
Operation			ation
Auto cont			Off
Keyboard			On
Language:			nglish
Grinding v			vater
Level mea			Yes
Dofault u	3		
	dluc 🗸		T

4. Wybierz **Pass code** (Kod bezpieczeństwa).



Uwaga

Możesz wykonać 5 prób wprowadzenia właściwego kodu bezpieczeństwa, następnie urządzenie zostanie zablokowane. Uruchom ponownie urządzenie i wprowadź prawidłowy kod bezpieczeństwa.



Wskazówka:

Zanotuj nowy kod bezpieczeństwa.

6.6 Konfiguracja butelki

Musisz skonfigurować butelki z lubrykantami i zawiesinami zanim zaczniesz używać urządzenia.

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Configuration (Konfiguracja).
- 2. Wybierz Bottle configuration (Konfiguracja butelki).



Liczba możliwości konfiguracji zależy od liczby pomp zainstalowanych w urządzeniu (1 - 7).

- 3. Wybierz pierwszą butelkę za pomocą pokrętła.
- 4. Naciśnij pokrętło, aby przełączyć się między **Suspension** (Zawiesina), **Lubricant** (Lubrykant) lub **None** (Brak) (jeśli nie jest podłączona butelka dozująca).

	Bottle co	nfiguration	
No.	Susp./Lub.	Туре	Remaining
1	Suspension	DP-Suspension, P 15 µm	200-250ml
2	None		Disabled
3	None		Disabled
4	None		Disabled
5	None		Disabled
6	None		Disabled
7	None		Disabled
	V	V V	

5. Wybierz odpowiedni materiał eksploatacyjny i obróć pokrętło, aby wybrać **Type** (Typ).



- 6. Wybierz rodzaj materiału eksploatacyjnego, którego używasz.
- 7. Naciśnij pokrętło, aby zapisać wybór.
- 8. Obróć pokrętło, aby uzyskać dostęp do menu Remaining (Pozostały).

	Bottle	configuration	
No. 1 2 3 4 5 6 7	Suspension None None None None None None	Please estimate remaining volume 0-50ml 50-100ml 100-150ml 150-200ml 200-250ml 250-300ml	Remaining 0-50ml Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled
	~	~ ~	-

9. Wybierz wartość odzwierciedlającą pozostały wolumen i naciśnij pokrętło, aby zapisać ustawienie.

Ta funkcja wymaga, aby funkcja **Level measuring in bottles** (Pomiar poziomu w butelkach) była ustawiona na **Yes** (Tak) w menu **Options** (Opcje), w obszarze **Configuration** (Konfiguracja).

Ilość zawiesiny lub lubrykantu wykorzystywanych podczas preparatyki jest automatycznie obliczana i odejmowana od pozostałej objętości w każdej butelce. Gdy obliczona objętość stanie się zbyt niska, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

	Bottle configuration				
No.	Susp./Lub.	Туре	Remaining		
1	Suspension	DiaPro All/Lar.	400-450ml		
2	Suspension	DiaPro Largo	350-400ml		
3	Suspension	DiaPro Plus	450-500ml		
4	Suspension	DiaPro Nap-B	250-300ml		
5	Suspension	DP-Suspension, P 🌡 µm	350-400ml		
6	Lubricant	DP-Lubricant, Blue	350-400ml		
7	Suspension	OP-S	850-900ml		
	~		~		

- 10. Powtórz procedurę dla pozostałych pomp.
- 11. Naciskaj klawisz Esc, aż powrócisz do Main menu (Menu główne).

6.7 Konfiguracja procesu preparatyki

6.7.1 Wybierz tryb preparatyki

Wybór trybów preparatyki możliwy jest z poziomu Main menu (Menu główne):

- Single specimen methods (Metody dla pojedynczej próbki)
- Manual preparation (Preparatyka ręczna) (niedostępne dla Tegramin z pokrywą zabezpieczającą).



Wybierz tryb preparatyki i naciśnij pokrętło.

Method groups	_	÷
🏘 Struers Metalog Guide		
Group 01		
New group		
	Delete	Rename

- Metody można organizować w grupy zdefiniowane przez użytkownika.
- Każda grupa może zawierać do 20 różnych metod przygotowywania.
- Każda metoda może składać się z maks. 10 kroków.

Zawartość grup metod jest identyczna, niezależnie od tego, czy wybierzesz **Specimen holder methods** (Metody mocowania próbek) czy **Single specimen methods** (Metody dla pojedynczej próbki).

Grupa metod lub metoda utworzona w ramach jednego wyboru jest automatycznie tworzona również w drugim wyborze.

Wszystkie parametry metody są początkowo takie same podczas tworzenia metody, z wyjątkiem siły. Zależność pomiędzy siłą pojedynczej próbki a siłą uchwytu na próbki wynosi 1 do 6, tj. 30 N w trybie pojedynczej próbki będzie wynosić 180 N w trybie uchwytu na próbki i odwrotnie.

Jednak w przypadku późniejszej zmiany parametru metody, takiego jak czas lub siła, druga metoda nie zostanie zaktualizowana o nowe wartości. Pozwoli to na indywidualne modyfikacje ze względu na wielkość i/lub liczbę próbek.

Jeśli w metodzie zostanie zmieniona powierzchnia preparatyki lub zawiesina, zostanie to odzwierciedlone w drugiej metodzie.

6.7.2 Wybór metody preparatyki

1. Otwórz menu Single specimen methods (Metody dla pojedynczej próbki).

الم الم الم

Single specimen methods (Metody dla pojedynczej próbki)



Wskazówka:

Mała ikona w prawym górnym rogu wskazuje wybrany typ metody.

Method groups	_	÷
🏘 Struers Metalog Guide		
New group		

2. Wybierz grupę metod.



3. Wybierz metodę.

F	🍂 Struers Meta	alog Guide		+
	📙 🔂 Method A	: MgAl; CuZn		
	Surface	Suspension	Lub.	Time/pm
1	SiC-Pap. #320		Water	1:00 min
2	Largo	DiaP. All/Lar.		3:00 min
3	Mol	DiaP. Mol		5:00 min
4	Chem	0P-U		1:00 min
5	New step			
C	opy step 🛛 🗎	Insert step	Delete step	Save functions

4. Wybierz metodę preparatyki.

6.7.3 Utwórz metodę preparatyki

Utwórz grupę metod

1. W menu **Method groups** (Grupy metod) użyj pokrętła, aby wybrać grupę metod.



2. Wybierz **New method** (Nowa metoda).

F	New group	bd		+
	Surface	Suspension	Lub.	Time/µm
1	New step			
				Save functions

3. Wybierz New step (Nowy krok).

New group New method Step No. 1 (New)	
Surface & Dosing MD-Piano 220 Water	al On
💶 40 N	🕘 3:00 min
Rotation speed & Direction S00 rpm 🛃 150 rpm	S Co-rotation
Previous step Next step	New step Save functions

Ustawienia domyślne typowego procesu preparatyki zostały już wybrane:

- **Step No. 1** (Krok nr 1) to etap szlifowania wstępnego.
- **Step No. 2** (Krok nr 2) to etap szlifowania dokładnego
- **Step No. 3** (Krok nr 3) to etap polerowania.

└── New group └── New metho └── <mark>Step</mark>	od o No. 1 (New)		
Surface & Dosi OMD-Piano 220	ng Vater		.al On
40 🗢	1	2:00 min	
Rotation speed	& Direction	🔄 Co-rotatio	n
Previous step	Next step	New step	Save functions

- 4. Wybierz parametr, który chcesz edytować.
- 5. Użyj pokrętła, aby edytować ustawienie i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić nowe ustawienie, lub naciśnij klawisz Esc, aby odrzucić zmiany.



Wskazówka:

Gwiazdka (*) obok nazwy metody wskazuje, że wprowadzono zmianę.

└── New group └── New method ★ └── Step No. 2 (New)		
Surface & Dosing	ro All/Lar. 🗾 2	/5
모 40 N	🕘 4:30 min	
Rotation speed & Direction State 150 rpm	🔄 Co-rotation	
Previous step Next step	New step Save fund	tions

6. Naciśnij klawisz F3 **New step** (Nowy krok).



Uwaga Przycisk F3 **New step** (Nowy krok) jest dostępny dopiero po co najmniej jednej modyfikacji bieżącego kroku preparatyki.

└── New group └── New method * └── Step No. 2 (New)	
Surface & Dosing	iaPro All/Lar. 🗾 2 / 5
🛂 40 N	🕘 4:30 min
Rotation speed & Direction	Save functions
Previous step Next step	Save method as

- 7. Po utworzeniu i modyfikacji wszystkich niezbędnych kroków preparatyki, naciśnij klawisz F4 **Save** (Zapisz).
- 8. Wybierz **Save method** (Zapisz metodę), aby zapisać metodę pod bieżącą nazwą i grupą metod. Alternatywnie wybierz **Save method as** (Zapisz metodę jako) i określ nową grupę metod i nową nazwę metody.

Wskazówka:

E

Możesz stworzyć całą metodę przygotowania krok po kroku. Jednak łatwiejsze jest zmodyfikowanie istniejącej metody.

Wszystkie istniejące metody preparatyki, w tym metody **Struers Metalog Guide**, mogą być modyfikowane.

6.7.4 Modyfikacja metody preparatyki

- 1. Wybierz metodę preparatyki, którą chcesz zmodyfikować.
- 2. Zapoznaj się z różnymi etapami preparatyki i dokonaj niezbędnych zmian.



Text editor	
Current text: New Edited text: Me t P	method nod 01
ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmnop 0123456789+-*/., ÀÁÂÃĂÇÐÞÈÉÊËÌÍÎÏ àáâãăçðÞèéêëìíîï	QRSTUYWXYZÆØÅ&#_ qrstuvwxyzæøåµ@\ :;=()<>[]{>'"!?% ÑÒÓÔÕÖŠÙÚÛÜÝŸŽŒß ñòóôõöšùúûüýÿžœf
Rename method, or accept s	uggested name.
↓ ↑	Delete Accept text

3. Naciśnij F4 **Save functions** (Funkcje zapisu) i wybierz **Save method as** (Zapisz metodę jako), aby zapisać metodę pod inną nazwą i w razie potrzeby w innej grupie.

6.7.5 Ustawienie poziomów dozowania

W przypadku użycia zawiesin i/lub lubrykantów w kroku preparatyki, należy najpierw wybrać typ zawiesiny lub lubrykantu, a następnie poziom dozowania.

Group 01	🚰 DP-Suspension, Ρ 9 μm 🛒 DP-Lubricant, Blue	A 2 / 5 B 2 / 8
50 N	🕘 3:00 min	
Rotation speed & Dire	etion) rpm 🛛 🔄 Co-rotation	
Previous step Next	step New step Sa	ve functions
Dozowanie wstepne	B	Dozowanie

Dozowanie wstępne

Α

Dozowanie wstępne to ilość zawiesiny lub lubrykantu nakładana na powierzchnię przed rozpoczęciem właściwego etapu preparatyki. Parametr ten można ustawić w zakresie: 0 -10.

Ma to na celu lubrykację powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń, które mogłyby powstać w wyniku obróbki próbek na suchej powierzchni.

Ustaw wartości na podstawie częstotliwości użycia i typu powierzchni. Użyj niższego ustawienia dla często używanych powierzchni i wyższej wartości dla powierzchni używanych tylko raz na jakiś czas.

Dozowanie

Poziom dozowania utrzymywany jest przez cały czas trwania procesu preparatyki. Parametr ten można ustawić w zakresie: 0 - 20.

Ustaw ten parametr zgodnie z typem powierzchni. Miękkie, włosowe sukna polerskie wymagają większej ilości lubrykantu niż twarde, płaskie sukna lub tarcze do szlifowania dokładnego. Tarcze do szlifowania dokładnego wymagają niższego poziomu dozowania materiału ściernego niż sukna do polerowania.

6.7.6 Blokowanie i odblokowywanie metody preparatyki

Aby uniknąć przypadkowej zmiany lub przypadkowego usunięcia, metodę preparatyki można zablokować.

- 1. Otwórz menu Method groups (Grupy metod).
- 2. Wybierz metodę, którą chcesz zablokować.
- 3. Naciśnij klawisz F1 **Change status** (Zmień status).



4. Nacisnąć pokrętło, aby zablokować metodę. Zielona otwarta kłódka zostanie zastąpiona czerwoną zamkniętą kłódką.

Method groups Group 01		=======================================
Method 01		
New method		
Change status	Delete	Rename

Symbol blokady znajdujący się przed nazwą metody uległ zmianie i wskazuje na zablokowanie metody. Metoda może nadal być modyfikowana, ale podczas zapisywania zmian można wybrać jedynie opcję **Save method as** (Zapisz metodę jako).

6.8 Resetowanie funkcji

W razie potrzeby zresetowanie niektórych funkcji do ustawień fabrycznych odbywa się za pomocą menu **Reset functions** (Resetowanie funkcji). Na przykład podczas wymiany modułów dozujących, które mają inną konfigurację pomp (np. montaż modułu dozującego z pompą 1 DP w miejsce modułu dozującego 2 DP).

1. W Main menu (Menu główne), wybierz Maintenance (Konserwacja).

Maintenance
🚀 Cleaning of tubes
⚠_ Cleaning of bowl
💭 Cleaning of specimen mover head
🔨 Calibration and adjustments
Reset functions
1 Service information

2. Wybierz Reset functions (Resetowanie funkcji).



W menu **Reset functions** (Resetowanie funkcji) dostępne są następujące opcje:

- Reset methods (Resetowanie metod)
- Reset configuration (Resetuj konfigurację)

6.8.1 Resetowanie metod

Na ekranie **Reset methods** (Resetowanie metod) dostępne są 2 różne opcje:



- **Reset methods in one group** (Resetowanie metod w jednej grupie)
- **Reset methods in all groups** (Resetowanie metod we wszystkich grupach)

Wybierz funkcję, którą chcesz zresetować.



Uwaga

Jeśli zresetujesz metody, zostaną one usunięte i nie będzie można ich przywrócić.

6.8.2 Resetowanie konfiguracji

Aby zresetować dane konfiguracyjne do parametrów domyślnych:



- 1. Wybierz **Reset configuration** (Resetuj konfigurację).
- 2. Ponownie uruchom urządzenie.
- 3. Skonfiguruj ponownie ustawienia.



Uwaga

Musisz wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie przed zresetowaniem danych konfiguracyjnych.

Wskazówka:

Zalecamy zapisanie własnych niestandardowych ustawień w polu **Options** (Opcje) lub **Bottle configuration** (Konfiguracja butelki) przed zresetowaniem konfiguracji.

7 Obsługa urządzenia

7.1 Rozpoczęcie procesu preparatyki



OSTRZEŻENIE

Operator musi zapoznać się ze środkami ostrożności i instrukcją obsługi, a także z odpowiednimi rozdziałami instrukcji obsługi wszystkich podłączonych urządzeń i akcesoriów.



OSTRZEŻENIE

Gdy dysk się obraca, należy upewnić się, że ręce nie dotykają krawędzi ani miski.



PRZESTROGA

Zawsze używaj okularów, rękawic i innej zalecanej odzieży ochronnej.

Tegramin bez pokrywy

- 1. Wybierz metodę.
- 2. Naciśnij przycisk Start.

Tegramin z pokrywą

- 1. Wybierz metodę.
- 2. Zamknij pokrywę.
- 3. Naciśnij przycisk Start.

7.2 Zatrzymanie procesu

Proces zatrzyma się automatycznie po upływie ustawionego czasu preparatyki.

Aby zatrzymać proces przed upływem ustawionego czasu preparatyki, naciśnij przycisk Stop.

7.3 Funkcja suszenia dysku

Użyj wbudowanej funkcji wirowania:

- aby usunąć wodę z SiC Foil / SiC Paper przed jej usunięciem.
- Aby wysuszyć tarczę do preparatyki lub sukno do polerowania MD-Chem.



Aby uruchomić funkcję wirowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Obrót dysku.

Aby zatrzymać funkcję wirowania, zwolnij przycisk Obrót dysku.

7.4 Głowica dociskowa

Głowica dociskowa może być używany z płytkami uchwytu próbek dla pojedynczych próbek.

7.4.1 Umieszczanie próbek w płytce uchwytu próbek

- 1. Umieścić próbki w otworach z przodu.
- 2. Użyj przycisku Obróć na panelu sterowania, aby obrócić płytkę uchwytu o 180°.
- 3. Powtarzaj czynności do momentu umieszczenia wszystkich próbek/wykorzystania wszystkich otworów.



Uwaga

Wysokość próbki powinna wynosić od 8 do 35 mm i nie powinna przekraczać 0,7 jej średnicy. Na przykład próbka o średnicy 30 mm nie może być wyższa niż 21 mm (30 x 0,7).

7.4.2 Włóż płytkę uchwytu próbek.

- 1. Naciśnij przycisk Obniżanie/podnoszenie, aby upewnić się, że głowica dociskowa jest całkowicie podniesiona.
- 2. Za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 4 mm odkręć śrubę na głowicy dociskowej.
- 3. Włóż płytkę uchwytu próbek i obracaj ją, aż dwa trzpienie znajdą się w jednej linii.
- 4. Pchnij płytkę uchwytu próbek do góry, aż zablokuje się na swoim miejscu.
- 5. Zwolnij czarny przycisk na głowicy dociskowej. Upewnij się, że płytka uchwytu próbek jest dobrze zamocowana.

7.4.3 Obniżanie głowicy dociskowej

OSTRZEŻENIE

Podczas opuszczania głowicy dociskowej trzymaj ręce z dala od płytki uchwytu próbek.

Aby obniżyć głowicę dociskową w przypadku korzystania z płytki uchwytu próbek:

 Naciśnij przycisk podnoszenia/opuszczania, aby opuścić głowicę dociskową do położenia gotowości do preparatyki. Odległość między tarczą do preparatyki a płytką uchwytu próbek powinna wynosić około 2 mm. Aby wyregulować odległość, patrz Wyreguluj wysokość płytki uchwytu próbki > 56.

7.4.4 Wyreguluj wysokość płytki uchwytu próbki

Main menu (Menu główne)

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Maintenance (Konserwacja).
- 2. Wybierz Calibration and adjustments (Kalibracja i regulacje).



3. Wybierz **Adj. of specimen mover plate height** (Ustawienie wysokości płytki uchwytu próbek).



- 1. Zamontuj tarczę, powierzchnię szlifowania MD i płytkę uchwytu próbek.
- 2. Naciśnij klawisz F1, aby przesunąć głowę w prawo.
- 3. Włóż klucz imbusowy 6 mm w otwór z tyłu górnej pokrywy.
- 4. Naciśnij klawisz F2, aby opuścić płytkę uchwytu próbek.
- 5. Obróć klucz imbusowy tak, aby szczelina między powierzchnią szlifującą a płytką uchwytu próbek wynosiła około 2 mm.
- 6. Wyjmij klucz imbusowy i naciśnij Esc, aby opuścić menu.
- 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5. Obrócić klucz imbusowy w prawo, aby zwiększyć odstęp.

Aby zmniejszyć szczelinę, przekręć klucz imbusowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



6. Pamiętaj o wyjęciu klucza imbusowego przed użyciem urządzenia.

7.4.5 Wyreguluj poziome położenie płytki uchwytu próbek.

Aby wyregulować położenie płytki uchwytu próbek nad tarczą przygotowującą:

- 1. Za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 4 mm odkręcić śrubę na głowicy obrotnicy.
- 2. Przemieść głowicę w lewo lub w prawo, aby wyregulować położenie w poziomie.
- 3. Dokręć śrubę i upewnij się, że głowica dociskowa jest dobrze zamocowana.

Płytka uchwytu próbek musi być ustawiona tak, aby próbka mogła przesuwać się 3-4 mm ponad krawędź tarczy do przygotowywania próbek.

7.4.6 Zalecenia dotyczące szlifowania pojedynczych próbek

Podczas preparatyki pojedynczych próbek nie należy wykorzystywać szlifowania płaskiego z użyciem gruboziarnistych materiałów ściernych. Zwykle nie jest to konieczne, a użycie gruboziarnistych materiałów ściernych może skutkować nierównością próbek.

Jeżeli konieczne jest szlifowanie przy użyciu gruboziarnistych materiałów ściernych, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby poprawić płaskość próbek:

- Należy użyć materiału o jak najmniejszej ziarnistości (należy pamiętać, że wydłuży to całkowity czas preparatyki).
- Należy wykorzystać żywicę do inkludowania o odporności na ścieranie zbliżonej do odporności próbek.
- Ustaw 150 obr./min zarówno dla tarczy szlifierskiej, jak i dla uchwytu próbek. W przypadku ustawienia niższych prędkości należy zmniejszyć prędkość zarówno tarczy, jak i uchwytu próbek.
- Użyj funkcji obrotów współbieżnych. Zarówno tarcza, jak i głowica dociskowa obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Użyj małej siły.
- Ustaw głowicę dociskową w taki sposób, aby próbki nie przechodziły nad środkiem tarczy.
- Opuść płytkę uchwytu próbek możliwie najniżej bez kontaktu z powierzchnią preparatyki.

7.5 Preparatyka ręczna

Jeśli nie można przygotować próbki przy użyciu standardowej płytki lub uchwytu do próbek, można ją przygotować ręcznie.

Podczas ręcznej preparatyki próbki, należy trzymać ją w dłoni, a następnie mocno docisnąć i przesunąć po powierzchni tarczy.



OSTRZEŻENIE

Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne, aby chronić palce przed materiałami ściernymi oraz gorącymi/ostrymi próbkami.



OSTRZEŻENIE

Podczas ręcznego szlifowania lub polerowania należy uważać, aby nie dotknąć tarczy.



OSTRZEŻENIE

Nie próbuj wyciągać próbki z uchwytu, gdy dysk się obraca.



OSTRZEŻENIE

Gdy dysk się obraca, należy upewnić się, że ręce nie dotykają krawędzi ani miski.



OSTRZEŻENIE

Zawsze używaj okularów, rękawic i innej zalecanej odzieży ochronnej.

Procedura

1. W Main menu (Menu główne), wybierz Manual preparation (Preparatyka ręczna).

Manual pr	eparation	
Surface & Dosing		
O MD-Dac	📷 DiaPro Dac	8 التي
Time 1:30 min		
Rotation speed		
-		~

2. Ustaw parametry i materiały eksploatacyjne, których chcesz użyć.

Manual pr	eparation	Running
Surface & Dosing	_	
o MD-Dac	📑 DiaPro Dac	8 🔝
Time 1:19 min		
Rotation speed State 150 rpm		
×	~ ~	_

- 3. Naciśnij przycisk Start.
 - Tarcza zacznie się obracać z zadaną prędkością i rozpocznie się dozowanie.
 - Proces preparatyki zostanie automatycznie zatrzymany po upływie ustawionego czasu.



Uwaga

Jeśli chcesz zatrzymać dysk i/lub dozowanie przed upływem ustawionego czasu, naciśnij przycisk Stop.

8 Konserwacja i serwis

W celu osiągnięcia maksymalnego czasu pracy i okresu eksploatacji urządzenia wymagana jest odpowiednia konserwacja. Konserwacja jest ważna dla zapewnienia bezpiecznego działania urządzenia.

Procedury konserwacji opisane w tym rozdziale muszą być wykonywane przez wykwalifikowany lub przeszkolony personel.

Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (SRP/CS)

Aby uzyskać informacje na temat konkretnych części związanych z bezpieczeństwem, patrz rozdział "Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (SRP/CS)" w rozdziale "Dane techniczne" w niniejszej instrukcji.

Pytania techniczne i części zamienne

W przypadku pytań technicznych lub podczas zamawiania części zamiennych należy podać numer seryjny oraz napięcie/częstotliwość. Numer seryjny i napięcie znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

8.1 Czyszczenie urządzenia

8.1.1 Czyszczenie ogólne

W celu zapewnienia dłuższej żywotności urządzenia, stanowczo zalecamy regularne czyszczenie.



Uwaga Nie należy używać suchej ściereczki, ponieważ powierzchnie nie są odporne na zarysowania.

Smar i olej mogą być usuwane przy użyciu etanolu lub izopropanolu.



Uwaga

Nie używaj acetonu, benzolu ani podobnych rozpuszczalników.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu

Dokładnie wyczyść urządzenie i wszystkie akcesoria.

8.2 Codziennie

- Wyczyścić wszystkie dostępne powierzchnie za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Sprawdź wkładkę misy i wyczyść lub wyrzuć po napełnieniu jej zanieczyszczeniami.

8.2.1 Czyszczenie misy

1. W Main menu (Menu główne), wybierz Maintenance (Konserwacja).



- 2. Wybierz **Cleaning of bowl** (Czyszczenie misy).
- 3. W razie potrzeby ustaw czas czyszczenia, prędkość tarczy i dodatkową wodę.
- 4. Nacisnąć klawisz F1, aby rozpocząć proces czyszczenia.



Uwaga

Jeśli używana jest wkładka misy, zdejmij ją przed uruchomieniem funkcji **Cleaning of bowl** (Czyszczenie misy), aby uniknąć spłukiwania zanieczyszczeń do odpływu.

8.3 Raz w tygodniu

- 1. Wyczyść wszystkie dostępne powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką i zwykłymi domowymi detergentami.
- 2. Do intensywnego czyszczenia użyj środka czyszczącego Struers.
- 3. Wyjmij rurkę do preparatyki i wkładkę do misy. Patrz Czyszczenie misy ► 60.
- 4. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z wężyka odprowadzającego.
- 5. Wyczyść lub wymień wkładkę do misy i włóż czystą lub nową.
- 6. Załóż tarczę do preparatyki z powrotem na miejsce.
- 7. Wyczyść stopki dociskowe i tłoki, przykładające siłę do próbek i uchwytu próbek. Patrz także: Czyszczenie głowicy dociskowej ► 62.
- 8. Opróżnij filtr wody/oleju. Patrz także: Opróżnij filtr wody/oleju > 63

Uwaga

Upewnij się, że woda myjąca nie jest odprowadzana do zespołu recyrkulacyjnego (jeśli jest zamontowany).

Tegramin z pokrywą lub pokrywą bezpieczeństwa

• Wyczyść pokrywę lub pokrywę bezpieczeństwa wilgotną, miękką ściereczką i domowym antystatycznym środkiem do czyszczenia okien.

8.3.1 Czyszczenie wężyków

Czyść wężyki co tydzień lub za każdym razem, gdy wymieniasz butelki, aby zapobiec zakłóceniu procesu preparatyki przez resztki zawiesiny lub lubrykantu.

Procedura

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Maintenance (Konserwacja).
- 2. Wybierz Cleaning of tubes (Czyszczenie rurek).
- 3. Naciśnij klawisz F4, aby wybrać wszystkie używane wężyki.

Jeśli chcesz zaznaczyć lub odznaczyć pojedynczy wężyk, użyj kursora, aby przejść do odpowiedniego wężyka i naciśnij pokrętło.

	Cleaning of tubes		
No.	Susp./Lub. name	Status	Select
1	DiaPro All/Lar.	Clean	No
2	DiaPro Largo	Clean	No
3	DiaPro Dac	Used	Yes
4	DiaPro Dur	Clean	No
5	DP-Suspension, P 3 µm	Used	Yes
6	DP-Lubricant, Blue	Used	No
7	OP-S	Clean	No
Sta	rt cleaning	Selec	t "Used"

- 4. Po wybraniu wężyków, które mają zostać wyczyszczone, naciśnij przycisk F1, aby rozpocząć proces czyszczenia.
- 5. Aby dokończyć operację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

8.3.2 Czyszczenie głowicy dociskowej

Użyj **Cleaning of specimen mover head** (Czyszczenie głowicy dociskowej) do czyszczenia stóp wywierających nacisk na próbki oraz blokady, która zabezpiecza płytkę uchwytu próbek w przypadku pojedynczych próbek.

Procedura

- 1. W Main menu (Menu główne), wybierz Maintenance (Konserwacja).
- 2. Wybierz Cleaning of specimen mover head (Czyszczenie głowicy dociskowej).



- 3. Wybierz F1, aby opuścić stopy i wyczyścić lub nasmarować tłoki.
- 4. Nacisnąć klawisz F2, aby aktywować blokadę.



Uwaga Nigdy nie należy wymuszać ruchów z użyciem siły. Jeśli elementy nie poruszają się tak, jak powinny, należy skontaktować się z serwisem Struers.

8.3.3 Opróżnij filtr wody/oleju

Urządzenie jest wyposażone w filtr wody/oleju, który usuwa nadmiar wody i oleju z układu zasilania sprężonym powietrzem.

Regularnie opróżniaj filtr.

Procedura



A Otwieranie zaworu spustowego

- 1. Zlokalizować zawór spustowy z tyłu maszyny.
- 2. Przytrzymaj szmatkę pod zaworem wylotowym i naciśnij zawór, aby opróżnić filtr wody/oleju.

8.4 Raz w roku

8.4.1 Testuj urządzenia zabezpieczające

Urządzenia zabezpieczające muszą być testowane przynajmniej raz w roku.



OSTRZEŻENIE

Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi systemami zabezpieczającymi. Skontaktuj się z serwisem Struers.



OSTRZEŻENIE

Komponenty kluczowe dla bezpieczeństwa muszą być wymienione po upływie maksymalnie 20 lat.

Skontaktuj się z serwisem Struers.



Uwaga

Testy powinny być zawsze wykonywane przez wykwalifikowanego technika (elektromechanika, elektronika, mechanika, pneumatyka itp.).

Zatrzymanie awaryjne





2. Naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego.



3. Jeśli operacja nie zatrzymuje się, nacisnąć przycisk Stop.

4. Skontaktuj się z serwisem Struers.

8.5 W razie potrzeby

8.5.1 Kalibracja wydajności pompy

Ilość cieczy dostarczanej na powierzchnię przygotowywania może z czasem ulec zmianie. Można skalibrować każdą pompę osobno, aby utrzymać stały poziom dozowania.

W celu uzyskania najwyższej precyzji zalecamy kalibrację wydajności pompy co 3 miesiące oraz po każdej wymianie wężyków.

Procedura

1. W Main menu (Menu główne), wybierz Maintenance (Konserwacja).



2. Wybierz Calibration and adjustments (Kalibracja i regulacje).

Calibration and adjustments
Calibration of pump capacity
ះ州، Adjustment of tube cleaning time
井 Adj. of specimen mover plate height

3. Wybierz Calibration of pump capacity (Kalibracja wydajności pompy).

Calibration	of pump	capacity	
Calibration item		Cali	bration value
📑 Dosing pump 1:			53.0 ml/min
Marching pump 2:			53.0 ml/min
🛒 Dosing pump 3:			53.0 ml/min
🛒 Dosing pump 4:			53.0 ml/min
🛒 Dosing pump 5:			53.0 ml/min
📑 Dosing pump 6:			53.0 ml/min
🛒 Dosing pump 7:			92.0 ml/min
Pump time:			60 s
Start			

- 4. Wybierz pompę, którą chcesz skalibrować.
- 5. Wymień butelkę w wybranej pozycji pompy na pojemnik z wodą i wybierz F1, aby uruchomić pompę.
- 6. Gdy woda wypływająca z dyszy będzie czysta, naciśnij klawisz F1, aby zatrzymać pompę.
- 7. Pod dyszę dozującą należy podstawić pusty cylinder pomiarowy. Aby uzyskać maksymalną dokładność, zważyć cylinder pomiarowy.
- 8. Naciśnij klawisz F1, aby rozpocząć proces kalibracji. Pompa pracuje przez 60 sekund.
- 9. Po zatrzymaniu pompy zmierz objętość wody w zbiorniku lub ponownie zważ cylinder pomiarowy.

Ci	libration of pump capacity	
Calibratic Dosing Dosing Dosing Dosing Dosing Dosing Dosing Dosing Dosing	Enter the reading from the measuring glass 53.0 Save & Exit	ion value 3.0 ml/min 3.0 ml/min 3.0 ml/min 3.0 ml/min 3.0 ml/min 9.0 ml/min
Pump ti Stop	me:	0 s

10. Wprowadź zmierzoną ilość wody i potwierdź nową wartość, wybierając **Save & Exit** (Zapisz i wyjdź).

Urządzenie przelicza poziomy dozowania na podstawie wprowadzonej wartości.

11. W razie potrzeby powtórz proces dla pozostałych butelek.

8.5.2 Regulacja czasu czyszczenia wężyka

Urządzenie jest wyposażone w funkcję określenia przedziału czasowego niezbędnego do wyczyszczenia całej długości wężyka. Wartości te są również wykorzystywane podczas ponownego napełniania wężyka zawiesiną lub lubrykantem po czyszczeniu wężyka. W związku z tym możliwa jest regulacja czasu czyszczenia, np. gdy wężyki zostaną skrócone po instalacji jednostek dozujących.

Aby wyregulować czas czyszczenia wężyka:

1. W Main menu (Menu główne), wybierz Maintenance (Konserwacja).



2. Wybierz **Calibration and adjustments** (Kalibracja i regulacje).

Calibration and adjustments
🎲 Calibration of pump capacity
ः और Adjustment of tube cleaning time
井 Adj. of specimen mover plate height

3. Wybierz Adjustment of tube cleaning time (Regulacja czasu czyszczenia wężyka).

Adjustment of tube cleaning	time
Setup item	Settings
Pump 1–6, time from empty to filled tube:	9.0 s
Pump 1–6, cleaning time:	30.0 s
Pump 7, time from empty to filled tube:	17.0 s
Pump 7, cleaning time:	30.0 s
Pump 7, time from T-pipe to nozzle:	9.0 s
Default value	-

Time from empty to filled tubes (Czas od opróżnienia do napełnienia wężyka) - pompy 1-6 Wydłużyć czas, jeśli:

Zawiesina diamentowa lub lubrykant nie docierają do dysz dozujących po zakończeniu czyszczenia, przed rozpoczęciem etapu preparatyki.

Skrócić czas, jeśli:

Zawiesina diamentowa lub lubrykant są dozowane przed rozpoczęciem dozowania wstępnego.

Time from empty to filled tubes (Czas od opróżnienia do napełnienia wężyka)- pompa 7 Wydłużyć czas, jeśli:

 Zawiesina środka OP nie dociera do dysz dozujących po zakończeniu czyszczenia, przed rozpoczęciem etapu preparatyki.

Skrócić czas, jeśli:

Zbyt duża ilość zawiesiny środka OP jest dozowana przed rozpoczęciem dozowania wstępnego.

Czas czyszczenia

Możesz ustawić czas czyszczenia dla wszystkich wężyków. Czas czyszczenia określa czas, w którym pompa pracuje podczas cyklu czyszczenia.

Czas od złącza trójdrożnego do dyszy - tylko pompa 7

Można także ustawić czas przepływu wody płuczącej ze złącza trójdrożnego, gdzie jest ona dodawana, do dyszy.

8.5.3 Zmień rurki

W przypadku stosowania lubrykantów na bazie alkoholu, rurki Novoprene zamontowane w pompach z czasem stwardnieją. Silikon ma lepszą odporność na alkohol.

Rurki można zastąpić zestawem rurek silikonowych dołączonym do urządzenia.

1. Odłącz rurki dozujące na białym złączu. Złącze musi pozostać na rurce podłączonej do urządzenia.



- 2. Odłącz przeciwległy koniec rurki od urządzenia.(A)
- 3. Naciśnij dwa zaczepy u podstawy pompy (B) i zdejmij pompę z osi.



4. Naciśnij dwa zaczepy przy pompie (C) i zdejmij osłonę dolną.



- 5. Wyjmij trzy rolki.
- 6. Wymontuj przewód Novoprene.



- 7. Zwróć uwagę na odległość między dwoma białymi zaciskami na przewodzie Novoprene.
- 8. Przesuń białe klipsy i złącze do nowej rurki silikonowej.
- 9. Włóż nową rurkę do obudowy i mocno dociśnij.
- 10. Wciśnij trzy rolki w obudowę pompy.



- 11. Ponownie zamontuj dolną pokrywę.
- 12. Wciśnij pompę z powrotem na oś.
- 13. Ponownie podłącz węże.
- 14. Upewnij się, że rurki są prawidłowo podłączone, aby ciecz była pompowana do urządzenia.

8.6 Menu Service information (Informacje dotyczące czynności serwisowych)

Informacje serwisowe to informacje tylko do odczytu. Nie można zmieniać ustawień urządzenia.

Informacje serwisowe mogą być wykorzystywane we współpracy z działem serwisowym Struers w celu zdalnej diagnostyki sprzętu.

Informacje serwisowe są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Informacja o całkowitym czasie pracy i serwisowaniu urządzenia jest wyświetlana na ekranie podczas uruchamiania.

8.7 Części zamienne

Aby uzyskać informacje na temat konkretnych części związanych z bezpieczeństwem, patrz rozdział "Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (SRP/CS)" w rozdziale "Dane techniczne" w niniejszej instrukcji.

Pytania techniczne i części zamienne

W przypadku pytań technicznych lub zamawiania części zamiennych należy podać numer seryjny i rok produkcji. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji lub sprawdzenia dostępności części zamiennych należy skontaktować się z serwisem Struers. Dane kontaktowe dostępne są na stronie <u>Struers.com</u>.

8.8 Serwis i naprawy

Zalecamy, aby co roku lub po każdych 1500 godzinach użytkowania wykonywać regularne przeglądy serwisowe.

Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu są wyświetlane informacje o całkowitym czasie pracy i informacjach serwisowych.

Po 1500 godzinach pracy na wyświetlaczu pojawi się komunikat przypominający użytkownikowi, że należy zaplanować przegląd serwisowy.



Serwis może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika (elektromechanika, elektronika, mechanika, pneumatyka itp.). Skontaktuj się z serwisem Struers.

9 Utylizacja



Urządzenia oznaczone symbolem WEEE zawierają części elektryczne i elektroniczne i nie mogą być utylizowane jako odpady ogólne.

W celu uzyskania informacji na temat prawidłowej metody utylizacji zgodnej z przepisami krajowymi należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

W przypadku utylizacji materiałów eksploatacyjnych i cieczy recyrkulacyjnej należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.



OSTRZEŻENIE

W razie pożaru należy powiadomić osoby postronne oraz straż pożarną i odciąć zasilanie. Użyj gaśnicy proszkowej. Nie używać wody.



Uwaga

Chłodziwo zawiera dodatek oraz opiłki z procesu cięcia lub szlifowania. Nie wylewać chłodziwa do głównego odpływu. Należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących postępowania z opiłkami i chłodziwem oraz ich utylizacji.

Kontroluj rodzaje ciętych lub szlifowanych metali oraz ilość wytwarzanych opiłków.

W zależności od ciętych lub szlifowanych materiałów, wymieszanie opiłków metalicznych pochodzących z metali o dużej różnicy w elektrododatniości może prowadzić do reakcji egzotermicznych, jeśli wystąpią sprzyjające temu warunki.

Przykłady:

Poniżej przedstawiono przykłady połączeń, które mogą prowadzić do reakcji egzotermicznych, jeśli podczas cięcia lub szlifowania w tym samym urządzeniu wytworzona zostanie duża ilość opiłków, a także wystąpią sprzyjające warunki:

- Aluminium i miedź
- Cynk i miedź.
10 Rozwiązywanie problemów

10.1 Problemy ze szlifowaniem i polerowaniem

Błąd	Przyczyna	Działanie
Hałas podczas uruchamiania		Pas musi być napięty.
urządzenia lub dysk obrotowy nie obraca się.	napięty.	Skontaktuj się z serwisem Struers.
	Wyłącznik główny jest wyłączony.	Włącz wyłącznik główny.
naciśnięciu przycisku Start.	Bezpiecznik jest przepalony (znajduje się z tyłu urządzenia).	Wymień bezpiecznik.
	Wąż spustowy ściśnięty.	Wyprostuj wąż.
Woda nie spływa.	Zatkany wąż spustowy.	Wyczyść wąż.
	Wąż spustowy nie jest pochylony w dół.	Wyreguluj wąż do stałego nachylenie.
	Zamknięty kurek dopływu wody.	Włącz wodę.
	Wbudowany kurek wody zamknięty.	Włącz wodę.
Przepływ wody chłodzącej zostaje zatrzymany.	Wbudowany kran z wodą zablokowany	Oczyść kran.
	Zablokowany filtr na wlocie wody	Filtr należy czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem.
	Nieprawidłowe ustawienie oprogramowania.	Sprawdź ustawienia oprogramowania.
	Wbudowany zawór wody niedrożny.	Wyczyść kran.
Niedostateczny przepływ wody.	Niedrożny filtr na doprowadzeniu wody.	Wyczyść filtr.
	Zawór wody wymaga regulacji.	Patrz Regulacja przepływu wody ► 24.
Woda chłodząca wycieka po zatrzymaniu.	Usterka zaworu elektromagnetycznego.	Zawór elektromagnetyczny musi zostać wymieniony.
		Skontaktuj się z serwisem Struers.

Błąd	Przyczyna	Działanie
Stałe nieregularne zużycie	Zużyta złączka uchwytu na próbki / płytki uchwytu próbek	Należy wymienić złączkę.
polerującej.	lub głowicy dociskowej w urządzeniu.	Skontaktuj się z serwisem Struers.
Dysk pracuje nierówno lub zatrzymuje się.	Siła jest za duża.	Zmniejszyć siłę.
	Przemiennik częstotliwości	Wyłącz urządzenie. Odczekaj kilka minut, a następnie uruchom ponownie urządzenie.
Dysk zatrzymuje się.	zatrzymał urządzenie.	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
	Próbki są szersze niż promień tarczy do preparatyki.	Użyj mniejszych próbek.
Nierówne próbki.	Próbki przemieszczają się nad środkiem tarczy.	Ustaw ponownie poziome położenie uchwytu na próbki / płyty obrotnicy próbek. Patrz Wyreguluj poziome położenie płytki uchwytu próbek. ► 57.

10.2 Komunikaty o błędach

Przed kontynuacją pracy należy skorygować błędy. Naciśnij **Potwierdź**, aby potwierdzić błąd/komunikat.





(Konfiguracja).





#	Komunikat o	błędzie	Wyjaśnienie	Działanie
57	C ERROR #57 Emergency stop activated, but 24V DC control power is constantly disconnected! Please call service technician.		Wyłącznik awaryjny został aktywowany, ale zasilanie sterujące 24 V	Skontaktuj się z serwisem Struers.
	(Aktywowany wyłącznik awaryjny, ale zasilanie sterujące 24V DC jest na stałe odłączone! Wezwij technika serwisu)			
	O E	RROR #59		
59	No air or air	pressure too low!	Wystąpiła awaria źródła	Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
	🔁 Ok		sprężonego powietrza.	Sprawdź i przywróć zasilanie sprężonym powietrzem
	(Brak powietrza lub ciśnienie powietrza zbyt niskie!)			
	🖸 E	RROR #60		Sprawdzić zasilanie
60	Pressure reg	ulating error!	Wystąpił błąd reduktora ciśnienia	sprężonym powietrzem i ponownie uruchomić maszynę.
	e ok		cisinenia.	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers
	(Błąd regulad	cji ciśnienia!)		
61	C E	RROR #61		Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
		orem not caribrateu:	Układ ciśnienia nie jest prawidłowo skalibrowany	Ponownie uruchom urządzenie.
			stationowarry.	Jeśli błąd nadal
	(System ciśnieniowy nie jest skalibrowany!)			się z serwisem Struers.

#	Komunikat o błędzie	Wyjaśnienie	Działanie
64	S ERROR #64		Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
	Disc motor not stopped!	Po nacisnięciu przycisku "Stop" lub po upływie czasu przygotowywania tarcza przygotowująca nie zatrzymuje się.	Użyć wyłącznika awaryjnego do zatrzymania tarczy. Ponownie uruchom urządzenie.
	(Silnik dysku nie zatrzymał się!)		Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
68	C ERROR #68		Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
	BLDC motor regulator output is zero, motor driven by disc motor.	Silnik uchwytu na próbki jest napędzany przez tarczę do preparatyki.	Przemieść uchwyt na próbki bardziej w lewo (aby zmniejszyć siłę tarcia) lub zmniejsz siłę i/lub prędkość silnika dysku.
	(Wyjście regulatora silnika BLDC wynosi zero, silnik		Ponownie nacisnąć przycisk "START".
	napędzany jest silnikiem tarczy.)		Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
	3 ERROR #69		
69	Left or right end stop of specimen mover head not adjusted!	Ograniczniki krańcowe głowicy dociskowej nie są prawidłowo wyregulowane.	Skontaktuj się z serwisem Struers.
	(Nie wyregulowano lewego lub prawego ogranicznika głowicy dociskowej!)		

10 Rozwiązywanie problemów

#	Komunikat o błędzie	Wyjaśnienie	Działanie
	S ERROR #70	Brak połączenia elektrycznego ze	Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić komunikat.
70	The following dosing pump motor has a bad electrical connection: Pump motor 0		Wyłącz urządzenie. Zdemontować odnośny moduł pompy i ponownie wsunąć na miejsce.
		wskazaną pompą.	Ponownie uruchom urządzenie.
	(Połliższy silink połnpy dozującej ma złe połączenie elektryczne:)		Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
71	 ERROR #71 Specimen mover motor power supply out of range or missing! Ok 	Napięcie zasilania silnika uchwytu próbek jest zbyt wysokie lub zbyt niskie (24 V DC +/- 10%).	Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić komunikat. Ponownie uruchom urządzenie. Jeśli błąd nadal
	(Brak zasilania silnika głowicy dociskowej lub wartość zasilania poza zakresem!)		występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
	24V DC supply out of range or	Napięcie zasilania 24 V DC poza zakresem 10%. Źródło zasilania musi zostać	Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić komunikat.
72	missing!		Ponownie uruchom urządzenie.
	(Zasilanie 24 V DC poza zakresem lub brak zasilania!)	wyregulowane lub wymienione.	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
73	 ERROR #73 12V DC supply out of range or 	Naniocio zacilania 12 V	Naciśnij przycisk Enter, aby potwierdzić komunikat.
	missing!	DC poza zakresem 10%. Płytka drukowana	Ponownie uruchom urządzenie.
	(Zasilanie 12 V DC poza	może być uszkodzona.	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj
	zakresem lub brak zasilania!)		się z serwisem Struers.



#	Komunika	t o błędzie		Wyjaśnienie	Działanie
	•	ERROR	#83		
83	Frequency The safety activated	inverter error! / signal is not		Sygnał bezpieczeństwa w przemienniku częstotliwości (ze sterowaniem przez płytke drukowana	Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
	Ok Ok				Ponownie uruchom urządzenie.
	(Błąd przetwornika częstotliwości! (Sygnał bezpieczeństwa nie jest aktywowany.)			urządzenia) nie został aktywowany.	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
	8	ERROR	#84		Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić
	Frequency inverter error!				komunikat.
	Alarm code Fault code:	s 0 0		Wykryto błąd przemiennika	Ponownie uruchom urządzenie.
84	e ok			(Przedstawione kody odnoszą się do	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj sie z serwisem Struers.
	(Błąd przetwornika częstotliwości! Kod alarmu: 0Kod usterki: 0)		:	instrukcji falownika).	Zanotować kody błędów, aby pomóc w odnalezieniu usterki.

#	Komunika	t o błędzie	Wyjaśnienie	Działanie
				Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
				Otworzyć i zamknąć pokrywę, sprawdzić pod kątem ewentualnych przeszkód.
				Ponownie uruchom urządzenie.
	0	ERROR #87		Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
87	The cover completely defective.	is not closed vor cover sensor	Czujnik pokrywy nie został aktywowany lub	Sprawdź, czy pokrywa jest całkowicie zamknięta, a następnie naciśnij przycisk START.
	(Pokrywa nie jest całkowicie	jest wadnwy.	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.	
	jest uszkodzony).		W przypadku modeli bez pokrywy zabezpieczającej możesz obsługiwać urządzenie podczas oczekiwania na serwis.	
				Przejdź do Options (Opcje) i ustaw Allow operation with cover open (Zezwalaj na działanie przy otwartej pokrywie) na Yes (Tak).

10 Rozwiązywanie problemów

#	Komunikat o błędzie	Wyjaśnienie	Działanie
			Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
	A bad electrical connection for the following output is detected: X-motor Ok (Wykryto nieprawidłowe połączenie elektryczne dla następującego wyjścia:)		Ponownie uruchom urządzenie.
89		Błąd wyjścia elektrycznego, np. "silnik X".	W niektórych przypadkach (zależnie od tego, który moduł uległ awarii) można nadal korzystać z urządzenia.
			Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
	Silnik X		Zanotować kody błędów, aby pomóc w odnalezieniu usterki.
	ERROR #90		Nacisnąć przycisk
	No communication to frequency inverter!		"Enter", aby potwierdzić komunikat.
90			Ponownie uruchom urządzenie.
	C Ok		Jeśli błąd nadal
	(Brak komunikacji z przemiennikiem częstotliwości!)		występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
	ERROR #92		
92	No air or air pressure too low!	Ciśnienie powietrza jest zbyt niskie, aby wykonać Adjustment of specimen mover plate height (Ustawienie wysokości phtki uchwatu próbok)	Sprawdź podłączenie sprężonego powietrza i naciśnij Enter, aby przeprowadzić rogulacio
	Esc) Cancel 🕒 Ok		lub naciśnij ESC, aby przerwać regulację.
	(Brak powietrza lub ciśnienie powietrza zbyt niskie!)	prythi denwytu probek).	

#	Komunikat o błędz	zie	Wyjaśnienie	Działanie
	C ERRO	R #93		Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
93	Force system error pressure too low!	or air	Ciśnienie sprężonego powietrza jest zbyt niskie lub wystąpiła awaria układu regulacji ciśnienia.	Sprawdź przyłącze sprężonego powietrza (ciśnienie powinno mieścić się w przedziale od 6 do 10 barów)
	(Błąd systemu siły lub zbyt niskie ciśnienie powietrza!)			Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
94	S ERRO	R #94		Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
	A bad electrical connection for the following input is detected: BP 2 Ok (Wykryto nieprawidłowe połączenie elektryczne dla następującego wyjścia:) BP 2		Błąd wejścia elektrycznego, np. "BP 2".	Maszyna może być wykorzystywana do ręcznego przygotowywania próbek, ale przygotowywanie próbek w trybie automatycznym
				nie będzie możliwe. Skontaktuj się z serwisem Struers.
	C ERRO	R #97		Nacisnąć przycisk "Enter", aby potwierdzić komunikat.
	Start denied, an eme malfunction is detect	rgency stop ted. Please		Ponownie uruchom urządzenie.
97	call service technician. Ok (Odmowa startu. Wykryto nieprawidłowe działanie wyłącznika awaryjnego. Wezwij technika serwisu)		Awaria wyłącznika awaryjnego.	Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem Struers.
				Zabronione jest obsługiwanie urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem awaryjnym.

11 Dane techniczne

11.1 Dane techniczne

Pojemność	Indywidualne próbki	Średnica: 4 x 40 mm
	Uchwyt próbek	Nie dot.
Tarcza	Średnica	200 mm (8")
	Prędkość obrotowa	40–600 obr./min, zmienna skokowo co 10 obr./min
	Kierunek obrotów	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
	Moc silnika	-
	- Ciągły (S1)	370 W (0,5 KM)
	– Maksymalna (S3)	500 W (0,75 KM)
Głowica dociskowa	Indywidualna próbka	-
	– Siła	5–50 N ze skokiem co 5 N
	– Wysokość próbki	8–35 mm (0,31–1,37")
	Uchwyt próbek	Nie dot.
	– Siła	-
	– Wysokość próbek	-
	Prędkość obrotowa	50–150 obr./min, zmienna skokowo co 10
	Kierunek obrotów	W prawo / w lewo
	Silnik	120 W
	Moment obrotowy	7,5 Nm (5,6 ft·lbf)
Funkcje	Czujnik usunięcia materiału (wbudowany)	Nr
	Metody w zestawie	Struers Metody Metalog Guide: 10
		Metody niestandardowe: maks. 200

Орсје	Automatyczne dozowanie, do 7 pomp	Tak
	Przezroczysta pokrywa	Tak
	Pokrywa zabezpieczająca	Nr
	Układ chłodzenia z funkcją recyrkulacji	Układ chłodzenia 3
Oprogramowanie i elektronika	Elementy sterujące	Panel dotykowy, pokrętło wielofunkcyjne
	Wyświetlacz	LCD, kolorowy wyświetlacz TFT 5,7", 320 x 240 punktów z podświetleniem LED
Normy bezpieczeństwa		Oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywami UE
REACH		Aby uzyskać informacje na temat REACH, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy Struers.
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Wilgotność	35 – 85% wilgotności względnej bez kondensacji
Zasilanie	Napięcie/częstotliwość	200–240 V (50–60 Hz)
	Moc, wlot	1-fazowe (N+L1+PE) lub 2-fazowe (L1+L2+PE)
		Instalacja elektryczna musi być zgodna z "kategorią II instalacji"
	Moc, nominalne obciążenie	680 W
	Moc, pusty załadunek	9 W
	Prąd, obciążenie nominalne	3,4 A
	Natężenie prądu, maksymalne obciążenie	6,3 A
	Natężenie prądu przy największym obciążeniu	1,85 A

Zasilanie wodne	Ciśnienie, woda wodociągowa	1-9,9 bara (14,5-143 psi)
	Przepływ, woda sieciowa	Min. 1 l/min (0,3 gpm)
	Wlot wody, złącze	Średnica: 3/4"
	Wylot wody, złącze	Średnica: 30 mm (1 1/4")
Zasilanie powietrzem	Ciśnienie, sprężone powietrze	6–9,9 bara (87–143 psi)
	Przepływ, sprężone powietrze	Min. 3,5 l/min (0,9 gpm)
	Jakość powietrza, sprężone powietrze	Dostarczane powietrze musi być klasy 5.6.4. lub wyższej, zgodnie z wymogami normy ISO 8573-1
	Wlot powietrza, sprężone powietrza, złącze	Średnica: 6 mm (¼")
Wyciąg (wyłącznie z	Podłączenie	Średnica: 50 mm (2")
pokrywą)	Zalecana wydajność	50 m³/h (1750 ft³/h) przy 0 mm słupa wody
Kategorie / poziom wydajności obwodów	Wyłącznik awaryjny	Kategoria zatrzymania 0, EN60204-1
bezpieczeństwa		PL c, Kategoria 1, EN13849-1
	Pokrywa	Kontrolowane wyłącznie za pomocą oprogramowania.
		Brak oceny bezpieczeństwa.
	Pokrywa zabezpieczająca	Nie dot.
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)		Typ A, wymagane 30 mA (lub lepszy)
Poziom hałasu	Poziom ciśnienia akustycznego z korekcją A na stanowiskach pracy	LpA = 66 dB(A) (wartość mierzona). Niepewność K = 4 dB (A)
		Pomiary wykonane zgodnie z normą EN ISO 11202.
Poziom wibracji	Deklarowana emisja wibracji	Całkowita ekspozycja na drgania górnych części ciała nie przekracza 2,5 m/s2.

Wymiary i waga (bez	Wysokość	48 cm (18,9")
pokrywy)	Szerokość	60 cm (23,6")
	Głębokość	65 cm (25,6")
	Waga	52,5 kg (116 lb)
Wymiary i waga (z pokrywą / pokrywą bezpieczeństwa)	Wysokość – pokrywa zamknięta / pokrywa otwarta	50 cm (19,7") / 85 cm (33,5")
	Szerokość	60 cm (23,6")
	Głębokość	65 cm (25,6")
	Waga	58 kg (128 lb)

11.2 Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (SRP/CS)

OSTRZEŻENIE

Komponenty kluczowe dla bezpieczeństwa muszą być wymienione po upływie maksymalnie 20 lat.

Skontaktuj się z serwisem Struers.



SRP/CS (części układu sterowania związane z bezpieczeństwem) to części, które mają wpływ na bezpieczną pracę urządzenia.

Uwaga

Wymiana kluczowych komponentów bezpieczeństwa musi być przeprowadzona wyłącznie przez inżyniera firmy Struers lub wykwalifikowanego technika (elektromechanika, elektronika, mechanika, technika pneumatyki itp.). Elementy o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa muszą być wymieniane wyłącznie na elementy o co najmniej takim samym poziomie bezpieczeństwa. Skontaktuj się z serwisem Struers.

Część związana z bezpieczeństwem	Producent/Opis producenta	Nr katalogowy producenta	Nr katalogowy Struers
Przekaźnik bezpieczeństwa	Pilz	PNOZ XV1P 3/24 V	
	2 kanały z opóźnieniem 3 s	DC 2 NO	2KS10007
		1 NO t	
Przycisk wyłącznika awaryjnego	Schlegel		
	Przycisk grzybkowy blokady	ES Ø22 typ RV	2SA10400

Część związana z bezpieczeństwem	Producent/Opis producenta	Nr katalogowy producenta	Nr katalogowy Struers
Styk zatrzymania awaryjnego	Schlegel		
	Stycznik modułowy, chwilowy	1 NC typ MTO	2SB10071
Zawór wodny		Zawór	
	Invesys	elektromagnetyczny	2YM12311
	Zawory wodne z serii V	potrójny 24VDC	
		Gn.311	
Przemiennik częstotliwości	Omron		
	Przemiennik częstotliwości 1x200V	VZAB1P5BAA	2PU12150
	750W		
Przekaźnik stycznika	Omron	17KNC 14 01 24D	2KM71411
	Stycznik 24VDC	J/ NNG-14-01-24D	2111/1411

11.3 Schematy

	Uwaga Szczegółowe informacje znajdują się w wersji onlin	e niniejszej instrukcji.
Tegramin-	-20	Nr
Schemat b	lokowy	16013052 ► 92
Schemat w	vodny	16011001 ► 93
Schemat ir	nstalacji powietrznej	16011000 ► 94

16013052





16011000



11.4 Informacje prawne i regulacyjne

Oświadczenie dotyczące FCC

Niniejsze urządzenie zostało przebadane i stwierdzono, że jest zgodne z normami urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Wyposażenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniować energię o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i użyte zgodnie z instrukcjami, może wywołać szkodliwe zakłócenia w połączeniach radiowych. Nie istnieje jednak gwarancja, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnych instalacjach. W przypadku gdy niniejszy sprzęt wywołuje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, które można stwierdzić wyłączając sprzęt i włączając ponownie, zachęca się Użytkownika, aby spróbował usunąć zakłócenia stosując jedno lub więcej spośród następujących zaleceń:

- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż ten do którego przyłączono odbiornik.

12 Producent

Struers ApS Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup, Dania Telefon: +45 44 600 800 Faks: +45 44 600 801 www.struers.com

Odpowiedzialność producenta

Należy przestrzegać poniższych instrukcji, ponieważ ich naruszenie może spowodować uchylenie Struerszobowiązań prawnych:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście i/lub ilustracjach w niniejszej instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi może zawierać informacje o akcesoriach lub częściach niewchodzących w zakres dostarczonej wersji urządzenia.

Producent jest uznawany za odpowiedzialnego za wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i działanie urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono używane, serwisowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Deklaracja zgodności

Producent	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Dania
Nazwa	Tegramin-20 Tegramin-25 Tegramin-30
Model	Nie dot.
Funkcja	Szlifierko-polerka
Тур	601, 602, 603
Nr kat.	06016127, 06026127, 06016227, 06026227, 06016327, 06036127, 06016427, 06036227 W połączeniu z: 06016905, 06036910, 06026905, 06036904, 06036905, 06016906, 06036900, 06036906, 06036901, 06016903, 06036902 06036903
Numer seryjny	—

Moduł H, zgodnie z podejściem globalnym

UE

Niniejszym oświadcza się, że wymieniony produkt jest zgodny z następującymi przepisami, dyrektywami i normami:

2006/42/WE	EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 13850:2015, EN 60204- 1:2018, EN 60204-1-2018 / Popr.: 2020
2011/65/UE	EN 63000:2018
2014/30/UE	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-2:2005/Corr.:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012
Dodatkowe normy	NFPA 79, FCC 47 CFR część 15, część składowa B

Osoba upoważniona do skompilowania dokumentacji technicznej/ Osoba upoważniona do złożenia podpisu Data: [Release date]



CE



- en For translations see
- bg За преводи вижте
- cs Překlady viz
- da Se oversættelser på
- de Übersetzungen finden Sie unter
- el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
- es Para ver las traducciones consulte
- et Tõlked leiate aadressilt
- fi Katso käännökset osoitteesta
- fr Pour les traductions, voir
- hr Za prijevode idite na
- hu A fordítások itt érhetők el
- it Per le traduzioni consultare
- ja 翻訳については、
- lt Vertimai patalpinti
- lv Tulkojumus skatīt
- nl Voor vertalingen zie
- no For oversettelser se
-
- pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
- pt Consulte as traduções disponíveis em
- ro Pentru traduceri, consultați
- se För översättningar besök
- sk Preklady sú dostupné na stránke
- sl Za prevode si oglejte
- tr Çeviriler için bkz
- zh 翻译见

www.struers.com/Library