



LaboDoser-10

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



Numer dokumentu: 16377026-02_C-pl
Data wydania: 2025.04.04

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej instrukcji jest własnością firmy Struers ApS. Powielanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody Struers ApS jest zabronione.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Struers ApS.

Spis treści

1	O tej instrukcji	4
2	Rozpoczęcie pracy	4
2.1	Opis urządzenia	4
2.2	Sprawdź listę wysyłkową	5
2.3	Rozpakuj urządzenie	6
3	Instalacja	6
4	Obsługa LaboDoser-10	8
5	Wymień zawieszinę diamentową/lubrykant	9
6	Konserwacja	9
7	Producent	9

1 O tej instrukcji



PRZESTROGA

Urządzenie Struers może być używane wyłącznie w połączeniu z oraz zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem.



Uwaga

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.




Uwaga

Szczegółowe informacje znajdują się w wersji online niniejszej instrukcji.

2 Rozpoczęcie pracy


2.1 Opis urządzenia

LaboDoser-10 montowana na LaboPol



LaboDoser-10 montowana na LaboPol

- A LaboDoser-10 butelka z zawieszoną diamentową/lubrykantem
- B Zawór regulacyjny
- C Dysza dozująca
- D Tarcza do preparatyki

LaboDoser-10 montowana na stojaku stołowym LaboDoser-10**2.2 Sprawdź listę wysyłkową**

Opakowanie zawiera następujące elementy:

Szt.	Opis
1	LaboDoser-10 urządzenie z butelką 1,0 litra
1	Rurka ssąca do butelki o pojemności 0,5 litra
1	Narzędzie do demontażu wkładki złącza Easy Connector
1	Klucz imbusowy 3 mm
1	Wspornik ramienia dozownika
2	Śruby z gniazdem sześciokątnym
1	Zestaw instrukcji obsługi

2.3 Rozpakuj urządzenie



Uwaga

Zalecamy zachowanie wszystkich oryginalnych opakowań i mocowań do wykorzystania w przyszłości.

1. Przetnij taśmę opakowaniową na górze pudełka.
2. Usuń luźne części.
3. Wymij urządzenie z opakowania.

3 Instalacja




Wskazówka:

Jeśli lubrykant lub zawiesina diamentowa nie będą używane przez dłuższy czas, wyjąć butelkę z uchwytu i przechowywać ją w pozycji pionowej.

LaboDoser-10 można zamontować w głowicy następujących jednostek:

- LaboUI
- LaboForce-50
- LaboForce-Mi

Procedura



A Butelka z zawiesziną
diamentową/lubrykantem


B Ramię dozownika

C Zawór regulacyjny

D Dysza dozująca

E Rurka ssąca

1. Za pomocą wspornika i dwóch śrub zamontuj ramię dozujące na kolumnie głowicy.
2. Jeśli używana jest nowa butelka z zawiesiną diamentową/lubrykantem, zdejmij pokrywę i użyj odpowiedniego narzędzia, aby usunąć wkładkę złącza Easy Connector z butelki.



3. Pokrywa LaboDoser-10 jest montowana z rurką ssącą(A) dla butelki o pojemności 1,0 litra.
Jeśli używana jest butelka o pojemności 0,5 litra, należy zmienić rurkę na krótką(B).



Uwaga

Upewnij się, że podczas montażu zakrzywiony koniec rurki jest skierowany w dół.

4. Zamocuj zakrętkę butelki z regulowanym zaworem na butelce z zawiesiną diamentową/lubrykantem Struers.
5. Włóż butelkę do ramienia dozownika.

4 Obsługa LaboDoser-10

Operator reguluje zawór w taki sposób, aby dostarczał wymaganą ilość zawiesiny diamentowej/lubrykantu na tarczę do preparatyki.

1. Umieść dyszę dozującą w optymalnej pozycji nad tarczą.
2. Otwórz zawór i wyreguluj poziom dozowania zawiesiny diamentowej/lubrykantu.

3. Po zakończeniu etapu zamknij zawór, aby zatrzymać dozowanie.

5 Wymień zawieszinę diamentową/lubrykant

Struers zaleca stosowanie osobnych zakrętek butelek dla każdego materiału eksploatacyjnego.

Aby użyć zakrętki butelki z innym materiałem eksploatacyjnym:

1. Usuń butelkę.
2. Przytrzymaj mocno butelkę i zdejmij zatyczkę butelki.
3. Opróżnij butelkę i napełnij ją łagodnym roztworem mydła.
4. Otwórz zawór i wyczyść dyszę dozującą.
5. Wymień wodę z mydłem na czystą wodę i powtórz powyższą procedurę.
6. Umieść nakrętkę na butelce z zawiesziną diamentową/lubrykaniem Struers.

6 Konserwacja

Jeśli urządzenie LaboDoser-10 nie było używane przez dłuższy czas, zalecamy jego wyczyszczenie przed użyciem i usunięcie zaschniętej zawiesziny diamentowej/lubrykantu.

7 Producent

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Dania
Telefon: +45 44 600 800
Faks: +45 44 600 801
www.struers.com

Odpowiedzialność producenta

Należy przestrzegać poniższych instrukcji, ponieważ ich naruszenie może spowodować uchYLENIE Struerszobowiązań prawnych:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście i/lub ilustracjach w niniejszej instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej

instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi może zawierać informacje o akcesoriach lub częściach niewchodzących w zakres dostarczonej wersji urządzenia.

Producent jest uznawany za odpowiedzialnego za wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i działanie urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono używane, serwisowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi.

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiata aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetőek el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversættelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library