

		AbraPol-30
	目录编号	06306129, 06306146, 06306229, 06306246
<b>盘</b>	直径	300 mm (12") 或 350 mm (14")
	速度	40 - 600 rpm, 可调节, 步长为 10 rpm
	旋转方向	逆时针
	电机功率	-
	- 持续 (S1)	2.2 kW (2.9 Hp)
	- 最大 (S3)	不适用
<b>试样移动器头</b>	单个试样	NA
	- 力	-
	- 试样高度	-
	试样夹具座	-
	- 直径	最大200 mm
	- 力	50 - 700 N (10 - 150 lbf)
	旋转速度	50 - 300 rpm, 可调节, 步长为 10 rpm
	旋转方向	顺时针/逆时针
	电机功率	0.55 kW (0.75 Hp)
	扭矩	19 Nm
	定位	35 - 100 mm
<b>特性</b>	材料去除传感器 (内置)	-
	方法	Struers Metalog 指南方法: 10 定制方法: 最多 200
<b>选项</b>	自动加液, 最多 6 个泵	06306901 DP-Module, 06306902 OP-Module
	切换阀	(06306903 - 改装版本)
	循环冷却系统	06296929, 06296946, 06296954
	信号灯	06296900
<b>软件和电子元件</b>	控制	触控板, 转/推旋钮
	显示	LCD, 5.7" TFT 彩屏, 320 x 240 点, 带 LED 背光
<b>安全标准</b>		见符合性声明
<b>操作环境</b>	环境温度	5-40°C (41-104°F)
	湿度	< 85 % RH, 无冷凝

