

LaboForce-Mi		
<b>研磨机</b>	试样夹具座	
	力	2.5-20 N 单个试样
	旋转速度	
	加工中	3 rpm
	旋转方向	逆时针, 顺时针
	电机	15 W
	扭矩	> 49 Nm
<b>安全标准/指令/立法</b>	见符合性声明/说明手册。	
<b>REACH</b>	有关 REACH 的信息, 请联系当地的 Struers 办事处	
<b>操作环境</b>	环境温度	-
	运行期间	5-40 °C (41-104 °F)
	运输期间	0-60 °C (32-104 °F)
	湿度	< 85% RH, 无冷凝
<b>电源</b>	电压/频率	1x24 V DC
	电源输入	已直接连接到 Labopol
	功率	
	额定载荷	15 W
	电流	
	标称	0.6 A
	最大	1.5 A
	最大载荷电流	0.5 A
<b>尺寸和重量</b>	宽度	18.3 cm (7.2")
	深度	43.5 cm (17.1")
	高度	44.8 cm (17.6") (从制备盘测量)
	高度 (打开防护罩时)	
	重量	13 kg (29 lbs)
<b>噪声级</b>	工作站的 A 加权声压级	参见 Labopol 技术数据