

LaboForce-100		
Prøvebevæger	Prøveholder	
	Maks. vægt	4 kg (8,8 lbs) inkl. prøver
	Kraft	10-50 N enkelt prøve 30-300 N prøveholder
	Kraftnøjagtighed	+/-5 N op til 50 N, +/-10 N ved højere værdier
	Rotationshastighed	
	i proces	50-150 rpm
	Rotationsretning	Med uret, mod uret
	Motor	180 W
Software og elektronik	Display	TFT-farve, 320x240 dts, LED-baggrundsllys
Funktioner	Metoder	Inkluderet: 10 Struers Metalog Guide-metoder. Specialfremstillet: 3
Sikkerhedsstandarder/direktiver/lovgivning	Se overensstemmelseserklæring/brugsvejledning	
REACH	Kontakt det lokale Struers-kontor for at få oplysninger om REACH.	
Driftsmiljø	Omgivende temperatur	
	Under drift	5-40 °C (41-104 °F)
	Fugtighed	< 85 % RH ikke-kondenserende
Trykluftforsyning	Tryk	6-9,9 bar (87-143 psi)
	Anbefalet kvalitet	Klasse-5.6.4, som angivet i ISO 8573-1
Strømforsyning	Spænding/frekvens	1x24 V
	Strømindgang	Tilsluttet direkte til Labopol
	Power	
	Nominel belastning	180 W
	Strøm	
	Nominel	5 A
	Maks.	8 A
	Strøm, største belastning	4,5 A

TECHNICAL DATA
LaboForce-100

LaboForce-100		
Dimensioner og vægt	Bredde	20,3 cm (8")
	Dybde	43,3 cm (17")
	Højde	57,4 cm (22,6")
	Højde (med åbent låg)	
	Vægt	20,5 kg (45,2 lbs)
Lydniveau	A - vægtet lydtryksniveau ved arbejdsstationer	se Labopol tekniske data
Vibrationsniveau	Erklæret vibrationsemission	Ikke relevant

Dok. nr.: 16367750_B_da
Udgivelsesdato: 2024.12.03