

		CitoPress -5
<b>Inbedeenheden (optie)</b>	Diameter	25, 30, 40, 50 mm (1.25 - 1.5")
<b>Compressie</b>	Kracht op zuigerstang	50-350 bar in stappen van 25 bar* (725-5076 psi in stappen van 363 psi*)  * Voor 50 mm cilinderdiameter is de maximale kracht beperkt tot 250 bar (3625 psi)
<b>Verwarming (met druk aan)</b>	Temperatuur	120/150/180°C (248/302/356°F)
	Tijd	Variabel tussen 1 en 15 minuten
<b>Koelen (met druk op)</b>	Tijd	Variabel tussen 1 en 15 minuten
	Prijs	Hoog: Volledig debiet (4,8 L/min) Medium: 20% van volledige stroom (0,96 L/min) Laag: 3% van volledige stroom (0,14 L/min)
<b>Software en elektronica</b>	Bedieningselementen	Touchpad
	Weergave	LCD 4,8 "met LED-achtergrondverlichting
<b>Veiligheidsnormen</b>		Zie de conformiteitsverklaring
<b>REACH</b>		Neem contact op met uw plaatselijke Struers-vestiging voor informatie over REACH.
<b>Werkomgeving</b>	Omgevingstemperatuur	5-40°C (41-104°F)
	Vochtigheid	85 % RH niet-condenserend
<b>Stroomvoorziening</b>	Spanning/frequentie	200-240 V / 50-60 Hz (100-120 V / 50-60 Hz)
	Stroomvoorziening	1-fase (N+L1+PE) of 2-fase (L1+L2+PE)
	Stroom, stationair	8 W
	Stroom, max.	1300 W @ 200-240 V (1300 W @ 100-120 V)
	Stroom	5,6 A BIJ 200-240 V (13 A BIJ 100-120 V)
<b>Watertoevoer</b>	Druk	1-6 bar (14,5-87 psi)
	Inlet	3/4"
	Uitlaat	10 mm (0,4")
<b>Aardlekschakelaar</b>		Type A, 30 mA (of beter) wordt aanbevolen
<b>Geluidsniveau</b>	A-gewogen geluidsemisiedrukniveau op de werkplekken	LpA = 61,5 dB(A) (gemeten waarde) Onzekerheid K = 4 dB Metingen uitgevoerd volgens EN ISO 11202
<b>Trillingsniveau</b>	Opgegeven trillingsemisie	NVT

		CitoPress -5
<b>Afmetingen en gewicht</b>	Breedte	48 cm (19")
	Diepte	56 cm (22")
	Hoogte (met inbedeenheid en bovensluiting)	45 cm (17,7")
	Gewicht	34 kg (75 lbs)