

Cooli süsteem		
Mõõtmed ja kaal - 50 l paak	Kõrgus pumba ja Cooli-1-ga	260 mm (10,2 tolli)
	Laius	520 mm (20,7 tolli)
	Laius pikendatud käepidemega	530 mm (21 tolli)
	Sügavus	460 mm (18,1 tolli)
	Helitugevus	50 l (13,2 gallonit)
	Kaal	23 kg (50,7 naela)
Mõõtmed ja kaal - 100 l paak	Kõrgus pumba ja Cooli-1-ga	260 mm (10,2 tolli)
	Laius	730 mm (28,7 tolli)
	Laius pikendatud käepidemega	740 mm (29,0 tolli)
	Sügavus	670 mm (26,4 tolli)
	Helitugevus	100 l (26,4 gallonit)
	Kaal	25 kg (55,1 naela)
Mõõtmed ja kaal - 150 l paak	Kõrgus pumba ja Cooli-1-ga	740 mm (29,1 tolli)
	Laius	830 mm (32,7 tolli)
	Sügavus	760 mm (29,9 tolli)
	Helitugevus	150 l (39,6 gallonit)
	Kaal	46 kg (101,4 naela)
Väike pump	Vool	60 l/min 1 baari juures (16 gal/min rõhul 14,5 psi)
	Energiatarbimine	90-120 W
	Vee väljalaskeava	GEKA 3/4" liitmik
Väike pump, 1 x 100 V / 50 Hz	Energiatarbimine	120 W
	Vool, nimikoormus	1,5 A
	Vool, maksimaalne koormus	3 A
Väike pump, 1 x 100-120 V / 60 Hz	Energiatarbimine	120 W
	Vool, nimikoormus	1,7 A
	Vool, maksimaalne koormus	3,4 A
Väike pump, 1 x 100-120 V / 50/60 Hz	Energiatarbimine	120 W
	Vool, nimikoormus	1,8 A
	Vool, maksimaalne koormus	3,6 A

Cooli süsteem		
Väike pump, 1 x 220-240 V / 50 Hz	Energiatarbimine	90 W
	Vool, nimikoormus	0,7 A
	Vool, maksimaalne koormus	1,4 A
Väike pump, 1 x 220-240 V / 60 Hz	Energiatarbimine	90 W
	Vool, nimikoormus	0,87 A
	Vool, maksimaalne koormus	1,74 A
Suur pump / suur pump, pikk	Vool	125 l/min 1 baari juures (33 gal/min 15,5 psi juures)
	Energiatarbimine	550 W
	Vee väljalaskeava	GEKA 3/4" liitmik
Suur pump / suur pump (pikk), 1 x 100 V / 50 Hz	Energiatarbimine	550 W
	Vool, nimikoormus	8,6 A
	Vool, maksimaalne koormus	17,2 A
Suur pump / suur pump (pikk), 1 x 100-120 V / 60 Hz	Energiatarbimine	550 W
	Vool, nimikoormus	8,5 A
	Vool, maksimaalne koormus	17 A
Suur pump / suur pump (pikk), 1 x 220-240 V / 50 Hz	Energiatarbimine	550 W
	Vool, nimikoormus	4,6 A
	Vool, maksimaalne koormus	9,2 A
Suur pump / suur pump (pikk), 1 x 220-240 V / 60 Hz	Energiatarbimine	550 W
	Vool, nimikoormus	4,5 A
	Vool, maksimaalne koormus	9 A
Ohutusahelate kategooriad/jõudluse tase	Põhiseadme hädaseiskamine	PL c, 1. kategooria Seiskamise kategooria 0
Müra tase	A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase töökohtades	LpA = 71,1 dB(A) (mõõdetud väärtus). (Seadmega Labotom-5 Ø40 mm alumiiniumsulamist varda lõikamisel.) Määramatuse K = 4 dB Mõõtmised on tehtud vastavalt standardile EN ISO 11202

TECHNICAL DATA
Cooli system

Cooli süsteem		
JUHTIMISÜKSUS		
Mõõdud ja kaal	Kõrgus	187 mm (7,3 tolli)
	Laius	226 mm (8,9 tolli)
	Sügavus	166 mm (6,5 tolli)
	Kaal	3,4 kg (7,5 naela)
Toide	Pinge	100-240 V / 50/60 Hz
	Toitesisend	1-faasiline (N+L1+PE) 2-kontaktiga pistik (Euroopa Schuko) või 3-kontaktiga pistik (Põhja-Ameerika NEMA) on mõeldud kasutamiseks ühefaasilistes elektriühendustes. Elektripaigaldis peab vastama II paigalduskategooria nõuetele.
	Energiatarbimine	710 W
	Võimsus, tühikäik	5 W
	Vool, nimikoormus	8,7 A
	Vool, maksimaalne koormus	17,4 A
	Jääkvoolu kaitselüliti	Soovitav on vahelduvvool, 30 mA (või parem)
Ohutusnormid/direktiivid/õigusaktid		Vaadake vastavusdeklaratsiooni/kasutusjuhendit
Töökeskkond	Ümbritsev õhutemperatuur	4-40 °C (41-104 °F)
	Niiskus	10–85% suhteline õhuniiskus, mittekontendseeruv (10–85% suhteline õhuniiskus mittekontendseeruv)
	Ümbritsev õhutemperatuur	0-60 °C (32-140 °F)
Ladustamine	Niiskus	10–85% suhteline õhuniiskus, mittekontendseeruv (10–85% suhteline õhuniiskus mittekontendseeruv)