

| | | AbraPol-30 |
|---------------------------------|--|---|
| | Kataloogi numbrid | 06306129, 06306146, 06306229, 06306246 |
| Ketas | Läbimõõt | 300 mm (12") või 350 mm (14") |
| | Kiirus | 40 - 600 p/min, reguleeritav sammuga 10 p/min |
| | Pöörlemissuund | Vastupäeva |
| | Mootori võimsus | |
| | Mootori võimsus, pidev, S1 | 2,2 kW (2,9 hj) |
| | Maks. (s3) | Pole saadaval |
| Prooviliigutaja pea | Individuaalne proov | |
| | Jõud | Pole saadaval |
| | Proovi kõrgus | Pole saadaval |
| | Proovihoidja | |
| | Läbimõõt | Suht. õhuniiskus maks. 200 mm |
| | Jõud | 50 - 700 N (10 - 150 lbf) |
| | Kiirus | 50 - 300 p/min, reguleeritav sammuga 10 p/min |
| | Pöörlemissuund | Päripäeva, vastupäeva |
| | Mootori võimsus | 0,55 kW (0,75 hj) |
| | Pöördemoment | 19 Nm |
| | Positsioon | 35 mm (100 tolli) |
| Funktsioonid | Materjali eemaldamise sensor (sisseehitatud) | |
| Valikud | Automaatne doseerimine, kuni 6 pumpa | 06306901 DP-moodul, 06306902 OP-moodul |
| | Vahetusklapp | (06306903 - moderniseeritud versioon) |
| | Ringlev jahutussüsteem | 06296929, 06296946, 06296954 |
| | Signaaltuli | 06296900 |
| Tarkvara ja elektroonika | Juhtnupud | Puutetundlik ekraan, Keera/vajuta nupp |
| | Ekraan | TFT-värviline 5,7", 320 x 240 punkti LED-taustavalgustusega |
| Ohutusstandardid | | Vt vastavusdeklaratsiooni |
| Töökeskkond | Ümbritsev õhutemperatuur | 5-40 °C (41-104 °F) |
| | Niiskus | <85 % suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv |

| AbraPol-30 | | |
|---|---|---|
| Toide | Pinge/sagedus | 3 x 200-240 (50-60 Hz), 3 x 380-480 (50-60 Hz) |
| | Toitesisend | 3-faasiline (3L + PE) |
| | Võimsus, nimikoormus | 3 kW |
| | Võimsus, tühikäik | Pole saadaval |
| | Vool, nimikoormus | 8,7 A, 4,8 A |
| | Vool, maks. | 20 A, 11,1 A |
| Veevarustus | Rõhk, kraanivesi | 1 - 4 bar (14.5-58 psi) |
| | Minimaalne veevool | 10 l/min |
| Õhuvarustus | Rõhk, suruõhk | 6 - 9.9 bar (87-145 psi) |
| | Õhuvool/tarbimine | 30 l/min (8 gpm) |
| | Õhu kvaliteet | Õhu juurdevool peab vastama klassile 6.8.4. või parem nagu on määratletud standardis ISO 8573-1 |
| Väljatõmme | Soovituslik võimsus | 50 m ³ /h (1750 jalga ³ /h) |
| Ohutusalate kategooriad/jõudluse tase | Hädaseiskamisnupp | PL c, 1. kategooria Seiskamise kategooria 0 |
| | Tööpiirkonna blokeerimine | PL b, b-kategooria Seiskamise kategooria 0 |
| | Tööpiirkonna blokeerimise lukustus | PL a |
| Jääkvoolu kaitselüliti | | Tüüp B, nõutav on 30 mA (või parem). |
| Müra tase | A-kaalutud müraemissiooni rõhu tase töökohtades | LpA = 61.2 dB(A) (mõõdetud väärtus). 4 dB |
| Vibratsioonitase | Deklareeritud vibratsiooniemissioon | Kogu vibratsiooni tase ülemistele kehaosadele ei ületa 2,5 m/s ² . |
| Mõõdud ja kaal (koos katte/turvakattega) | Laius | 84,7 cm (33,3 tolli) |
| | Sügavus | 99,6 cm (39,2 tolli) |
| | Kõrgus - kaas suletud/kaas avatud | 156,5 cm (61,6 tolli) / 187,5 cm (73,8 tolli) |
| | Kaal | 390 kg (859.8 lbs) |