

		<b>Labotom-20</b>
<b>Kapasiteetti</b>	Korkeus x pituus	95 x 200 mm (3,7" x 10")
	Läpimitta	110 mm (4,7")
	Leikkauspituus	305 mm (12")
<b>Katkaisulaikka</b>	Läpimitta	350 mm (14")
	Karan halkaisija	32 mm (1,3")
<b>Katkaisulaikkamoottori</b>	Pyörimisnopeus	2500 r/min
	Katkaisulaikan korkeudensäätö	–
<b>Leikkuupöytä</b>	Leveys	340 mm (13,4")
	Syvyys	313 mm (12,3")
	T-uramutterit	T-uramutteri vaihdettavilla T-uralevyillä, 10 mm (4 kpl + 3 kpl)
	Syöttönopeus	Manuaalinen ohjaus
<b>Laser</b>		Luokka 2M
<b>Ohjelmistot ja elektroniikka</b>	Ohjaimet	Kosketuslevy
	Näyttö	N/A
<b>Turvallisuusstandardit</b>		CE-merkitty EU-direktiivien mukaisesti
<b>REACH</b>		Lisätietoja REACHista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Struers-toimistoon.
<b>Käyttöympäristö</b>	Ympäristön lämpötila	5–40 °C (41–104 °F)
	Kosteus	35 %–85 % RH, ei kondensoituvaa
<b>Tehonsyöttö 1</b>	Jännite/taajuus	3 x 200 V (50 Hz)
	Tehontarve	3L + (N) + PE
	Power S1	N/A
	Teho S3 60 %	5,5 kW (7,4 hp)
	Teho S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Virta, nimelliskuorma	22,9 A
	Virta, max.	45,8 A
	Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	21,9 A

<b>Labotom-20</b>		
<b>Tehonsyöttö 2</b>	Jännite/taajuus	3 x 200–210 V (60 Hz)
	Tehontarve	3L + (N) + PE
	Power S1	N/A
	Teho S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Teho S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Virta, nimelliskuorma	27,1 A
	Virta, max.	54,2 A
	Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	26,1 A
	<b>Tehonsyöttö 3</b>	Jännite/taajuus
Tehontarve	3L + (N) + PE	
Power S1	N/A	
Teho S3 60 %	5,5 kW (7,4 hp)	
Teho S3 15 %	7,5 kW (10 hp)	
Virta, nimelliskuorma	20,1 A	
Virta, max.	40,2 A	
Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	19,1 A	
<b>Tehonsyöttö 4</b>	Jännite/taajuus	3 x 220–240 V (60 Hz)
	Tehontarve	3L + (N) + PE
	Power S1	N/A
	Teho S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Teho S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Virta, nimelliskuorma	22,5 A
	Virta, max.	45 A
	Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	21,5 A

<b>Labotom-20</b>		
<b>Tehonsyöttö 5</b>	Jännite/taajuus	3 x 380–415 V (50 Hz)
	Tehontarve	3L + (N) + PE
	Power S1	N/A
	Teho S3 60 %	5,5 kW (7,4 hp)
	Teho S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Virta, nimelliskuorma	12 A
	Virta, max.	24 A
	Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	11 A
<b>Tehonsyöttö 6</b>	Jännite/taajuus	3 x 380–415 V (60 Hz)
	Tehontarve	3L + (N) + PE
	Power S1	N/A
	Teho S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Teho S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Virta, nimelliskuorma	13,4 A
	Virta, max.	26,8 A
	Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	12,4 A
<b>Tehonsyöttö 7</b>	Jännite/taajuus	3 x 460–480 V (60 Hz)
	Tehontarve	3L + (N) + PE
	Power S1	N/A
	Teho S3 60 %	6,6 kW (8,8 hp)
	Teho S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Virta, nimelliskuorma	12,4 A
	Virta, max.	24,8 A
	Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	11,4 A
<b>Jäähdytysjärjestelmä</b>	Vaihtoehto	Jäähdytysjärjestelmä 4
<b>Poisto</b>	Suositteltu kapasiteetti	150 m <sup>3</sup> /h (5300 ft <sup>3</sup> /h) 0 mm:n (0") vesimittarilla.
<b>Lisäominaisuudet</b>	X-pöytä, manuaalinen	Vaihtoehto
	X-jalusta, manuaalinen	N/A
	Pyörivä teline	N/A

<b>Labotom-20</b>		
<b>Turvakytkentäluokat/Suoritustaso</b>	Hätäpysäytys	PL c, luokka 1 Pysäytysluokka 0
	Turvasuojus	PL d, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Turvasuojuslukko	PL a, luokka B Pysäytysluokka 0
	Kiertonesteeseen tahaton käynnistyminen	PL c, luokka 1 Pysäytysluokka 0
<b>Jäännösvirran katkaisija (RCCB)</b>		Tyyppi A, 30 mA (tai parempi) vaaditaan
<b>Melutaso</b>	Painotettu äänipäästöjen painetaso työasemilla	LpA = 72 dB(A) (mitattu arvo). Epävarmuus K = 4 dB
<b>Tärinätaso</b>	Ilmoitetut tärinäpäästöt	$a_{hd} = 0,5 \text{ m/s}^2$ (mitattu arvo). Epävarmuus K = 0,2 $\text{m/s}^2$
<b>Mitat ja paino</b>	Leveys (runko)	73 cm (28,9")
	Leveys (kahvalla)	89 cm (35,2")
	Leveys (yksi tunneli)	Vasen: 134 cm (52,8") Oikea: 126 cm (49,4")
	Leveys (kaksi tunnelia)	170 cm (67")
	Syvyys	94 cm (37,1")
	Korkeus (suoja kiinni, kahva mukana)	90 cm (35,6")
	Korkeus (suoja auki)	122 cm (48")
	Paino	225 kg (496 lbs)