

		Accutom-10
Kapacitás	Magasság x Hosszúság	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Vágási hossz	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") 25 mm-es átmérőhöz
Vágótárcsa	Átmérő	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Tengely átmérője	12,7 mm (0,5")
Csiszolókapacitás	Magasság x Hosszúság	N.a.
Motor	Forgási sebesség	300-3000 ford./perc, 50 ford./perc lépésekben állítható
	Vágási előtolási sebesség	Előtolási sebesség: 0,005-3 mm/s, 0,005 mm/s lépésekben állítható
	Pozicionálási sebesség	Y = 13 mm/s
	Pozicionálási hossz	Y irány: 110 mm (0,1 mm-es pontosság)
Mintatartó karja	X-mozgás	Igen
	Forgatás	Igen
	Oscilláció	Igen
	A mintatartó automatikus forgatása (vágás előtt)	Nem
	Pozicionálási sebesség	X = 10 mm/s
	Pozicionálási hossz	X irány: 60 mm (0,005 mm-es pontosság)
Szoftver és elektronika	Kezelőszervek	Érintőpad, Forgatható/nyomógomb
	Kijelző	LCD, színes TFT 5,7", 320 x 240 képpont LED-es háttérvilágítással
Biztonsági szabványok		Lásd a megfelelőségi nyilatkozatot.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5-40 °C (41-104 °F)
	Páratartalom	< 85 %RH, nem lecsapódó
Tápellátás	Feszültség/frekvencia	200-240 V (50-60 Hz)
	Tápbemenet	1 fázisú (N+L1+PE) vagy 2 fázisú (L1+L2+PE) Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a II. szerelési kategóriának.
	S1 tápellátás	1080 W
	S3 tápellátás	N.a.
	Teljesítmény, alapjárat	45 W
	Áram, max.	9,1 A
Hűtőrendszer	Beépített	4,75 l (1¼ gallon), 1,6 l/min (0,4 gallon/min)
Elszívó	Javasolt kapacitás	30 m³/h (1060 láb³/h)

		Accutom-10
Speciális funkciók	X asztal, automata	Nem
	X állvány, kézi	Nem
	Forgóállvány	Nem
Biztonsági áramköri kategóriák/Teljesítményszint	Biztonsági kapcsolórendszer	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Védőzár	PL b, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Rögzítve tartandó gomb funkció	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Vészleállítás	PL c, 1. kategória 0 leállítási kategória
	A folyadékrendszer nem szándékos elindítása	PL b, 3. kategória
	Sebesség ellenőrzése - vágótárcsa/csiszolókorong-konzol mozgása	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	A vágótárcsa/csiszolókorong forgási sebességének ellenőrzése	PL d, 3. kategória
	Maradékáram-megszakító (RCCB)	
Zajsztint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkahelyeken	LpA = 67 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB
Rezgésszint	Deklarált rezgésbocsátás	N.a.
Méreték és tömeg	Szélesség	64,6 cm (25,4")
	Mélység, dugóval	78 cm (30,7") dugóval
	Magasság, védőfedél zárva	44 cm (17,3"), védőfedél zárva
	Magasság, védőfedél nyitva	91 cm (35,8"), védőfedél nyitva
	Tömeg	68 kg (150 font)