

		Accutom-100
Kapacitás	Magasság × hosszúság	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Vágási hossz	40 mm/195 mm (1,6"/7,7") 25 mm-es átmérőhöz
Vágótárcsa	Átmérő	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Tengely átmérője	12,7 mm (0,5")
Csiszolókapacitás	Magasság × hosszúság	95 × 95 mm (3,7" × 3,7")
Csiszolótárcsa	Átmérő	100 mm (4"), 150 mm (6") átmérő
	Tengely átmérője	12,7 mm (0,5")
Motor	Forgási sebesség	300-5000 ford./perc, 50 ford./perc lépésekben állítható
	Vágási előtolási sebesség	Előtolási sebesség: 0,005-3 mm/s, 0,005 mm/s lépésekben állítható
	Csiszolási előtolási sebesség	Előtolási sebesség: 0,5-7,5 mm/s, 0,5 mm/s lépésekben állítható
	Pozicionálási sebesség	Y = 13 mm/s
	Pozicionálási hossz	Y irány: 110 mm (0,1 mm-es pontosság)
Mintatartó karja	X-mozgás	Igen
	Forgatás	Igen
	Oszcilláció	Igen
	A mintatartó automatikus forgatása (vágás előtt)	Igen
	Pozicionálási sebesség	X = 10 mm/s. Pozicionálási tartomány, X irány: 60
	Pozicionálási hossz	X irány: 60 mm (0,005 mm-es pontosság)
Szoftver és elektronika	Kezelőszervek	Érintőpad, forgatható/nyomógomb
	Kijelző	LCD, színes TFT, 320 x 240 képpont LED-es háttérvilágítással
Biztonsági szabványok		CE-jelölés az EU irányelveinek megfelelően
REACH		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától.
Működési környezet	Környezeti hőmérséklet	5-40 °C (41-104 °F)
	Páratartalom	<85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó

		Accutom-100
Tápellátás	Feszültség/frekvencia	200-240 V / 50-60 Hz
	Tápbemenet	1 fázis (N+L1+PE) vagy 2 fázis (L1+L2+PE) Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a II. szerelési kategóriának.
	S1 tápellátás	1080 W
	S3 tápellátás	N.a.
	Teljesítmény, alapjárat	45 W
	Áram, max.	9,1 A
Hűtőrendszer	Beépített	4,75 l (1¼ gallon), 1,6 l/min. (0,4 gallon/min)
Elszívás	Javasolt kapacitás	30 m³/h (1060 láb³/h)
Speciális funkciók	X asztal, automatikus	Nem
	X állvány, manuális	Nem
	Forgóállvány	Nem
Biztonsági áramköri kategóriák/teljesítményszint	Biztonsági kapcsolórendszer	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Védőzár	PL b, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Rögzítve tartandó gomb funkció	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Vészleállítás	PL c, 1. kategória 0 leállítási kategória
	A folyadékrendszer nem szándékos elindítása	PL b, 3. kategória
	Sebesség ellenőrzése - vágótárcsa/csiszolókorong-konzol mozgása	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	A vágótárcsa/csiszolókorong forgási sebességének ellenőrzése	PL d, 3. kategória
	Maradékáram-megszakító (RCCB)	
Zajsint	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkaállomásokon	LpA = 67 dB(A) (mért érték) Bizonytalanság (K) = 4 dB
Rezgésszint	Deklarált rezgés kibocsátás	N.a.

		Accutom-100
Méreték és tömeg	Szélesség	64,6 cm (25,4")
	Hossz, dugóval	78 cm (30,7") dugóval
	Magasság, zárt védőfedél	44 cm (17,3"), védőfedél zárva
	Magasság, nyitott védőfedél	91 cm (35,8"), védőfedél nyitva
	Tömeg	68 kg (150 font)