

LaboForce-100		
Maschera di trascinamento	Portacampioni	
	Peso max.	4 kg (8,8 lb) incluso portacampioni
	Forza	10-50 N campione singolo Portacampioni 30-300 N
	Precisione della forza	+/-5N fino a 50 N, +/-10 N su valori superiori
	Velocità di rotazione	
	in corso	50-150 giri/min
	Direzione di rotazione	In senso orario, In senso antiorario
	Motore	180 W
Software ed elettronica	Display	TFT a colori, 320x240 dts, retroilluminazione a LED
Funzionalità	Metodi	Inclusi: 10 metodi della Metalog Guide Struers. Metodi personalizzati: 3
Norme/direttive/legislazione di sicurezza		Consultare la Dichiarazione di conformità/Manuale d'uso
REACH		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	
	Durante il funzionamento	5-40 °C (41-104 °F)
	Umidità	< 85 % RH senza condensa
Alimentazione dell'aria compressa	Pressione	6-9,9 bar (87-143 psi)
	Qualità raccomandata	Classe-5.6.4, come specificato in ISO 8573-1
Alimentazione	Voltaggio/frequenza	1x24 V
	Ingresso alimentazione	Collegato direttamente a Labopol
	Alimentazione	
	Carico nominale	180 W
	Corrente	
	Nominale	5 A
	Max.	8 A
	Potenza, carico max	4,5 A

LaboForce-100		
Dimensioni e peso	Larghezza	20,3 cm. (8")
	Profondità	43,3 cm. (17")
	Altezza	57,4 cm. (22,6")
	Altezza (con coperchio aperto)	
	Peso	20,5 kg (45,2 lb)
Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	vedere i dati tecnici di Labopol
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A