

CitoVac		
Moc	Napięcie/częstotliwość	200 - 240 V / 50 - 60 Hz (100 - 120 V / 50 - 60 Hz)
	Moc, stała	0,031 A
	Moc, okresowa	0,030 - 0,031 A
	Moc, maks.	0,106 A
	Skoki prądu (zwykle rozruch i rozpoczęcie działania)	0,039 A
Zasilanie powietrzem CitoVac z wbudowanym dozownikiem	Sprężone powietrze	4,5 - 6 barów (65 - 87 psi)
	Zalecana jakość powietrza	Klasa 3, zgodnie z normą ISO 8573-1
	Zużycie sprężonego powietrza	12,5 l/min (3,2 gpm)
	Przyłącze węża	Ø 1/4"
	Próżnia (przy 6 barach sprężonego powietrza)	860 mBar (645 mm Hg)
Zasilanie powietrzem CitoVac do pompy zewnętrznej	Zalecane podciśnienie	min. 900 mBar (min. 675 mm Hg)
	Zalecana moc wyjściowa	~30 l/min (~8 gpm)
	Przyłącze węża	5/16"
Oprogramowanie i elektronika	Elementy sterujące	Pole dotykowe
	Wyświetlacz	LCD 3,1" z podświetleniem
Normy bezpieczeństwa	Patrz Deklaracja zgodności	
REACH	Aby uzyskać informacje na temat REACH, skontaktuj się z lokalnym oddziałem Struers.	
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5-40°C (41-104°F)
	Wilgotność	<95% wilgotności względnej bez skraplania
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)	Zalecany typ A, 30 mA (lub lepszy)	
Poziom hałasu	Poziom ciśnienia akustycznego z korekcją A na stanowiskach pracy	LpA = 67 dB(A) (wartość mierzona) Niepewność K = 4 dB Pomiary wykonane zgodnie z normą EN ISO 11202.
Poziom wibracji	Deklarowana emisja wibracji	Nie dot.

CitoVac		
Wymiary i waga	Wymiary zewnętrzne:	–
	Szerokość	38 cm (15")
	Głębokość	37 cm (14,5")
	Wysokość	19 cm (7,5")
	Waga	9,5 kg (21 lb)
	Komora próżniowa:	–
	Średnica wewnętrzna	Ø 20 cm (Ø 7,9")
	Wysokość wewnętrzna	10 cm (4")

Numer dokumentu: 15927750_A_pl
Data wydania: 2023.06.20