

		Minitom
Capacitate	Înălțime x Lungime	30 x 40 mm (1.2" x 1.6")
	Diametru	40 mm (1.6")
	Forță maximă de tăiere	0,34 N
Disc abraziv de tăiere	Diametru	100-127 mm (4"-5")
	Diametru arbore	12,7 mm (0.5")
Motorul discului abraziv de tăiere	Viteză de rotație	100-420 rpm
Rezervor de răcire și recirculare	Volum	250 ml (0.07 gal)
Software și componente electronice	Comenzi	Suport tactil
	Afișaj	N/A
Standarde de siguranță		Consultați Declarația de conformitate
REACH		Pentru informații despre REACH, contactați biroul Struers local.
Mediu de operare	Temperatură ambientală	5-40 °C (41 - 131 °F)
	Umiditate	< 95 % umiditate relativă, fără condensare
	Nivel de zgomot	L(Pa)=58 dBa(A)
Alimentare cu energie electrică	Tensiune/frecvență	100-250 VAC 50-60 Hz
	Priză de alimentare	1L + (N) + PE
	Putere S1	N/A
	Curent, sarcină nominală	3,2 A
	Curent, max.	4,8 A
	Amperaj al celui mai mare motor sau sarcină	N/A
Dimensiuni și greutate	Lățime	27,5 cm (10.8")
	Adâncime (corp principal)	28 cm (11")
	Adâncime (cu mâner)	41 cm (16")
	Înălțime (corp principal)	20,5 cm (8.1")
	Înălțime (cu mâner)	25,6 cm (10.1")
	Greutate	8 kg (17.6 lbs)