

CitoPress-15, 30		
Zalievacie jednotky (voliteľné)	Priemer:	25, 30, 40, 50 mm (1,25", 1,5")
Kompresia	Zalievací tlak	50 – 350 bar v krokoch po 25 bar/725 – 5076 psi v krokoch po 363 psi. Pri použití valca s priemerom 50 mm je maximálny tlak obmedzený na 250 barov/3625 psi
Vyhrievanie (so zapnutým tlakom)	Teplota	120/150/180 °C (248/302/356 °F)
	Čas	Nastaviteľné od 1 do 15 minút
Chladenie (so zapnutým tlakom)	Čas	Nastaviteľné od 1 do 15 minút
	Prietok	Vysoký: Plný prietok (4,8 l/min) Stredný: 20 % plného prietoku (0,96 l/min) Nízky: 3 % plného prietoku (0,14 l/min)
Softvér a elektronika	Ovládače	Dotyková klávesnica, otočné tlačidlo
	Displej	5,2" LCD s LED podsvietením
Bezpečnostné normy		Pozri vyhlásenie o zhode
REACH		Informácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers
Prevádzkové prostredie	Teplota okolia	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Napájací zdroj	Napätie/frekvencia	200 – 240 V/50 – 60 Hz (100 – 120 V/50 – 60 Hz)
	Napájací zdroj	Jednofázové (N + L1 + PE) alebo dvojfázové (L1 + L2 + PE)
	Elektrický prúd, voľnobeh	8 W
	Elektrický prúd, max.	CitoPress-15: 1 300 W pri 200 – 240 V (1 300 W pri 100 – 120 V)
		CitoPress-30: 2 300 W pri 200 – 240 V (1 300 W pri 100 – 120 V)
	Elektrický prúd	CitoPress-15: 5,6 W pri 200 – 240 V (13 A pri 100 – 120 V)
		CitoPress-30: 10 A pri 200 – 240 V (13 A pri 100 – 120 V)
	Prúdový chránič (RCCB)	Vyžaduje sa typ A, 30 mA (EN 50178/5.2.11.1) alebo viac
Prívod vody	Tlak	1 – 6 bar (14,5 – 87 psi)
	Prívod	3/4"
	Odtok	10 mm (0,4")
Úroveň hluku	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 61,5 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dB Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 11202
Úroveň vibrácií	Deklarovaná úroveň vibrácií	N/A

CitoPress-15, 30**Rozmery a hmotnosť**

Šírka

CitoPress-15: 48 cm (19")

CitoPress-30: 55 cm (21,5")

Hĺbka

56 cm (22")

Výška (s nainštalovanou zalievacou jednotkou a
vrchným krytom)

45 cm (17,7") (bez dávkovača CitoDoser)

55 cm (21,5") (s dávkovačom CitoDoser)

Hmotnosť

CitoPress-15: 34 kg (75 libier)

CitoPress-30: 48 kg (106 libier)

CitoDoser: 3,1 kg (7 libier)