

		TegraSystem Remote
<b>Kapacita</b>	Sila, samostatné vzorky	Priemer: 3 × 40 mm
	Posúvač vzorky	Priemer: 109 mm
<b>Kotúč</b>	Priemer	200 mm (8")
	Rýchlosť otáčania	40 - 600 ot./min., variabilné
	Smer otáčania	Proti smeru hodinových ručičiek
	Výkon motora	-
	- Nepretržitý (S1) Nepretržitý (S1)	370 W (0,5 hp)
	- Max. Max.	555 W (0,7 hp)
<b>Hlava unášača vzoriek</b>	Samostatná vzorka	-
	- Sila	10 - 50 N v krokoch po 5 N
	- Výška držiaka	8 - 32 mm (0,31 - 1,26")
	Rýchlosť otáčania	50 - 150 ot./min., variabilné v krokoch po 10 ot./min.
	Smer otáčania	V smere hodinových ručičiek/Proti smeru hodinových ručičiek
	Motor	52 W
	Krútiaci moment	0,6 Nm (0,44 ft-lbf)
<b>Možnosti - TegraDoser Remote</b>	Automatické dávkovanie, až 7 čerpadiel	Áno
<b>Softvér a elektronika</b>	Ovládače	Dotykový panel
	Displej	LCD, TFT-BW 3.2", 128 × 64 bodov s biely LED protisvetlom
<b>Bezpečnostné normy</b>	S označením CE v súlade so smernicami EÚ	
<b>REACH</b>	Informácie o REACH získate v miestnej kancelárii spoločnosti Struers.	
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Teplota okolia	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Vlhkosť	35 - 85 % RV, nekondenzujúca
<b>Napájací zdroj</b>	Napätie/frekvencia	200 - 240 V (50 - 60 Hz)
	Napájanie, vstup	Jednofázové (N + L1 + PE) alebo dvojfázové (L1 + L2 + PE) Elektrická inštalácia musí byť v súlade s kategóriou inštalácie II
	Napájanie, menovitá záťaž	440 W
	Napájanie, voľnobežná záťaž	12 W
	Prúd, menovitá záťaž	2,2 A
	Prúd, maximálna záťaž	5,0 A
	Prúd, najväčšia záťaž	2,3 A

<b>TegraSystem Remote</b>		
<b>Prívod vzduchu</b>	Tlak, stlačený vzduch	5 - 9,9 barov (72 - 143 psi)
	Prietok, stlačený vzduch	3,5 - 4 l/m (1,1 gpm)
	Kvalita ovzdušia, stlačený vzduch	Dodávaný vzduch musí byť triedy 5.6.4. alebo vyššej, ako sa uvádza v norme ISO 8573-1.
	Vzduchový vpust, stlačený vzduch, prípojka	Priemer: 6 mm (¼")
<b>Prúdový chránič (RCCB)</b>		Typ A, Odporúča sa 30 mA (alebo viac)
<b>Úroveň hluku</b>	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 70 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dB(A) Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 11202
<b>Úroveň vibrácií</b>	Deklarovaná úroveň vibrácií	N/A
<b>Rozmery a hmotnosť: leštiaca jednotka, unášač vzoriek</b>	Výška	55,5 cm (22")
	Šírka	50 cm (19,7")
	Hĺbka	85,5 cm (33,7")
	Hmotnosť	51 kg (112 libier)
	Hmotnosť - so zdvíhacou plošinou	60 kg (132 libier)
<b>Rozmery a hmotnosť - riadiaca skriňa</b>	Výška	22,5 cm (8,9")
	Šírka	48 cm (19")
	Hĺbka	30 cm (11,9")
	Hmotnosť	11 kg (24,3 libier)
	Dĺžka káblov (štandardná)	8 m (2 ks) - max. približná 20 m
<b>Rozmery a hmotnosť - vzduchová riadiaca skriňa</b>	Výška	17 cm (6,7")
	Šírka	27 cm (10,6")
	Hĺbka	10,5 cm (4,1")
	Hmotnosť	2 kg (4,4 libier)
	Dĺžka hadice (prívod stlačeného vzduchu)	8 m - max. približná 20 m
Dĺžka hadice (prívod do jednotky sily)	8 m - max.	