

		LaboUI
Normas de seguridad/directivas/legislación		Consulte la Declaración de Conformidad o el Manual de instrucciones
REACH		Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.
Entorno de operaciones	Temperatura ambiente	
	Durante el funcionamiento	5-40 °C (41-104 °F)
	Durante el transporte	0-60 °C (32-104 °F)
	Humedad	<85% de humedad relativa sin condensación
Suministro eléctrico	Tensión/frecuencia	1 x 24 V
	Entrada de alimentación	Se conecta directamente a la unidad LaboPol
	Actual	
	Nominal	0,1 A
	Potencia	0,1 A
	Intensidad, carga más alta	0,1 A
Dimensiones y peso	Ancho	15 cm (5,9")
	Profundidad	13,5 cm (5,3")
	Altura	37,6 cm (14,8")
	Altura (con cubierta abierta)	
	Peso	0,8 kg (1,8 lb)
Niveles de ruido	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	Ver los datos técnicos de la pulidora LaboPol
Niveles de ruido	Las cifras indicadas son niveles de emisiones y no son necesariamente niveles de trabajo seguros. Aunque existe una correlación entre las emisiones y los niveles de exposición, esta no puede utilizarse de manera fiable para determinar si se requiere o no adoptar otras medidas de precaución. Los factores que influyen en el nivel actual de exposición de los trabajadores incluyen las características de la sala y otras fuentes de ruidos, es decir, el número de máquinas y otros procesos adyacentes. Además, el límite permisible de exposición varía en cada país. Sin embargo, esta información permitirá que el usuario de la máquina pueda evaluar mejor los riesgos y los peligros.	
Nivel de vibraciones	Emisión de vibraciones declarada	N/A