

		Minitom
Kapacitet	Höjd x Längd	30 x 40 mm (1,2" x 1,6")
	Diameter	40 mm (1,6")
	Maximal kapkraft	0,34 N
Kapskiva	Diameter	100-127 mm (4"-5")
	Axeldiameter	12,7 mm (0,5")
Motor för kapskivan	Rotationsvarvtal	100-420 varv/minut
Recirkulationskyltank	Volym	250 liter (0,07 gal)
Programvara och elektronik	Reglage	Styrplatta
	Display	Ej tillämpligt
Säkerhetsstandarder		Se Försäkran om överensstämmelse
REACH		Kontakta ditt lokala REACH-kontor för information om Struers.
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5–40 °C (41–131 °F)
	Luftfuktighet	< 95 % RH icke-kondenserande
	Bullernivå	L(Pa)=58 dBa(A)
Strömförsörjning	Spänning/frekvens	100–250 AVC 50–60 Hz
	El-anslutning	1L + (N) + PE
	Power S1	Ej tillämpligt
	Ström, märklaster	3,2 A
	Ström, max.	4,8 A
	Amperevärde för största motorn eller last	Används ej
Mått och vikt	Bredd	27,5 cm (10,8")
	Djup (huvuddel)	28 cm (11")
	Bredd (med handtag)	41 cm (16")
	Höjd (huvuddel)	20,5 cm (8,1")
	Höjd (med handtag)	25,6 cm (10,1")
	Vikt	8 kg (17,6 lbs)