

		CitoVac
Power	Voltage/frequency	200-240 V / 50-60 Hz (100-120 V / 50-60 Hz)
	Power, constant	0,031 A
	Power, intermittent	0,030-0,031 A
	Power, max	0,106 A
	Strömtpoppar (vanligtvis uppstart och driftsstart)	0,039 A
Tilluft CitoVac med inbyggd ejektor	Tryckluft	4,5-6 bar (65-87 psi)
	Recommended air quality	Klass 3 enligt specifikation i ISO 8573-1
	Förbrukning av tryckluft	12,5 L/min (3,2 gallon/min)
	Anslutning av slang	Ø1/4"
	Vacuum (at compressed air 6 bar)	860 mBar (645 mm Hg)
Tilluft CitoVac för extern pump	Recommended vacuum	min. 900 mBar (min. 675 mm Hg)
	Recommended output	~30 l/min (~8 gallon/min)
	Anslutning av slang	5/16"
Software and electronics	Reglage	Styrplatta
	Display	LCD 3,1" med bakgrundsbelysning
Safety standards		Se Försäkran om överensstämmelse
REACH		För information om REACH, kontakta ditt lokala Struers-kontor.
Operating environment	Surrounding temperature	5-40°C/41-104°F
	Humidity	< 95 % RH ej kondenserande
Residual Current Circuit Breaker (RCCB)		Typ A, 30 mA (eller bättre) rekommenderas
Noise level	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 67 dB(A) (uppmätt värde). Osäkerhet K = 4 dB Mätningar utförda i enlighet med EN ISO 11202
Vibration level	Deklarerad vibrationsemission	Används ej



		CitoVac
Mått och vikt	Outer dimensions:	-
	Width	38 cm (15")
	Djup	37 cm (14,5")
	Höjd	19 cm (7,5")
	Weight	9,5 kg (21 lbs)
	Vacuum Chamber:	-
	Inner diameter	Ø20 cm (Ø7,9")
	Inner height	10 cm (4")